

HARTMANN



Snadná péče o rány.
Kdekoli.



VivereX[®]

Objevte náš jednorázový systém
podtlakové terapie.




Přehled variant systému VivereX[®]

Číslo produktu	VivereX [®] 10denní systém	Krytí Velikost/cm
409911	1 přístroj + 2 krytí	1 10 × 20 cm
409912	1 přístroj + 2 krytí	2 10 × 30 cm
409913	1 přístroj + 2 krytí	3 10 × 40 cm
409914	1 přístroj + 2 krytí	4 16 × 16 cm
409915	1 přístroj + 2 krytí	5 16 × 21 cm
409916	1 přístroj + 2 krytí	6 16 × 31 cm
409917	1 přístroj + 2 krytí	7 21 × 21 cm
409918	1 přístroj + 2 krytí	8 26 × 26 cm

Číslo produktu	VivereX+ [™] 21denní systém	Krytí Velikost/cm
409921	1 přístroj + 2 krytí	1 10 × 20 cm
409922	1 přístroj + 2 krytí	2 10 × 30 cm
409923	1 přístroj + 2 krytí	3 10 × 40 cm
409924	1 přístroj + 2 krytí	4 16 × 16 cm
409925	1 přístroj + 2 krytí	5 16 × 21 cm
409926	1 přístroj + 2 krytí	6 16 × 31 cm
409927	1 přístroj + 2 krytí	7 21 × 21 cm
409928	1 přístroj + 2 krytí	8 26 × 26 cm

Číslo produktu	VivereX [®] Baličky krytí	Krytí Velikost/cm
409931	5 krytí	1 10 × 20 cm
409932	5 krytí	2 10 × 30 cm
409933	5 krytí	3 10 × 40 cm
409934	5 krytí	4 16 × 16 cm
409935	5 krytí	5 16 × 21 cm
409936	5 krytí	6 16 × 31 cm
409937	5 krytí	7 21 × 21 cm
409938	5 krytí	8 26 × 26 cm



powered by Sunmedic

820610 (12/2023)

HARTMANN – RICO a.s.
Masarykovo nám. 77
664 71 Veverská Bítýška
tel. +420 549 456 262

Snadná péče
o rány.
Kdekoliv.

Spolehněte se na VivereX[®]

Jednorázový přístroj pro podtlakovou terapii
umožňující časnou mobilizaci pacienta.



Vhodný k použití v nemocnici i domácím prostředí.



Pro rány s malou až středně významnou* sekrecí.



Snižuje výskyt infekce v ráně a urychluje hojení
chirurgické rány.

* (pod 100 ml / 24 hodin)

Z nemocnice domů

Pomozte svým pacientům v návratu do domácího prostředí díky systému VivereX®

Benefity systému VivereX® pro pacienty:

- Uspodňuje a zefektivňuje léčbu ran
- Délka terapie systému VivereX® (systém VivereX® 10 dnů a systém VivereX+® 21 dnů)
- Přenosný, snadno uschovatelný, vybavený klipem na opasek
- Bezpečnostní vizuální alarmy upozorňují na netěsnosti, na nutnost výměny krytí a na vybití baterií
- Tichý a bez vibrací

Benefity pro zdravotníky:


- Umožňuje rychlou a účinnou péči o rány
- Časově nenáročný
- Snižuje riziko komplikací spojených s infekcí a tím i zkracuje dobu hospitalizace



Doporučené indikace pro použití jednorázové podtlakové terapie

- Čisté a uzavřené operační rány s vysokým rizikem infekce nebo dehiscence
- Menší chronické rány s omezenou sekrecí
- Kožní štěpy (dle rozsahu)

Upraveno dle Tabulky 1, Banasiewicz T, et al., Wounds International 2019; 10(2): 1-6



Upraveno dle Obrázku 1, Banasiewicz T, et al., Wounds International 2019; 10(2): 1-6

Bezpečnostní prvky systému VivereX® pomáhají optimalizovat léčbu



Krytí na rány VivereX® a jeho složení

