

**HARTMANN**



# Pro bezpečnou a účinnou léčbu, péči a prevenci

Katalog výrobků





# O nás

Společnost HARTMANN – RICO a.s. vznikla v roce 1991 spojením úspěšného výrobce vaty, obvazového materiálu a hygienických potřeb Rico (firma založena jako Richter&Compagnon r. 1891 v Chomutově) a předního světového výrobce zdravotnických a hygienických výrobků, firmy PAUL HARTMANN (založena r. 1818 v Heidenheimu). Tímto krokem se společnost zároveň stala součástí silné mezinárodní skupiny HARTMANN.

Na území České republiky provozujeme čtyři výrobní závody. Výrobní program jednorázových operačních roušek a setů je soustředěn do dvou závodů ve Veverské Bítýšce. Na sterilní zákrokové sety MediSet, jednorázové kovové operační nástroje Peha-Instrument, balení operačních rukavic, sádrová obinadla a gázové produkty se specializuje závod ve Chvalkovicích. Komponenty pro finální kompletaci jednorázových operačních setů vyrábí závod v Havlíčkově Brodě.

Díky naší profesionalitě, partnerskému přístupu a nadšení pro práci, kterou děláme, zaujímáme v České republice dlouhodobě pozici předního výrobce a distributora zdravotnických prostředků a zároveň významného exportéra.

# Posouváme hranice péče o zdraví. Úspěšně. Již více než 200 let.

Ludwig von Hartmann



**1818**

Společnost založena jako prádelna.



Victor von Bruns



Joseph Lister

**70. léta 19. stol.**

Vědecké průlomy nastartovaly výrobu antiseptického krytí a chirurgických roušek.



**1938**

Poprvé logo v podobě modrého oválu.



První masné tyly pro bezbolestnou výměnu obvazů.

**70. léta 20. stol.**

Zaměřujeme se na problematiku inkontinence.

Jednorázové chirurgické roušky Folioplast dále snižují rizika na operačních sálech.



**1991**

Vznik HARTMANN-RICO a.s.



**1843**

Společnost přebírá Paul Hartmann.



**1919**

Začíná výroba náplastí a mastí.



**1965**

Nový stupeň bezpečnosti na operačních sálech díky x-ray detekovatelným vláknům.



**1993–1994**

Uvedení produktových řad MoliCare a Menalind jako řešení péče o inkontinentní pacienty.



*„I přes poptávku po levném obvazovém materiálu, jehož vlastnosti se zřídka pojí s kvalitou a spolehlivostí, mým dlouhodobým zájmem zůstává dodávat jen to nejlepší.“* Paul Hartmann, 1885

**1997**

Představení produktů vlhkého krytí ran včetně uvedení unikátního produktu TenderWet.



**2009**

Uvedení nových jednorázových kovových chirurgických nástrojů Peha-Instrument.



**2014**

Nový branding značky HARTMANN v čele s novým sloganem O krok dál pro zdraví – slogan se mění po 75 letech!



**2016**

Představujeme zcela novou kategorii produktů, domácí testy Veroval, a umožňujeme tak přesunout více péče o zdraví do pohodlí a klidu vlastního domova.



**2008**

Rozšíření portfolia HARTMANN o produkty pro dezinfekci.



**2011**

HARTMANN vstupuje na trh s novým systémem pro podtlakovou terapii VIVANO.



Kneipp se stává 100% dceřinou společností PAUL HARTMANN AG.

Představení systému HydroTerapie znamená výrazně jednodušší a efektivnější léčbu ran.



Významné usnadnění práce pečovatelům díky inovaci plenkových kalhotek MoliCare Elastic.

**2017**

Skupina HARTMANN dokončila akvizici společnosti Lindor, přední značky pro inkontinenční prostředky ve Španělsku a Portugalsku.



Uvádíme řadu inteligentních přístrojů Veroyal osobní diagnostiky s platformou Veroyal medi.connect.

**2018**

Uvedení nové řady produktů pro sportovce Cosmos Active.



**2019**

Uvedení dalších novinek v produktovém portfoliu. Jednorázové oblečení na operační sály Foliadress Suit Comfort.

A jdeme dál...



Anatomicky tvarované diskrétní kalhotky pro střední a těžký únik moči vyvinuté speciálně pro ženy i muže MoliCare Lady a Men Pants.



Akvizice části společnosti Safran - rozšíření portfolia krytí ran o silikonová krytí.

**HARTMANN**



*Náš společný cíl:*

---

# INFEKCE NESMÍ MÍT SEBEMENŠÍ ŠANCI

*Každý den, každou minutu, kdekoliv*

[missionprevention.cz](http://missionprevention.cz)



Náš společný cíl:

# MISSION: INFECTION PREVENTION

1

Infekce spojené se zdravotní péčí významně komplikují proces léčby a mohou vyústit i v život ohrožující stav pacienta.

2

Infekcí se v nemocnicích nakazí až 8 % hospitalizovaných pacientů.

3

Díky účinným řešením prevence infekcí v oblastech hojení ran, prevence rizik a dezinfekce výrazně zvyšujeme bezpečnost a efektivitu zdravotní péče jak pro zdravotníky, tak pro pacienty.



# Pro bezpečnou a účinnou léčbu, péči a prevenci

Katalog výrobků

## Ošetřování ran

### Moderní ošetřování ran

Antiseptické krytí – Atrauman Ag .....	15
Čisticí krytí – HydroClean, HydroClean Cavity .....	16
Algináty – Sorbalgon .....	17
Hydrogely – HydroTac Transparent .....	18
Hydrogely – Hydrosorb Gel .....	19
Hydrokoloidy – Hydrocoll .....	20
Polyuretany – HydroTac .....	21
Polyuretany – PermaFoam Classic .....	22
Neadhezivní kontaktní krytí – Atrauman .....	23
Neadhezivní kontaktní krytí – Grassolind neutral .....	24
Kompresy – RespoSorb Super .....	25
Silikonové krytí – Atrauman Silicone .....	26
Podtlaková terapie – Vivano .....	27
Podtlaková terapie – VivanoMed .....	28

### Tradiční ošetřování ran

Kompresy – Sterilux ES .....	29
Kompresy – Medicom .....	30
Kompresy – Zetuvit .....	31
Kompresy – Eycopad .....	32
Tampony – Pagasling .....	33
Obvazová gáza .....	34
Hotové obvazy .....	35
Tampony – Soft-Zellin .....	36
Tampony – Pur-Zellin .....	37
Fixační obinadla – Peha-fix .....	38
Fixační obinadla – Obinadla hydrofilní .....	39
Fixační obinadla – Obinadlo hydrofilní elastické sterilní .....	40
Fixační obinadla – Peha-haft .....	41
Hadicové obvazy – Stůlpa .....	42
Hadicové obvazy – Pruban .....	43
Hadicové obvazy – Coverflex fast .....	44
Hadicové obvazy – Coverflex grip .....	45
Podpůrné obvazy – Verba .....	46

### Kompresivní terapie

Krátkotažná obinadla – Ideal Neo .....	47
Krátkotažná obinadla – Idealflex .....	48
Krátkotažná obinadla – Idealast-haft latex free .....	49
Krátkotažná obinadla – Idealast-haft Color latex free .....	50
Krátkotažná obinadla – Pütter-Verband .....	51
Dlouhotažná obinadla – Idealtex .....	52
Zinkokliohová obinadla – Varolast .....	53
Polstrovaní – Rolta .....	54

### Náplasti

Fixační náplasti – Omniplast .....	55
Fixační náplasti – Omnipor .....	56
Fixační náplasti – Omnifilm .....	57
Fixační náplasti – Omnisilk .....	58
Fixační náplasti – Omnifix Elastic .....	59
Fixační náplasti – Omnistrip .....	60
Tejповací náplasti – Omnitape .....	61
Pooperační náplasti – Cosmopor Steril .....	62
Fixační náplasti – Cosmopor I.V. .....	63
Pooperační náplasti – Hydrofilm, Hydrofilm Plus .....	64
Fixační náplasti – Hydrofilm I.V., Hydrofilm I.V. Control .....	65
Termoterapie – Cosmos .....	66
Hojivé náplasti na rány – Cosmos .....	67–68
Standardní náplasti na rány – Cosmos .....	69–71
Ekonomické náplasti na rány – Cosmos .....	72
Náplasti pro lékařskou praxi – DermaPlast .....	73–74

### První pomoc pro svaly a klouby

Tejповací pásy – Cosmos Active .....	75
Gelové polštářky – Cosmos Active .....	76

### Vata

Vata Pehazell Clean .....	77
---------------------------	----

## Prevence rizik

Jednorázové operační krytí – Foliodrape .....	81
Jednorázové operační krytí – Foliodrape Protect Plus.....	82
Jednorázové operační krytí – Foliodrape Protect.....	83
Operační pláště – Foliadress gown Comfort .....	84
Operační pláště – Foliadress gown Protect.....	85
Jednorázové operační oblečení – Foliadress Suit Comfort.....	86–87
Jednorázové operační oblečení – Foliadress Suit.....	88
Operační čepice – Foliadress Cap.....	89–90
Operační masky – Foliadress Mask Comfort .....	91
Operační masky – Foliadress Mask Protect .....	92
Operační masky – Foliadress Mask .....	93
Operační rukavice – Základní operační rukavice .....	94
Operační rukavice – Standardní operační rukavice .....	95
Operační rukavice – Speciální operační rukavice .....	96–97
Obvazové materiály pro operační sály – Telatrast.....	98–99
Jednorázové chirurgické nástroje – Peha-instrument.....	100
MediSet.....	101–106

## Dezinfekce

Dezinfekce rukou .....	111
Mytí, ochrana a péče o pokožku .....	112
Dezinfekce kůže a těla .....	113
Dezinfekce nástrojů .....	114
Rychlá dezinfekce ploch a povrchů .....	115–116
Dezinfekce ploch a povrchů .....	117
Čištění ploch a povrchů .....	118
Dávkování .....	119–121

## Inkontinence

Inkontinence – MoliCare Lady .....	125
Inkontinence – MoliCare Men .....	126
Inkontinence – MoliCare Pad .....	127
Inkontinence – MoliCare Lady a Men Pants .....	128
Inkontinence – MoliCare Mobile.....	129
Inkontinence – MoliCare Elastic .....	130
Inkontinence – MoliCare Premium .....	131

Inkontinence – MoliCare Form.....	132
Inkontinence – MoliCare Fixpants .....	133
Inkontinence – MoliCare Bed Mat .....	134
Péče o pokožku – MoliCare Skin .....	135–137
Hygiena pacientů a personálu – ValaClean .....	138
Hygiena pacientů a personálu – ValaFit .....	139
Hygiena pacientů a personálu – ValaProtect .....	140
Hygiena pacientů a personálu – ValaComfort .....	141
Hygiena pacientů a personálu – Pagavit, Peha-fresh.....	142

## Krása a zdraví

Kosmetika a péče o tělo Kneipp.....	147–152
Péče o suchou a atopickou pokožku Kneipp .....	153
Kosmetika a péče o tělo Kneipp.....	154
Péče o chodidla Kneipp .....	155
Kosmetika a péče o tělo Kneipp.....	156–157
Léčiva a doplňky stravy Kneipp .....	158–159
Dětská hygiena – Bel baby .....	160
Dámská hygiena – Samu.....	161
Dámská hygiena – Ria .....	162–163
Vata a vatové výrobky Bel .....	164–165

## Ostatní

Imobilizace – Klasické sádrové obvazy – Safix plus.....	169
Hygiena pacientů a personálu – Vyšetřovací rukavice.....	170–171
Hygiena pacientů a personálu – Jednorázové návleky, jednorázový plášť .....	172
Domácí diagnostika – Veroval .....	174–179
Domácí diagnostika – Therموال.....	180–182
Domácí diagnostika – Testy Veroval .....	183–186
Stomické pomůcky Dansac – Kolostomické pomůcky .....	188–190
Stomické pomůcky Dansac – Ileostomické pomůcky .....	191–194
Stomické pomůcky Dansac – Urostomické pomůcky.....	195
Stomické pomůcky Dansac – Podložky .....	196–197
Stomické pomůcky Dansac – Doplňkový sortiment.....	198–199

Každá rána je potenciální **vstupní branou pro infekci**. Účinnou **prevencí infekce** je udržení rány v průběhu procesu hojení **ve vlhkém prostředí**.

Systém **HydroTerapie®** je jednoduchým a efektivním řešením vhodným **pro většinu akutních i chronických ran**, které **urychluje hojení** a zároveň **zvyšuje komfort pacienta** díky bezbolestnosti a nižší frekvenci převazů.

Více z nabídky vlhkého krytí ran na str. 15–26 nebo na **[www.lecbarany.cz](http://www.lecbarany.cz)**.

Náš společný cíl:

**INFEKCE NESMÍ MÍT  
SEBEMENŠÍ ŠANCI**

**missionprevention.cz**



Ošetřování ran



# Atrauman Ag<sup>®</sup>

## Nepřilnavé bariérové sterilní krytí s obsahem stříbra

### Charakteristika

- Je bariérové krytí obsahující stříbro.
- Je tenké, lehké krytí a lze je jednoduše stříhat.
- Zajišťuje těsný kontakt s celou spodinou rány.
- Podporuje klidný proces hojení.
- Preventivně zamezuje maceraci ochranou a péčí o okolní pokožku.
- Umožňuje bezbolestnou výměnu krytí minimální adhezí k ráně.
- Umožňuje jednoduchou volbu dalšího krytí na ránu, neboť může být kombinován se všemi typy absorpčního krytí.
- Může být kombinován se systémem Vivano<sup>®</sup> pro podtlakovou terapii ran.
- Šetří čas díky jednoduché manipulaci.
- Je cenově výhodný, protože může být kombinován i s tradičním sekundárním krytím ran.
- Sterilní.

### Fáze hojení rány

Čistící fáze.

### Typy rány

Chronická i akutní, infikovaná, secernující, povleklá, hluboká.

### Výměna obvazu

Doba použití jednoho krytí nesmí překročit sedm dnů.

### Sekundární krytí

- Klasický gázový kompres (Sterilux ES).
- Kompres z netkaného textilu (Medicomp).

### Sekundární fixace

- Samolepicí náplast (např. Omnifix Elastic).
- Kohezivní obinadlo (např. Peha-haft).
- Fixační obinadlo (např. Peha-crepp).



zatavený jednotlivě	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka
Atrauman Ag	5 x 5 cm	499 571	5001088 Z	bal. à 10 ks
	10 x 10 cm	499 573	5001085 Z	bal. à 10 ks
	10 x 20 cm	499 575	5010855 Z	bal. à 10 ks

Z – nutný souhlas revizního lékaře pojišťovny.

# HydroClean<sup>®</sup>, HydroClean<sup>®</sup> Cavity

## Krytí na rány pro interaktivní terapii v mokřém prostředí

### Charakteristika

- Savý polštářek ze superabsorpčního polyakrylátu s vyplachovacím účinkem se aktivuje Ringerovým roztokem, který je průběžně uvolňován do rány. Savé tělísko současně absorbuje zbytek odumřelých buněk, choroboplodných zárodků a toxinů, které již zpátky do rány nepustí. HydroClean také výrazně podporuje tvorbu granulační tkáně.
- Rychlé a efektivní vyčištění rány díky vyplachovacímu účinku odlučuje nekrózu.
- Podpora granulační tkáně – aktivním čisticím procesem se aktivují vlastní mechanismy organismu: do oblasti rány migrují buňky, regenerují se v ní cévy.
- Zastavuje sekreci.
- Vysoká schopnost absorpce i při souběžné kompresivní terapii.
- Sterilní.

### Fáze hojení rány

Čisticí fáze, granulační fáze.

### Typ rány

Chronická, infikovaná i neinfikovaná, suchá, secernující, povleklá, nekrotická, hluboká, zapáchající, komplikované rány.

### Cíl léčby

- Rychlé aktivní čištění rány.
- Podpora proliferace buněk.
- Podpora granulace.

### Sekundární krytí

- Kompres s vysokou sací schopností (Zetuvit nebo RespoSorb Super).
- Klasický gázový kompres (Sterilux ES).
- Kompres z netkaného textilu (Medicomp).

### Sekundární fixace

- Samolepicí náplast (např. Omnifix Elastic).
- Transparentní film (např. Hydrofilm).
- Kohezivní obinadlo (např. Peha-haft).

### Typy produktu

HydroClean – savý polštářek aktivovaný Ringerovým roztokem k přímému užití.

HydroClean Cavity – savý oboustranný polštářek aktivovaný Ringerovým roztokem k přímému použití.



	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka
HydroClean předaktivovaný superabsorpční krytí	Ø 5,5 cm	609 224	5010618 Z	bal. à 10 ks
	4 x 8 cm	609 222	5010617 Z	bal. à 10 ks
	7,5 x 7,5 cm	609 226	5010619 Z	bal. à 10 ks
	10 x 10 cm	609 228	5010620 Z	bal. à 10 ks
	8 x 14 cm	609 230	5010621 Z	bal. à 10 ks
	10 x 17 cm	609 232	5010622 Z	bal. à 10 ks
HydroClean Cavity čisticí krytí aktivní	Ø 4 cm	609 002	5012442 Z	bal. à 10 ks
	Ø 5,5 cm	609 006	5012450 Z	bal. à 10 ks
	4 x 8 cm	609 004	5012452 Z	bal. à 10 ks
	7,5 x 7,5 cm	609 008	5012453 Z	bal. à 10 ks
	10 x 10 cm	609 012	5012451 Z	bal. à 10 ks

Z – nutný souhlas revizního lékaře pojišťovny.



# Sorbalgon®

## Alginátové krytí

### Charakteristika

- Alginátové krytí je vyrobeno z mořských řas, které jsou bohaté na algináty (polymery s obsahem organických kyselin).
- Výborný čisticí efekt – vlákna alginátu se se sekretem rány změň v gel s vlastnostmi vlhkého krytí; současně se sekretem z rány nasávají alginát zbytky odumřelých buněk, bakterií, hnisu a uzavírají je do vznikajícího gelu.
- Řešení pro hluboké a těžko dostupné rány.
- Přeměnou v gel splňuje vlastnosti vlhkého krytí.
- Výborný pro kombinaci s dalším krytím (PermaFoam).
- Sterilní.

### Fáze hojení rány

Čisticí fáze, granulační fáze.

### Typ rány

Akutní i chronická, infikovaná i neinfikovaná, hluboká, podminovaná, rozeklaná, s mírnou až silnou sekrecí či krvácením.

### Cíl léčby

- Rychlé čištění rány.
- Zabránění vysychání, udržení elasticity plochy a okrajů rány.
- Podpora granulace.

### Výměna obvazu

Po úplné přeměně vláken na gelovitou hmotu.

### Sekundární krytí

- Kompres s vysokou sací schopností (Zetuvit, RespoSorb Super).
- Klasický gázový kompres (Sterilux ES).
- Kompres z netkaného textilu (Medicomp).

### Sekundární fixace

- Samolepicí náplast (např. Omnifix Elastic).
- Transparentní film (např. Hydrofilm).
- Kohezivní obinadlo (např. Peha-haft).

### Typy produktu

Sorbalgon

Sorbalgon T – tamponádní proužky určené speciálně pro úzké píštělové chodby.



sterilní kalciumalginátové kompresy, zataveno jednotlivě	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka
Sorbalgon kompresy	5 x 5 cm	999 598	5001120 Z	bal. à 10 ks
	10 x 10 cm	999 595	5001119 Z	bal. à 10 ks
Sorbalgon T tamponádní proužky	2 g / 30 cm	999 592	5001111 Z	bal. à 5 ks

Z – nutný souhlas revizního lékaře pojišťovny.

# HydroTac® Transparent

## Hydrogelové krytí s technologií AquaClear

### Charakteristika

- Transparentní obvaz s vysokým obsahem vody (60 %).
- Vrchní vrstvu tvoří čirý polyuretan s mřížkou; gel se skládá z hydrofilních polyuretanových polymerů obsahujících izotonický roztok; tloušťka fólie 1,5–2 mm.
- AquaClear technologie umožňuje dlouhotrvající a rovnoměrný přísun vlhkosti do rány; příjem a uzavření sekretu.
- Rychlá aplikace, chladicí efekt.
- Monitorování rány díky transparentnosti.
- Snímatelná dokumentační fólie.
- Sterilní.

### Fáze hojení rány

Granulační a epitelizační fáze.

### Typ rány

- Akutní i chronická; neinfikovaná; suchá.
- Popáleniny, odřeniny, kožní štěpy.

### Cíl léčby

- Okamžitě vytvoření vlhkého prostředí v ráně.
- Ochrana, urychlování a povzbuzení granulace a epitelizace.
- Zabránění srůstům a traumatizaci rány.

### Výměna obvazu

Při slábnoucí sekreci lze na ráně ponechat až 7 dní.

### Sekundární fixace

- Samolepicí náplast (např. Omnifix Elastic).
- Transparentní film (např. Hydrofilm).
- Kohezivní obinadlo (např. Peha-haft).

### Typy produktu

HydroTac Transparent – bez samolepicího okraje.

HydroTac Transparent Comfort – se samolepicím okrajem.



	vnitřní rozměr	vnější rozměr	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka
HydroTac Transparent hydrogelové krytí		5 × 7,5 cm	685 905	5012454 Z	bal. à 10 ks
		10 × 10 cm	685 906	5012455 Z	bal. à 10 ks
		10 × 20 cm	685 907	5012456 Z	bal. à 10 ks
		20 × 20 cm	685 908	5012457 Z	bal. à 10 ks
HydroTac Transparent Comfort hydrogelové krytí s lepícím okrajem	4 × 4 cm	8 × 8 cm	685 925	5012458 Z	bal. à 10 ks
	8 × 8 cm	12,5 × 12,5 cm	685 926	5012459 Z	bal. à 10 ks
	5,5 × 15,5 cm	10 × 20 cm	685 927	5012460 Z	bal. à 10 ks
	2,5 × 6 cm	6,5 × 10 cm	685 928	5012461 Z	bal. à 10 ks

Z – nutný souhlas revizního lékaře pojišťovny.

# Hydrosorb® Gel

## Amorfní gel na vodní bázi

### Charakteristika

- Amorfní gel na vodní bázi, který se používá na léčbu téměř suchých chronických ran. Průhledný gel podporuje odstranění nekrózy.
- Gel umožňuje rychlé čištění rány díky svému hydroaktivnímu účinku.
- Objem rány a množství gelu, který zůstává, lze určit přesně pomocí dvou stupnic.
- Lze kombinovat se všemi druhy krytí na rány.
- Gel obsahuje Ringerův roztok, který rehydratuje a dodává do rány důležité ionty.
- Na infikovanou ránu lze použít pouze pod dohledem lékaře.

### Fáze hojení rány

Čistící a granulační fáze.

### Typ rány

Chronická, akutní, infikovaná i neinfikovaná, suchá, nekrotická, hluboká.

### Výměna obvazu

Lze na ráně ponechat až 3 dny.

### Sekundární fixace

Transparentní film (např. Hydrofilm).



sterilní hydrogelové krytí	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka
Hydrosorb Gel	15 g	900 844	5001078 Z	bal. à 10 ks
	15 g	703 132	5001080 Z	bal. à 1 ks

Z – nutný souhlas revizního lékaře pojišťovny.

# Hydrocoll®

## Hydrokoloidní krytí

### Charakteristika

- Přílnavý savý hydrokoloidní obvaz s polopropustnou vrstvou z polyuretanu.
- Při absorpci exsudátu z rány dochází k tvorbě gelu, který vytváří vlhké prostředí v ráně.
- Nепropustný pro choroboplodné zárodky díky polyuretanové vrstvě.
- Podporuje granulaci a epitelizaci vytvářením vlhkého prostředí díky přeměně exsudátu v gel.
- Pojímá sekret z rány a bezpečně jej do sebe uzavírá.
- Možnost sprchování.
- Sterilní verze.

### Fáze hojení rány

Granulační a epitelizační fáze.

### Typ rány

- Akutní i chronická; neinfikovaná; špatná tendence hojení; menší sekrece.
- Dlouhotrvající výstavba granulační tkáně; minimum povlaků.

### Cíl léčby

- Dočištění rány.
- Podpora granulace a epitelizace, podpora aktivity buněk.
- Udržování elasticity a vlhkosti rány.

### Výměna obvazu

Na ráně lze ponechat 7 dnů; indikací k výměně je vytvoření puchýře a viditelné zbarvení obvazu.

### Typy produktu

Hydrocoll thin – tenčí verze vhodná na méně secernující rány, může se stříhat; vhodný pod kompresivní punčochy.

Hydrocoll sacral – speciální tvar k ošetření v sakrální oblasti.

Hydrocoll concave – speciální tvar k ošetření na patě a lokti.



sterilní hydrokoloidní obvaz	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka
Hydrocoll	5 × 5 cm	900 740	5001105 Z	bal. à 10 ks
	7,5 × 7,5 cm	900 742	5001104 Z	bal. à 10 ks
	10 × 10 cm	900 744	5001103 Z	bal. à 10 ks
	15 × 15 cm	900 748		bal. à 5 ks
	20 × 20 cm	900 749		bal. à 5 ks
Hydrocoll thin	7,5 × 7,5 cm	900 757	5001099 Z	bal. à 10 ks
	10 × 10 cm	900 758	5001098 Z	bal. à 10 ks
	15 × 15 cm	900 760		bal. à 5 ks
Hydrocoll sacral	12 × 18 cm	900 755		bal. à 5 ks
Hydrocoll concave	8 × 12 cm	900 756	5001101 Z	bal. à 10 ks

Z – nutný souhlas revizního lékaře pojišťovny.

# HydroTac®

## Aktivní polyuretanové krytí s hydrogelem

### Charakteristika

- Dvojitý účinek – absorpce a hydratace – efektivně podporuje přirozené procesy hojení.
- Hydrogel (obsahuje až 60 % vody) s technologií AquaClear ránu aktivně hydratuje.
- Polyuretanová pěna účinně absorbuje exsudát a uzamyká ho uvnitř materiálu – brání tak vzniku macerací a podporuje proces granulace.
- Vytváří v ráně optimální vlhké prostředí, zvyšuje koncentraci růstových faktorů v ráně, a přispívá tak k výrazně rychlejšímu zacelování ran ve fázi epitelizace.
- Povrch krytí tvoří tenký polyuretanový film, který brání sekundární infekci, ale je propustný pro kyslík a vodní páry.
- Díky vysoké absorpci a retenci exsudátu je účinný i pod tlakem kompresivní terapie.
- Výměna krytí je bezpečná a atraumatická.
- Sterilní.

### Fáze hojení rány

Granulační a epitelizační fáze.

### Typ rány

- Pro suché a mírně nebo středně secernující rány.
- Neinfikované a povrchové rány.

### Sekundární fixace

- Samolepicí náplast (např. Omnifix Elastic, Omnipor).
- Kohezivní obinadlo (např. Peha-haft).

### Typy produktu

HydroTac – bez lepicího okraje.

HydroTac comfort – s lepicím okrajem.

HydroTac Concave

HydroTac Sacral



pěnový polyuretanový obvaz	vnitřní rozměr	vnější rozměr	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka
HydroTac bez lepicího okraje		12,5 × 12,5 cm	685 837	5010604 Z	bal. à 10 ks
		10 × 20 cm	685 841	5010605 Z	bal. à 10 ks
		15 × 15 cm	685 840	5010606 Z	bal. à 10 ks
		15 × 20 cm	685 843	5010607 Z	bal. à 10 ks
		20 × 20 cm	685 842	5010608 Z	bal. à 10 ks
HydroTac comfort s lepicím okrajem	10 × 10 cm	15 × 15 cm	685 818	5010853 Z	bal. à 10 ks
	3 × 10 cm	8 × 15 cm	685 807	5010610 Z	bal. à 10 ks
	5 × 14 cm	10 × 20 cm	685 813	5010611 Z	bal. à 10 ks
	5 × 25 cm	10 × 30 cm	685 830	5010612 Z	bal. à 10 ks
	9 × 14 cm	15 × 20 cm	685 821	5010613 Z	bal. à 10 ks
	14 × 14 cm	20 × 20 cm	685 812	5010614 Z	bal. à 10 ks
	7,5 × 7,5 cm	12,5 × 12,5 cm	685 809	5010852 Z	bal. à 16 ks
HydroTac Sacral	13 × 10,6 cm	18 × 18 cm	685 827	5010615 Z	bal. à 10 ks
	16 × 13,6 cm	22 × 22 cm	685 850	5010616 Z	bal. à 10 ks
HydroTac Concave		18 × 18,5 cm	685 825	5010609 Z	bal. à 10 ks

Z – nutný souhlas revizního lékaře pojišťovny.

# PermaFoam® Classic

## Pěnový obvaz s pórovitou strukturou

### Charakteristika

- Hydrofilní polymerový materiál s trojrozměrnou pěnovou strukturou.
- Nepropustný pro choroboplodné zárodky.
- Výborně odvádí exsudát díky speciální pórovité struktuře fungující jako kapiláry. Krycí vrstva je vysoce propustná pro vodní páry.
- Ideální kombinace s mastnými tyly a kompresivní terapií (i při stlačení si zachovává 90 % absorpční kapacity – ideální pro ulcus cruris venosum).
- Vysoký komfort při nošení díky měkké elastické polyuretanové krycí vrstvě.
- Sterilní.

### Fáze hojení rány

Čistící a granulační fáze.

### Typ rány

- Pro silně až mírně exsudující rány; přímo jen na neinfikované rány.
- Pro infikované rány pouze v kombinaci s Atraumanem Ag.

### Výměna obvazu

Může zůstat na ráně až 7 dní.

### Sekundární fixace

- Samolepicí náplast (např. Omnifix Elastic, Omnipor).
- Kohezivní obinadlo (např. Peha-haft).

### Typy produktu

PermaFoam Classic – bez lepicího okraje.

PermaFoam Classic Border – s lepicím okrajem.



polyuretanové krytí	vnitřní rozměr	vnější rozměr	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	
PermaFoam Classic bez lepicího okraje		Ø 6 cm	882 004	5012696 Z	bal. à 10 ks	
		10 × 10 cm	882 000	5012697 Z	bal. à 10 ks	
		15 × 15 cm	882 001	5012708 Z	bal. à 10 ks	
		20 × 10 cm	882 002	5012698 Z	bal. à 10 ks	
		20 × 20 cm	882 003	5012699 Z	bal. à 10 ks	
	Tracheo	8 × 8 cm	882 005	5012700 Z	bal. à 10 ks	
PermaFoam Classic Border samolepicí	5 × 5 cm	10 × 10 cm	882 006	5012703 Z	bal. à 10 ks	
	10 × 10 cm	15 × 15 cm	882 007	5012704 Z	bal. à 10 ks	
	24 × 5 cm	30 × 10 cm	882 008	5012705 Z	bal. à 10 ks	
	Concave	10,5 × 12 cm	16,5 × 18 cm	882 009	5012701 Z	bal. à 10 ks
	Sacral	11,5 × 9,5 cm	18 × 18 cm	882 011	5012706 Z	bal. à 10 ks
	Sacral	13,5 × 11,5 cm	22 × 22 cm	882 012	5012707 Z	bal. à 10 ks

Z – nutný souhlas revizního lékaře pojišťovny.

# Atrauman®

## Krytí s masťou na atraumatické ošetřování ran

### Charakteristika

- Sterilní měkký hydrofobní polyesterový tyl s drobnými oky, se základem masti bez účinných látek (složení masti: směs esterů přírodních rostlinných mastných kyselin s glycerinem a diglycerinem).
- Hladká povrchová struktura zamezuje slepení se spodinou rány.
- Udržuje okraje ran a plochy elastické a chrání ránu před vysušením.
- Netraumatizuje ránu díky masti.
- Permeabilní pro plyny a sekrety – dobře se kombinuje se savými materiály (PermaFoam).
- Sterilní.

### Fáze hojení rány

Granulační a epitelizační fáze.

### Typ rány

- Chronická, akutní, neinfikovaná, suchá.
- Rány akutní – odřeniny, tržné rány, zhmožděny, opaření, poleptání, chronické ve fázi epitelizace, poškození po ozáření, překrytí ploch po transplantaci kůže atd.

### Výměna obvazu

Může zůstat na ráně až tři dny.

### Sekundární krytí

- Klasický gázový kompres (Sterilux ES).
- Kompres z netkaného textilu (Medicomp).

### Sekundární fixace

- Samolepicí náplast (např. Omnifix Elastic).
- Kohezivní obinadlo (např. Peha-haft).
- Fixační obinadlo (např. Peha-crepp).



sterilní mastný tyl s neutrální masťou zatavený jednotlivě	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka
Atrauman	5 × 5 cm	499 510	5001113 Z	bal. à 10 ks
		499 550		bal. à 50 ks
	7,5 × 10 cm	499 513	5001112 Z	bal. à 10 ks
		499 553		bal. à 50 ks
	10 × 20 cm	499 536	5010854 Z	bal. à 30 ks

Z – nutný souhlas revizního lékaře pojišťovny.

# Grassolind® neutral

## Krytí s neutrální masťou

### Charakteristika

- Masťný síťový tyl z bavlněného základu s velkými oky, který je impregnovaný masťou: bílá vazelína, diglycerolester mono- a dikarboňových masťných kyselín, syntetický vosk.
- Díky veľkým okům přístup kyslíku – dobrá ventilace, odtok sekretu.
- Udržuje okraje ran a plochy elastické a chrání ránu před vysušením, netraumatizuje ránu.
- Výborný v kombinaci se savými materiály.
- Sterilní.

### Fáze hojení rány

Pro granulační a epitelizační fázi.

### Typ rány

Odřeny, tržné rány, zhmožděné rány, bércový vřed, dekubity, popáleniny, opaření, poleptání, poškození po ozáření, abscesy, překrytí ploch po transplantaci kůže apod.

### Výměna obvazu

Může zůstat na ráně až tři dny.

### Sekundární krytí

- Klasický gázový kompres (Sterilux ES).
- Kompres z netkaného textilu (Medicomp).

### Sekundární fixace

- Samolepicí náplast (např. Omnifix Elastic).
- Kohezivní obinadlo (např. Peha-haft).
- Fixační obinadlo (např. Peha-crepp).



sterilní masťný tyl s neutrální masťou zatavený jednotlivě	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka
Grassolind neutral	7,5 x 10 cm	499 313	5001118 Z	bal. à 10 ks
	7,5 x 10 cm	499 353		bal. à 50 ks
	10 x 10 cm	499 314	5001116 Z	bal. à 10 ks
	10 x 20 cm	499 336	5010858 Z	bal. à 30 ks

Z – nutný souhlas revizního lékaře pojišťovny.



# RespoSorb® Super

## Superabsorbent s maximální absorpcí

### Charakteristika

- Inovovaný výrobek pro hojení ran, nejvýraznější změnou je složení absorpčního jádra. RespoSorb® Super zachovává všechny výhody Zetuvitu, díky kombinaci buničiny a superabsorpčního polymeru má však výrazně vyšší absorpční schopnost.
- Díky vysoké absorpční schopnosti ho není třeba často vyměňovat.
- Hydrofobní vrstva chrání před kontaminací rány a přilnutím.
- Sterilní.

### Použití

- K ošetření silně a velmi silně secernujících ran, jako jsou pooperační rány, bércové vředy či rány při onemocněních lymfatického systému.
- Vhodný jako primární krytí povrchových ran nebo sekundární krytí při vlhké terapii.
- Ideální v kombinaci s kompresivní terapií, kdy dosahuje největší absorpce.

### Složení

Vnější strana – dvouvrstvý netkaný textil z hydrofobních polyamidových vláken.

Vnitřní strana – tenká vrstva prodyšné netkané textilie.

Jádro – buničina doplněná superabsorpčním polymerem (SAP).



sterilní, zataveno jednotlivě	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka
RespoSorb Super	10 x 10 cm	685 020	5010599 Z	bal. à 10 ks
	10 x 20 cm	685 021	5010600 Z	bal. à 10 ks
	15 x 20 cm	685 022	5010601 Z	bal. à 10 ks
	20 x 25 cm	685 023	5010602 Z	bal. à 10 ks
	20 x 40 cm	685 024	5010603 Z	bal. à 10 ks

Z – nutný souhlas revizního lékaře pojišťovny.

# Atrauman® Silicone

## Silikonové krytí

### Charakteristika

- Kontaktní vrstva na ránu potažená po obou stranách silikonovým gelem.
- Optimální ochrana jemných struktur a nově vytvořené tkáně.
- Síťová struktura je dobře propustná pro exsudát.

### Použití

- Pro atraumatické ošetření rány, kdy jemně a pevně přilne na suché, ale ne na vlhké povrchy, a tak předchází přilepení na ránu.

### Typ rány

- Chronická, akutní, neinfikovaná.

### Fáze hojení rány

Epitelizační fáze.



sterilní, zatraveno jednotlivě	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód / kód ZP	fakturační jednotka
Atrauman Silicone	5 × 7 cm	499 568	5001048 Z	bal. à 10 ks
	5 × 7 cm	499 567	5001046 Z	bal. à 5 ks
	7,5 × 10 cm	499 561	5001063 Z	bal. à 5 ks
	10 × 20 cm	499 563	0170317 M	bal. à 5 ks
	20 × 30 cm	499 565	0170318 M	bal. à 5 ks

Z – nutný souhlas revizního lékaře pojišťovny. M – označení pro zvlášť účtovaný materiál (ZUM).

## Podtlaková terapie

Podtlaková terapie pomocí systému Vivano® je neinvazivní procedura, která podporuje a urychluje hojení ran. Speciální přístroj vytvoří na místě rány subatmosférický podtlak aplikovaný moderním ultratenkým portem VivanoTec. Ten způsobuje dekompresi pěnového obvazu. Jednorázová krytí z polyuretanové pěny VivanoMed pomáhají stimulovat tvorbu granulace.

## Technologie Vivano®

Přístroj VivanoTec Pro s moderním ultratenkým portem umožňuje kontrolovaný, kontinuální a bezpečný průběh podtlakové terapie:

- Bezpečnostním signálem při ucpání hadičky nebo snížení tlaku.
- Precizním nastavením a monitorováním požadovaného podtlaku v ráně.
- Perfektním přilnutím tenké silikonové vrstvy na jakoukoliv část těla.
- Možností inteligentního módu citlivé regulace tlaku.

Port obsahuje senzory tlaku přímo v ráně, které zajišťují stálou a bezpečnou terapii. V případě ucpání hadičky (a snížení tlaku) se spustí bezpečnostní signál pro maximální bezpečnost pacienta. VivanoTec Pro lze použít při stacionární i mobilní terapii, neboť udržuje stálý podtlak v ráně bez ohledu na pohyb či polohu ošetřovaného.

## Indikace

Urychlení hojení chronických, subakutních a akutních ran s nutností odvádět exsudát (proleženiny stupně 2–4, syndrom diabetické nohy, neuzavírající se rány, traumatické rány, sekundárně se hojící rány, komplikované se hojící chirurgické rány, transplantace kožních laloků a tkání, popáleniny a kožní transplantace).



	velikost	číslo výrobku	kód ZP	fakturační jednotka
VivanoTec Pro		409 508		bal. à 1 ks
VivanoTec port		409 553	0173034 M	bal. à 3 ks
VivanoTec Y-Connector		409 557	0169060 M	bal. à 3 ks
VivanoTec sběrná nádoba (kanystr)	800 ml	409 520	0082418 M	bal. à 3 ks
	300 ml	409 523	0082419 M	bal. à 3 ks
VivanoMed (PU pěna) velikost M	18 x 12,5 x 3,3 cm	409 737	0173035 M	bal. à 5 ks

M – označení pro zvlášť účtovaný materiál (ZUM).

# Vivano®Med

## Kompletní sterilní sety na podtlakovou terapii

- Krytí je vždy připraveno k okamžitému použití v jednom sterilním balení.
- Pěna VivanoMed podporuje procesy hojení ran, a urychluje tak jejich léčbu.
- Inovovaný ultratenký port VivanoTec přilne na jakoukoliv část těla.
- Větší pohodlí pro ošetřující personál i pro pacienta.

### Klinické přednosti podtlakové terapie

1. Poskytuje uzavřené prostředí – uzavřené prostředí vlhkého hojení ran stimuluje růst granulační tkáně a zabraňuje sekundární infekci.
2. Zmenšuje objem rány – léčba negativním tlakem stahuje okraje rány, a zmenšuje tak její objem.
3. Odvádí exsudát – pomáhá redukovat kolonizaci místa rány nežádoucími bakteriemi, které mohou zpomalovat proces hojení rány.
4. Pomáhá odvádět tkáňový mok – odvádění tkáňového moku může pozitivně ovlivňovat redukcí otoků, a tím pomáhá zlepšit prokrvování rány.
5. Podporuje granulaci – řízený lokální podtlak napomáhá rovnoměrnému stahování rány. Výsledkem mechanického napínání buněk může být zvýšená mitóza (reprodukce buněk).

Upozornění: Léčbu vždy indikuje lékař.



	velikost	číslo výrobku	kód ZP	fakturační jednotka
VivanoMed set krytí*	S	409 728	0082420 M	bal. à 3 ks
	M	409 725	0082421 M	bal. à 3 ks
	L	409 722	0082422 M	bal. à 3 ks
	XL	409 731	0169057 M	bal. à 3 ks
VivanoMed set kruhové krytí*		409 740	0169058 M	bal. à 3 ks
VivanoMed set tenké krytí*		409 743	0169059 M	bal. à 3 ks
VivanoMed set břišní krytí*		409 720	0169061 M	bal. à 1 ks
VivanoMed bílá pěna	S – 7,5 × 10 cm	409 760	0171105 M	bal. à 10 ks
	L – 15 × 10 cm	409 761	0171106 M	bal. à 10 ks
VivanoMed Gel Strip	10 × 7 cm	409 770	0173033 M	bal. à 10 ks

\*Set obsahuje port, krytí, hydrofilm, PU pěnu. M – označení pro zvlášť účtovany materiál (ZUM).

# Sterilux® ES

## Klasický gázový kompres se založenými okraji

### Charakteristika

- Klasický gázový kompres se díky založeným okrajům může použít i při vícenásobném rozložení bez toho, aniž by se vytvářely třepivé okraje.
- Dobrá savost, prodyšnost, měkkost, hebkost.
- Hospodárné využití díky možné úpravě velikosti a volbě počtu kusů v balení.
- Sterilní a nesterilní verze.

### Použití

K všestrannému ošetření ran, zejména při prvním ošetření znečištěných, infikovaných a silně secernujících ran; ve formě tamponu při malých operačních zákrocích v ambulanci a v nemocnici.

### Technická specifikace

Hydrofilní gáza (17 vláken) 100% bavlna.



gázové kompresy	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Sterilux ES sterilní, zataveno po 2 kusech, 17 vláken, 8 vrstev	5 × 5 cm	418 551	5009943	bal. 25 × 2 ks	60 bal.
	7,5 × 7,5 cm	418 554	5009944	bal. 25 × 2 ks	36 bal.
	10 × 10 cm	418 557	5009945	bal. 25 × 2 ks	24 bal.
	10 × 20 cm	418 559		bal. 25 × 2 ks	15 bal.
Sterilux ES sterilní, zataveno po 5 kusech, 17 vláken, 8 vrstev	5 × 5 cm	232 002		bal. à 5 ks	240 bal.
	7,5 × 7,5 cm	232 007		bal. à 5 ks	240 bal.
	10 × 10 cm	232 012		bal. à 5 ks	240 bal.
	10 × 20 cm	232 017		bal. à 5 ks	100 bal.
Sterilux ES sterilní, zataveno po 10 kusech, 17 vláken, 8 vrstev	5 × 5 cm	232 003		bal. à 10 ks	200 bal.
	7,5 × 7,5 cm	232 008		bal. à 10 ks	100 bal.
	10 × 10 cm	232 013		bal. à 10 ks	100 bal.
	10 × 20 cm	232 018		bal. à 10 ks	80 bal.
Sterilux ES nesterilní, sterilizovatelné papírové sáčky, 17 vláken, 8 vrstev	5 × 5 cm	418 800	5009915	bal. à 100 ks	30 bal.
	7,5 × 7,5 cm	418 802	5009916	bal. à 100 ks	10 bal.
	10 × 10 cm	418 804	5009917	bal. à 100 ks	10 bal.
	10 × 20 cm	418 805		bal. à 100 ks	10 bal.

# Medicomp®

## Kompres z netkaného textilu

### Charakteristika

- Dobrá savost, měkkost, prodyšnost.
- Pro hospodárné použití jsou komprese k dispozici s různým počtem vrstev v rozdílných rozměrech.
- Sterilní a nesterilní verze.

### Použití

- Ke všeobecnému ošetření ran.
- Jako krytí či tampon při drobných operačních zákrocích a převazech.

### Technická specifikace

Netkaný textil s otevřenou strukturou je stabilizován čistě mechanicky bez pojidel a je vyroben bez optických bělicích látek.

### Typy produktu

Medicomp

Medicomp Drain

- Speciálně k ošetření ran s drenáží, při tracheostomiích a extenzích.
- Při aplikaci kanyl a sond.



kompresy z netkaného textilu	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	převážní jednotka
<b>Medicomp</b> sterilní, 4 vrstvy, zataveno po 2 kusech	5 × 5 cm	411 074	5009935	bal. à 25 × 2 ks	24 bal.
	7,5 × 7,5 cm	411 072	5009936	bal. à 25 × 2 ks	12 bal.
	10 × 10 cm	411 064	5009937	bal. à 25 × 2 ks	8 bal.
	10 × 20 cm	411 075		bal. à 25 × 2 ks	8 bal.
<b>Medicomp</b> nesterilní, 4 vrstvy, sterilizovatelné papírové sáčky	5 × 5 cm	421 821	5009947	bal. à 100 ks	24 bal.
	7,5 × 7,5 cm	421 823	5009948	bal. à 100 ks	12 bal.
	10 × 10 cm	421 825	5009946	bal. à 100 ks	12 bal.
	10 × 20 cm	421 827		bal. à 100 ks	6 bal.
<b>Medicomp Drain</b> sterilní, 6 vrstev, zataveno po 2 kusech	7,5 × 7,5 cm	421 533		bal. à 25 × 2 ks	12 bal.
	10 × 10 cm	421 535		bal. à 25 × 2 ks	8 bal.

# Zetuvit®

## Kompres s vysokou sací schopností

### Charakteristika

- K ráně příjemná čtyřvrstvá komprese s velkou absorpční kapacitou.
- Prodyšná hydrofobní vrstva z polypropylenu zamezuje prosáknutí sekretů a slouží rovněž jako ochrana proti kontaminaci.
- Sterilní a nesterilní verze.

### Použití

Na ošetření silně secernujících ran.

### Technická specifikace

Vnější obal – k ráně nelepivý dvouvrstvý netkaný textil.

Náplň – savé jádro z měkkých buničitých vloček, celulózová vložka k dobrému rozvedení sekretu a ochranná vrstva z polypropylenového vliesu.



savé kompresy	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka
Zetuvit sterilní, zatavené jednotlivě	10 × 10 cm	413 701	5001114	bal. à 25 ks
	10 × 20 cm	413 702		bal. à 25 ks
	13,5 × 25 cm	413 705		bal. à 10 ks
	20 × 20 cm	413 703		bal. à 15 ks
	20 × 40 cm	413 704		bal. à 5 ks
Zetuvit nesterilní	10 × 10 cm	413 801	5001045	bal. à 30 ks
	10 × 20 cm	413 802		bal. à 30 ks
	13,5 × 25 cm	413 805		bal. à 30 ks
	20 × 20 cm	413 803		bal. à 30 ks
	20 × 40 cm	413 804		bal. à 30 ks

# Eycopad®

## Oční kompres s protektivním účinkem

### Charakteristika

- Na užších stranách kompresu je obal uzavřen, což zlepšuje jeho soudržnost.
- Neuvolňuje vlákna a vykazuje trvale dobré protektivní účinky.
- Zvláště měkký a savý.
- Sterilní a nesterilní verze.

### Použití

Na oční obvazy.

### Technická specifikace

Vata DIN 61640-A, Ph Eur. v gázovém obalu z čisté bavlny.



oční kompres zatavený jednotlivě	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Eycopad sterilní	56 × 70 mm	415 540	5009954	bal. à 25 ks	12 bal.
	70 × 85 mm	417 540	5009955	bal. à 25 ks	12 bal.
Eycopad nesterilní	56 × 70 mm	415 650		bal. à 50 ks	15 bal.
	70 × 85 mm	417 650		bal. à 50 ks	15 bal.



# Pagasling

## Tampony z gázy

### Charakteristika

- Hydrofilní gáza stočená do kuličky, bez gumičky a RTG nitě.
- Sterilní a nesterilní verze.

### Použití

Na odsávání krve a sekretů a při dezinfekci kůže.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Pagasling nesterilní	velikost lískového ořechu	č. 1 481 292	bal. 1 000 ks	6 bal.
	velikost vlašského ořechu	č. 2 481 293	bal. 1 000 ks	6 bal.
	velikost švestky	č. 3 481 294	bal. 2 × 500 ks	1 bal.
	velikost vejce	č. 4 481 299	bal. 4 × 250 ks	1 bal.
	zvláště velký	č. 5 400 131	bal. 4 × 250 ks	1 bal.
Pagasling sterilní	velikost švestky	č. 3 481 274	bal. 20 × 4 ks	8 bal.
	velikost švestky	č. 3 481 284	bal. 20 × 5 ks	8 bal.
	velikost vejce	č. 4 481 409	bal. 18 × 10 ks	3 bal.
Tampon z gázy nesterilní	17,5 × 19 cm	481 025	bal. à 100 ks	80 bal.

# Obvazová gáza

## Skládaná, přířezy a role

### Gáza hydrofilní skládaná

Připravené skládané čtverce ze 100% bavlny dobře sají a nealergizují. Nejčastěji používané pro krytí ran.

### Obvazová gáza

Technická specifikace: 100% bavlna v osnově ze 17 a 20 vláken. Gáza je nabízena v různém provedení jako rolovaná, skládaná a v přířezech. Díky tomu se z ní dají zhotovit individuální krycí obvazy na všechny typy ran.



		velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Gáza hydrofilní skládaná sterilní	16 vrstev	7 x 5 cm	412 114	5010043	bal. à 10 ks	320 bal.
	24 vrstev	9 x 5 cm	412 116	5010003	bal. à 10 ks	200 bal.
	48 vrstev	10 x 5 cm	412 108	5010004	bal. à 5 ks	160 bal.
Gáza obvazová v přířezech	17 vláken	28 x 32 cm	205 220		bal. 5 x 400 ks	1 bal.
	17 vláken	50 x 50 cm	205 221		bal. 2 x 500 ks	1 bal.
Gáza obvazová skládaná	17 vláken	100 cm	206 112		bal. à 50 m	6 bal.
	20 vláken	105 cm	206 113		bal. à 50 m	6 bal.
Gáza obvazová rolovaná	17 vláken	100 cm	206 100		bal. 20 x 10 m	1 bal.
	20 vláken	105 cm	206 101		bal. 20 x 10 m	1 bal.

# Hotové obvazy

## Sterilní, na popáleniny a trojcípý šátek

Snadno a rychle použitelné při první předlékařské pomoci na ošetření drobných i rozsáhlých poranění.

### Obvaz hotový č. 2

Sterilní obvaz složený z hydrofilního obinadla a 1 pevně připevněného savého kompresu (Zetuvit E).

### Obvaz hotový č. 3

Sterilní obvaz z hydrofilního obinadla a 2 pevně připevněných savých kompresů (Zetuvit E).

### Obvaz pohotovostní na popáleniny

Sterilní obvaz o rozměrech 57 × 42,5 cm, který tvoří sešité savé kompresy (Zetuvit E).



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepavní jednotka
<b>Obvaz hotový sterilní</b>				
č. 2 – obinadlo a 1 kompres		700 032	bal. à 1 ks	320 ks
č. 3 – obinadlo a 2 kompresy		700 033	bal. à 1 ks	240 ks
<b>Obvaz pohotovostní na popáleniny</b>	57 × 42,5 cm	782 823	bal. à 1 ks	30 ks

# Soft-Zellin®

## Nesterilní tampon s alkoholem pro pečlivou dezinfekci

### Charakteristika

- Díky vhodně upravenému povrchu a zpevněné tissue vložce dobře zadržuje dezinfekční roztok.
- Zataven po jednom kuse – 3 x 3 cm, 2 vrstvy.
- Nesterilní.

### Použití

K očištění kůže před injekcí.

### Technická specifikace

Netkaný textil nasycený 0,5 ml izopropylalkoholu (70 % V/V).



nesterilní tampony impregnované alkoholem, zatavené jednotlivě	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepavní jednotka
Soft-Zellin	60 x 30 mm	999 979	bal. à 100 ks	20 bal.

# Pur-Zellin®

## Hotový buničitý polštářek v roli

### Charakteristika

- Okraje tamponů jsou ražením zesílené, tampony mají tvar polštářku a dobrou soudržnost.
- Neprašné, mají stálý tvar, neotírají se.
- Nesterilní.

### Použití

- K očištění pokožky před injekcemi a infuzemi.
- Jako savý polštářek při malých zraněních.
- K lokální dezinfekci před menšími chirurgickými zákroky.
- Při laboratorních pracích.

### Technická specifikace

Vysoce bělená obvazová buničina.



vata buničitá dělená, role à 500 ks	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Pur-Zellin	40 x 50 mm	143 223	5009964	bal. à 1 role	16 bal.

# Peha-fix®

## Superelastické fixační obinadlo z měkké tkaniny

### Charakteristika

- Možno aplikovat bez opakovaných otáček, rychle a jednoduše na všechny části těla.
- Zachovává si elasticitu i při delším používání.
- Spolehlivě sedí, nestahuje, nenarušuje krevní oběh a nebrání v pohybu kloubů.
- Díky volné struktuře je obinadlo lehké a prodyšné.
- Nesterilní.

### Použití

K fixačním obvazům všeho druhu, obzvlášť v oblasti kloubů a na kónických a obých částech těla.

### Technická specifikace

Viskóza, polyamid.

### Ocenění

1. volba lékárníka

1. místo v kategorii obvazový materiál



fixační obinadlo, délka v napnutém stavu 4 m	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Peha-fix jednotlivé baleno	4 cm	303 085	5009902	bal. à 1 ks	20/160 ks
	6 cm	303 086	5009903	bal. à 1 ks	20/200 ks
	8 cm	303 087	5009904	bal. à 1 ks	20/200 ks
	10 cm	303 088	5009905	bal. à 1 ks	20/120 ks
	12 cm	303 089	5009906	bal. à 1 ks	20/80 ks
Peha-fix volně v krabicích po 20 ks	4 cm	303 090	5009951	bal. à 20 ks	8 bal.
	6 cm	303 091	5009952	bal. à 20 ks	10 bal.
	8 cm	303 092	5009953	bal. à 20 ks	10 bal.
	10 cm	303 093	5009949	bal. à 20 ks	6 bal.
	12 cm	303 094	5009950	bal. à 20 ks	4 bal.
Peha-fix nemociční balení po 100 ks	6 cm	303 096		bal. à 100 ks	8 bal.
	8 cm	303 097		bal. à 100 ks	6 bal.
	10 cm	303 098		bal. à 100 ks	6 bal.
	12 cm	303 099		bal. à 100 ks	3 bal.

# Obinadla hydrofilní

Pletená obinadla vhodná k fixaci krytí ran

Obinadlo hydrofilní

## Charakteristika

- Široká škála velikostí, lze použít na všechny části těla.
- Sterilní a nesterilní verze.

## Použití

Vhodné k fixaci krytí rány.

## Technická specifikace

100% viskózní stříž.

Obinadlo hydrofilní – škrobené

## Charakteristika

Po namočení zvláční a po zaschnutí lehce fixuje postižené místo.

## Technická specifikace

Základní hydrofilní obinadlo je napuštěno škrobovým doplňkem, 67 % bavlna, 33 % viskózní stříž (je pletené).

## Typy produktu

Obinadlo hydrofilní

Obinadlo hydrofilní – škrobené



	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Obinadlo hydrofilní sterilní, délka 5 m, pletené, baleno po 10 ks	6 cm	300 406	5010006	bal. à 1 ks	700 ks
	8 cm	300 408	5010008	bal. à 1 ks	560 ks
	10 cm	300 410	5010011	bal. à 1 ks	460 ks
	12 cm	300 412	5010013	bal. à 1 ks	420 ks
Obinadlo hydrofilní nesterilní, délka 5 m, pletené, baleno po 10 ks	6 cm	300 206		bal. à 1 ks	660 ks
	8 cm	300 208		bal. à 1 ks	500 ks
	10 cm	300 210		bal. à 1 ks	450 ks
	12 cm	300 212	5010005	bal. à 1 ks	470 ks
	14 cm	300 214		bal. à 1 ks	400 ks

	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Obinadlo hydrofilní délka 10 m, pletené, baleno po 10 ks	8 cm	300 308		bal. à 1 ks	360 ks
	12 cm	300 312		bal. à 1 ks	240 ks
	14 cm	300 314		bal. à 1 ks	220 ks
	16 cm	300 316		bal. à 1 ks	180 ks
	20 cm	300 320		bal. à 1 ks	150 ks
Obinadlo hydrofilní – škrobené délka 5 m, pletené, baleno po 10 ks	6 cm	350 470		bal. à 1 ks	290 ks
	8 cm	350 471		bal. à 1 ks	260 ks
	10 cm	350 472		bal. à 1 ks	220 ks
	12 cm	350 473		bal. à 1 ks	200 ks
Obinadlo hydrofilní škrobené délka 10 m, pletené, baleno po 10 ks	14 cm	350 474		bal. à 1 ks	170 ks
	12 cm	350 483		bal. à 1 ks	80 ks
	16 cm	350 486		bal. à 1 ks	80 ks
Obvazové svorky – bílé	20 cm	350 488		bal. à 1 ks	70 ks
		939 620		bal. à 50 ks	60 bal.
Obvazové svorky – pletová barva		939 621		bal. à 50 ks	60 bal.

# Obinadlo hydrofilní elastické sterilní

## Superelastické fixační obinadlo z měkké tkaniny

### Charakteristika

- Možno aplikovat bez opakovaných otáček, rychle a jednoduše na všechny části těla.
- Zachovává si elasticitu i při delším používání.
- Spolehlivě sedí, nestahuje, nenarušuje krevní oběh a nebrání v pohybu kloubů.
- Díky volné struktuře je obinadlo lehké a prodyšné.
- Sterilní.

### Použití

K fixačním obvazům všeho druhu, obzvlášť v oblasti kloubů a na kónických a obých částech těla.

### Technická specifikace

Viskóza, polyamid.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	převážní jednotka
Obinadlo hydrofilní elastické sterilní, délka 4 m v napnutém stavu, baleno po 10 ks	6 cm	932 001	bal. à 1 ks	240 ks
	8 cm	932 002	bal. à 1 ks	240 ks
	10 cm	932 003	bal. à 1 ks	180 ks
	12 cm	932 004	bal. à 1 ks	180 ks



# Peha-haft®

## Elastické fixační obinadlo s kohezivním efektem

### Charakteristika

- Neuvolňuje se, nedochází k posunu.
- Není potřeba konečné upevnění, přilne samo na sebe, nelepí se na pokožku, vlasy ani oděv.
- Velmi dobrá prodyšnost, dobrá savost.
- Při použití není nutno jednotlivé otáčky překládat, obvaz sedí pevně, bez záhybů, neškrťe, neomezuje pohyb kloubů.
- Díky přilnavosti je velmi malá spotřeba.
- Nesterilní.
- Neobsahuje latex.

### Použití

- Pro fixační obvazy všeho druhu, především na kloubech a obličích či kónických částech těla.
- K upevnění polstrovacích materiálů, kanyl apod.

### Technická specifikace

Krepová vazba a mikrobodová impregnace vytvářející kohezivní efekt.

### Typy produktu

Peha-haft – bílá barva.

Peha-haft Color – červená a modrá barva.



kohezivní elastické fixační obinadlo	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Peha-haft délka 4 m v napnutém stavu	4 cm	932 441	5009959	bal. à 1 ks	90 ks
	6 cm	932 442	5009960	bal. à 1 ks	90 ks
	8 cm	932 443	5009961	bal. à 1 ks	120 ks
	10 cm	932 444	5009962	bal. à 1 ks	135 ks
	12 cm	932 445	5009963	bal. à 1 ks	84 ks
Peha-haft role, délka 20 m v napnutém stavu	6 cm	932 447		bal. à 1 role	12 ks
	8 cm	932 448		bal. à 1 role	18 ks
	10 cm	932 449		bal. à 1 role	12 ks
	12 cm	932 450		bal. à 1 role	16 ks
Peha-haft Color červené, 20 m v napnutém stavu	6 cm	932 460		bal. à 1 ks	12 ks
	8 cm	932 461		bal. à 1 ks	18 ks
	10 cm	932 462		bal. à 1 ks	12 ks
Peha-haft Color modré, 20 m v napnutém stavu	6 cm	932 473		bal. à 1 ks	12 ks
	8 cm	932 474		bal. à 1 ks	18 ks
	10 cm	932 475		bal. à 1 ks	12 ks

# Stülpa®

## Bezešvý pletený hadicový obvaz pro univerzální použití

### Charakteristika

- Vysoce elastický příčně i podélně.
- Přizpůsobuje se tvaru těla – neškrtí, netvoří záhyby, neomezuje pohyb kloubů.
- Propouští vzduch.

### Použití

Výrobek se používá zejména jako podklad zinkoklihoých, sádrových i kompresivních obváů.

### Technická specifikace

Viskóza, bavlna.



vel. 0 R = dětské prsty a prsty u nohy  
vel. 1 R = prsty  
vel. 2 R = paže a dětské dolní končetiny  
vel. 3 R = dolní končetiny, dětská hlava a podpaží  
vel. 4 R = hlava, dolní končetiny a podpaží, obličejové masky  
vel. 5 R = dětský trup, hlava, stehno a podpaží, napínací obvazy  
vel. 6 R = dětský trup a stehno  
vel. 7 R = nadměrný trup a stehno, Dessaultovy obvazy  
vel. 8 R = trup, Dessaultovy obvazy

hadicový obvaz		velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Stülpa role po 15 m	vel. 0 R	1,5 cm	427 110	1 role	20 ks
	vel. 1 R	2,5 cm	427 111	1 role	24 ks
	vel. 2 R	6 cm	427 112	1 role	32 ks
	vel. 3 R	8 cm	427 113	1 role	28 ks
	vel. 4 R	10 cm	427 114	1 role	14 ks
	vel. 5 R	12 cm	427 115	1 role	12 ks
Stülpa role po 6 m	vel. 6 R	15 cm	427 146	1 role	10 ks
	vel. 7 R	21 cm	427 147	1 role	16 ks
	vel. 8 R	24 cm	427 148	1 role	10 ks
Stülpa hotové obvazy, jednotlivě balené	vel. 1	2,5 cm x 0,5 m	427 211	1 ks	20/240 ks
	vel. 3	8 cm x 0,8 m	427 213	1 ks	10/240 ks
	vel. 4	10 cm x 1 m	427 214	1 ks	10/240 ks
Stülpa hotové obvazy, volně v kartonech	vel. 1	2,5 cm x 0,5 m	427 261	bal. à 50 ks	12 bal.
	vel. 3	8 cm x 0,8 m	427 253	bal. à 10 ks	33 bal.
	vel. 4	10 cm x 1 m	427 254	bal. à 10 ks	24 bal.

## Vysoce elastický síťový obvaz

### Charakteristika

- Vysoce elastický obvaz se širokými oky určený k rychlé fixaci krytí ran na kterémkoliv místě těla.
- Pevné fixování ran i při extrémních pohybech, přizpůsobuje se tvaru těla – neškrtí, netvoří záhyby, nevytahuje se.
- Při výměně krytí se nemusí obvaz odstraňovat.
- Dobrá snášenlivost pokožkou.
- Možnost vyvářet a sterilizovat, nepoškozují jej tuky, masti ani pot.

### Použití

K fixačním obvazům všech druhů a velikostí, k fixaci podložního materiálu na místech ohrožených dekubity.

### Technická specifikace

Bavlna, polyamid.



pružný hadicový síťový obvaz	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Pruban	vel. 1 10 mm	427 301		bal. à 20 m	130 bal.
		427 331	5010015	ks à 1 m	750 ks
	vel. 2 15 mm	427 302		bal. à 20 m	100 bal.
		427 332	5010017	ks à 1 m	600 ks
	vel. 3 20 mm	427 303		bal. à 20 m	90 bal.
		427 333	5010019	ks à 1 m	600 ks
	vel. 4 30 mm	427 304		bal. à 20 m	50 bal.
		427 334	5010021	ks à 1 m	400 ks
	vel. 5 40 mm	427 305		bal. à 20 m	40 bal.
		427 335	5010024	ks à 1 m	300 ks
	vel. 6 60 mm	427 306		bal. à 20 m	26 bal.
		427 336	5010026	ks à 1 m	240 ks
	vel. 7 70 mm	427 307		bal. à 20 m	23 bal.
		427 337	5010027	ks à 1 m	180 ks

pružný hadicový síťový obvaz	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
	vel. 8 80 mm	427 308		bal. à 20 m	20 bal.
		427 338	5010029	ks à 1 m	180 ks
	vel. 9 90 mm	427 309		bal. à 20 m	18 bal.
		427 339	5010031	ks à 1 m	150 ks
	vel. 10 100 mm	427 310		bal. à 20 m	16 bal.
		427 340	5010032	ks à 1 m	120 ks
	vel. 12 120 mm	427 312		bal. à 20 m	12 bal.
	vel. 14 140 mm	427 314		bal. à 20 m	10 bal.

vel. 1 = jednotlivé prsty  
 vel. 2 = jeden a více prstů  
 vel. 3 = zápěstí, chodidlo, kotník  
 vel. 4 = loket, koleno, kotník  
 vel. 5 = loket, koleno  
 vel. 6 = loket, koleno

vel. 7 = rameno, hlava  
 vel. 8 = rameno, hlava  
 vel. 9 = hrudník, stehno  
 vel. 10 = hrudník, stehno  
 vel. 12 = objemnější trup  
 vel. 14 = nadměrný trup

# Coverflex® fast

## Elastický hadicový obvaz

### Charakteristika

- Coverflex® fast je bežešvý, kruhově pletený hadicový obvaz.
- Coverflex® fast je nesterilní trvale elastický hadicový obvaz pro použití na lidské kůži.
- Je k jednorázovému použití.

### Použití

Coverflex® fast může být použit laiky i zdravotnickým personálem

- jako druhotné fixační krytí v kombinaci s primárním krytím v léčbě akutních i chronických ran.

Pod dozorem zdravotnického personálu

- jako vlhké krytí v dermatologii, pokud jde o krátkodobou léčbu (< 30 dní) v akutní fázi atopického exému speciální vlhkou a mastnou terapií aplikovanou v kombinaci s roztoky, mastmi a krémy.
- jako suché krytí v dermatologii pro dlouhodobou léčbu chronické fáze atopického exému s externí aplikací v kombinaci s mastmi, krémy, pudrem, tinkurou/mlékem, pastou.
- jako vnitřní vrstva pro dlouhodobou prevenci kožního podráždění aplikovanou v kombinaci s tlakovými, zinkovými, podpůrnými, sádrovými, lepicími a kohezivními obvazy.

### Technická specifikace

Viskóza, polyamid, polyuretan.



- vel. 1 = končetiny malé
- vel. 2 = končetiny střední
- vel. 3 = končetiny velké
- vel. 4 = končetiny velmi velké,  
hrudník malý, hlava
- vel. 5 = hrudník

hadicový obvaz trva- le elastický	barevný kód	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Coverflex fast	vel. 1 červená	3,5 cm × 10 m	931 025	5009965	bal. à 1 ks	81 bal.
	vel. 2 zelená	5 cm × 10 m	931 026	5009966	bal. à 1 ks	54 bal.
	vel. 3 modrá	7,5 cm × 10 m	931 027	5009967	bal. à 1 ks	36 bal.
	vel. 4 žlutá	10,7 cm × 10 m	931 028	5009969	bal. à 1 ks	27 bal.
	vel. 5 béžová	17,5 cm × 10 m	931 029	5009968	bal. à 1 ks	18 bal.

# Coverflex® grip

## Elastický hadicový obvaz

### Charakteristika

Coverflex® Grip je elastický hadicový obvaz zaručující vypnutí a stabilní usazení a stejnoměrně silný tlak, který nepovoluje.

### Použití

- Hadicový kompresní obvaz je určen k použití lékařskými pracovníky nebo pacienty k druhotné fixaci
  - jako ochrana pod dlahou
  - jako podpora pro klouby a vazy
- Kompresní efekt výrobku je díky materiálu a designu výrobku, ale nejedná se o výrobek určený ke kompresní terapii.

### Technická specifikace

Bavlna, elastan, polyamid.



- vel. B = malá ruka, noha a rameno  
 vel. C = středně velká ruka, rameno, noha a bérce  
 vel. D = velká ruka, rameno, noha a bérce  
 vel. E = bérce, velké rameno a malé stehno  
 vel. F = bérce a stehno  
 vel. G = velké stehno  
 vel. L = velký trup  
 vel. M = mohutný trup

	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka	
Coverflex grip	vel. B	6,25 cm × 10 m	931 066	bal. à 1 role	24 bal.
	vel. C	6,75 cm × 10 m	931 067	bal. à 1 role	24 bal.
	vel. D	7,5 cm × 10 m	931 068	bal. à 1 role	20 bal.
	vel. E	8,75 cm × 10 m	931 069	bal. à 1 role	18 bal.
	vel. F	10 cm × 10 m	931 070	bal. à 1 role	14 bal.
	vel. G	12 cm × 10 m	931 071	bal. à 1 role	14 bal.
	vel. L	32,5 cm × 10 m	931 074	bal. à 1 role	6 bal.
	vel. M	36 cm × 10 m	931 075	bal. à 1 role	6 bal.

## Pooperační podpůrný obvaz s plošným rozdělením tlaku

### Charakteristika

- Podélná elasticita a příčná stabilita bandáže zaručují stejnoměrné plošné rozdělení tlaku, které ani při silné kompresi neomezuje dýchání pacienta.
- Lze jednoduše přiložit, uzávěr na suchý zip ulehčuje výměnu obvazu.
- Plochy suchého zipu umožňují u všech velikostí bandáže nastavení až o 10 cm.
- Prodyšnost.
- Lze prát v pračce i vyvářet při 95 °C.

### Použití

- K ošetření po hrudních a břišních operacích, k odlehčení ran, k zabránění dehiscence ran a k rychlé mobilizaci pacienta.
- Jako ochranný obvaz při traumatech hrudníku, např. zhmoždění hrudního koše a zlomeninách žebér.
- Ke korekci statiky páteře při kořenové neuralgii a výhřezu meziobratlové ploténky.
- Při diastáze po těhotenství.



pooperační podpůrný obvaz	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka	
Verba	vel. 1	65–75 cm	932 531	5012713	bal. à 1 ks	15 ks
	vel. 2	75–85 cm	932 532	5012714	bal. à 1 ks	15 ks
	vel. 3	85–95 cm	932 533	5012715	bal. à 1 ks	15 ks
	vel. 4	95–105 cm	932 534	5012716	bal. à 1 ks	15 ks
	vel. 5	105–115 cm	932 535	5012717	bal. à 1 ks	15 ks

# Ideal Neo

## Krátkotažné kompresivní obinadlo

### Charakteristika

- Nízká tažnost (80 %), která způsobuje tuhou kompresi s vysokým pracovním a nízkým klidovým tlakem.
- Obinadlo je měkké, prodyšné a příjemné na pokožku.
- Obinadlo lze prát při teplotě do 40 °C.

### Použití

- K ošetřování akutních a chronických onemocnění žilního a lymfatického systému u mobilních i imobilních pacientů.
- Obinadlo je vhodné k zahájení i pokračování léčby a je možné ho přikládat až do doby úplného ustoupení otoku, případně vyhojení vředu.

### Technická specifikace

69 % bavlna, 31 % polyamid.



elastické krátkotažné obinadlo, jednotlivě balené	velikost	číslo výrobu	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Ideal Neo (V prodeji. Je nahrazen produktem Idealflex.)	6 cm × 5 m	931 001	5010047	bal. à 1 ks	270 ks
	8 cm × 5 m	931 002	5010049	bal. à 1 ks	200 ks
	10 cm × 5 m	931 003	5010051	bal. à 1 ks	170 ks
	12 cm × 5 m	931 004	5010055	bal. à 1 ks	130 ks
	14 cm × 5 m	931 005	5010058	bal. à 1 ks	120 ks

# Idealflex®

## Krátkotažné kompresivní obinadlo

### Charakteristika

- Je charakteristické nízkou tažností (90 %), která způsobuje tuhou kompresi s vysokým pracovním a nízkým klidovým tlakem.
- Obinadlo je měkké, prodyšné, při nošení se nevytahuje.
- Lze přiložit i na kónické části těla, bezpečně sedí.
- Lze prát při teplotách do 60 °C.

### Použití

- K ošetřování akutních a chronických onemocnění žilního a lymfatického systému u mobilních i imobilních pacientů.
- Kompresivní obvaz na rány.
- Podpůrný a odlehčovací obvaz při poškození pohybového aparátu i jako sportovní bandáž.

### Technická specifikace

Polyester, bavlna, viskóza.

### Typy produktu

Idealflex

Idealflex Universal



elastické krátkotažné obinadlo	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Idealflex baleno jednotlivě	6 cm × 5 m	931 290	5009921	bal. à 1 ks	10/80 ks
	8 cm × 5 m	931 291	5009922	bal. à 1 ks	10/60 ks
	10 cm × 5 m	931 292	5009923	bal. à 1 ks	10/50 ks
	12 cm × 5 m	931 293	5009924	bal. à 1 ks	10/40 ks
	15 cm × 5 m	931 294	5011949	bal. à 1 ks	10/30 ks
	20 cm × 5 m	931 295	5011950	bal. à 1 ks	10/20 ks
Idealflex volně v krabicích	6 cm × 5 m	931 283		bal. à 10 ks	8 bal.
	8 cm × 5 m	931 284		bal. à 10 ks	6 bal.
	10 cm × 5 m	931 285		bal. à 10 ks	5 bal.
	12 cm × 5 m	931 286		bal. à 10 ks	4 bal.
	15 cm × 5 m	931 287		bal. à 10 ks	3 bal.
	20 cm × 5 m	931 288		bal. à 10 ks	2 bal.
Idealflex Universal	6 cm × 5 m	931 321		bal. à 1 ks	10/250 ks
	8 cm × 5 m	931 322		bal. à 1 ks	10/200 ks
	10 cm × 5 m	931 323		bal. à 1 ks	10/240 ks
	12 cm × 5 m	931 324		bal. à 1 ks	10/200 ks
	15 cm × 5 m	931 325		bal. à 1 ks	10/160 ks



# Idealast®-haft latex free

## Krátkotažné kompresivní obinadlo s kohezivním efektem

### Charakteristika

- Pružnost zůstává i po opakovaném nošení.
- Tažnost 90 %.
- Otevřená struktura tkaniny zajišťuje vysokou prodyšnost.
- Bavlněná vlákna odnímají vlhkost z kůže.
- Lze sterilizovat a je odolné vůči ozáření, možno také prát v ruce.

### Použití

- Pro středně silnou kompresi.
- K profylaxi a doléčení žilního onemocnění.
- Jako podpurný a odlehčovací obvaz při poškození pohybového aparátu i jako sportovní bandáž.
- Jako kompresivní obvaz na rány a k připevnění dlah.

### Technická specifikace

Bavlna, polyamidová a elastanová vlákna.  
Oboustranná mikrobodová impregnace.



elastické krátkotažné obinadlo	velikost	číslo výrobu	SÚKL kód	fakturační jednotka	převážní jednotka
Idealast-haft latex free délka 4 m v napnutém stavu, jednotlivě ve skládačkách	6 cm × 4 m	931 110	5009929	bal. à 1 ks	40 ks
	8 cm × 4 m	931 111	5009930	bal. à 1 ks	40 ks
	10 cm × 4 m	931 112	5009931	bal. à 1 ks	40 ks
	12 cm × 4 m	931 113	5009932	bal. à 1 ks	40 ks
Idealast-haft latex free délka 10 m v napnutém stavu	6 cm × 10 m	931 114		bal. à 1 ks	20 ks
	8 cm × 10 m	931 115		bal. à 1 ks	20 ks
	10 cm × 10 m	931 116		bal. à 1 ks	20 ks
	12 cm × 10 m	931 117		bal. à 1 ks	20 ks

# Idealast®-haft Color latex free

Krátkotažné kompresivní obinadlo s kohezivním efektem

## Charakteristika

- Jednotlivé vrstvy dobře drží spolu, aniž by se slepovaly s kůží, ochlupením nebo oblečením.
- Tažnost 80 %.
- Vysoká propustnost vzduchu.
- Bavlněná vlákna transportují vlhkost pryč od kůže.
- Je sterilizovatelné, a to i ozařováním, je možné ho jednou až dvakrát vyprat v ruce.
- Nabízeno v modré a červené barvě.

## Použití

- Pro středně silnou kompresi.
- Jako podpůrný a odlehčovací obvaz při poškozeních pohybového aparátu a také jako sportovní bandáž.
- Jako sekundární obvaz na rány a k fixaci dlah.
- Také jako ochrana obvazů.

## Technická specifikace

Bavlna, oboustranně mikrobodově impregnováno.



elastické krátkotažné obinadlo, baleno jednotlivě v krabičkách	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Idealast-haft Color latex free barva modrá	4 cm x 4 m	931 090	bal. à 1 ks	70 ks
	6 cm x 4 m	931 091	bal. à 1 ks	48 ks
	8 cm x 4 m	931 092	bal. à 1 ks	27 ks
	10 cm x 4 m	931 093	bal. à 1 ks	30 ks
Idealast-haft Color latex free barva červená	4 cm x 4 m	931 095	bal. à 1 ks	48 ks
	6 cm x 4 m	931 096	bal. à 1 ks	48 ks
	8 cm x 4 m	931 097	bal. à 1 ks	27 ks
	10 cm x 4 m	931 098	bal. à 1 ks	30 ks
Idealast-haft Color latex free mix v kartonech (5x modrá, 5x červená)	4 cm x 4 m	931 100	bal. à 10 ks	15 bal.
	6 cm x 4 m	931 101	bal. à 10 ks	12 bal.
	8 cm x 4 m	931 102	bal. à 10 ks	9 bal.
	10 cm x 4 m	931 103	bal. à 10 ks	6 bal.

# Pütter-Verband®

## Krátkotažné kompresivní obinadlo

### Charakteristika

- Pevná tkanina vytváří velmi silnou kompresi s vysokým pracovním a nízkým klidovým tlakem.
- Tažnost 90 %.
- Dobře se přizpůsobuje změnám objemu dolní končetiny při redukcii otoku.
- Lze přiložit na dobu tří dnů, s výjimkou akutního stadia.
- Dobrá prodyšnost, lze vyvářet a sterilizovat.
- K dispozici ve dvojitém i v jednoduchém balení.

### Použití

Na velmi silnou kompresi při onemocnění žilního a mízního systému, k léčbě ulcus cruris a posttrombotického syndromu.

### Technická specifikace

Bavlna.

### Typy produktu

Pütterbinde – jednotlivě balené obinadlo.

Pütter-Verband – balení po dvou kusech.



elastické krátkotažné obinadlo	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Pütterbinde	8 cm x 5 m	931 808	5009926	bal. à 1 ks	40 ks
	10 cm x 5 m	931 810	5009927	bal. à 1 ks	40 ks
	12 cm x 5 m	931 812	5009928	bal. à 1 ks	60 ks
Pütter-Verband	10 cm x 5 m	931 795		bal. à 2 ks	30 ks

# Idealtex®

## Dlouhotažné kompresivní obinadlo

### Charakteristika

- Elastické dlouhotažné obinadlo vytváří lehkou a střední kompresi s nízkým pracovním a vysokým klidovým tlakem.
- Tažnost 135 %.
- Vytváří rovnoměrný trvalý tlak, který působí pouze na povrchové žíly.
- Nevytváří rytmické střídání tlaku.
- Dobře se přizpůsobuje tvaru končetiny.

### Použití

- Jako podpůrný obvaz pohybového systému a na doléčení onemocnění žilního systému.
- Používá se jen u mobilních pacientů a na zesílení tlaku přes den; v noci nebo při delším odpočinku nutno sejmout.

### Technická specifikace

Viskóza, polyuretan.



elastické dlouhotažné obinadlo	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Idealtex	8 cm x 5 m	931 061	5010036	bal. à 1 ks	250 ks
	10 cm x 5 m	931 062	5010034	bal. à 1 ks	210 ks
	12 cm x 5 m	931 063	5010040	bal. à 1 ks	150 ks
	14 cm x 5 m	931 064	5010038	bal. à 1 ks	140 ks

# Varolast®

## Zinkoklihové obinadlo k okamžitému použití

### Charakteristika

- Podélně a příčně elastické zinkoklihové obinadlo k okamžitému použití.
- Díky dvojrozměrné pružnosti lze jednotlivé otáčky ovíjet pod rovnoměrným tlakem, čímž se usnadňuje přiložení obinadla a snižuje riziko tvorby „kapes“ nebo zaškrncených míst.
- Hotový obvaz z Varolastu představuje polotuhý trvalý obvaz.

### Použití

- Jako trvalý tlakový obvaz při:
  - subakutních a chronických trombózách,
  - flebitidách hloubkových a povrchových žil,
  - ulcus cruris a městnavých dermatózách v nemokvavém stadiu.
- Jako podpůrný obvaz ve všeobecné ortopedii a v ortopedické rehabilitaci.

### Složení

69 % bavlna, 31 % polyamid, zinková pasta.



obinadlo zinkoklihové zataveno jednotlivě	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Varolast	10 cm × 5 m	931 574	bal. à 1 ks	16 ks
	10 cm × 7 m	931 573	bal. à 1 ks	20 ks
	10 cm × 10 m	931 575	bal. à 1 ks	20 ks

# Rolta®

## Polstrovací obinadlo

### Charakteristika

- Propustné pro vzduch a sekrety.
- Působí na vyrovnání teplotních rozdílů.
- Odvádí vlhkost, a tím brání vzniku otlaků a zatvrdlin.

### Použití

Podkladová výplň k ochraně kloubů při sádrovacích technikách a kompresivní terapii.

### Technická specifikace

Syntetická vata ze zkadřených nesavých polyesterových vláken.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Rolta-soft nesterilní, jednotlivě rolované	6 cm × 3 m	932 048	bal. à 50 ks	1 bal.
	10 cm × 3 m	932 049	bal. à 30 ks	1 bal.
	15 cm × 3 m	932 050	bal. à 20 ks	1 bal.
	25 cm × 3 m	932 051	bal. à 10 ks	1 bal.

# Omniplast®

## Klasická textilní náplast se silnou lepicí schopností

### Charakteristika

- Syntetické kaučukové lepidlo zaručuje dobrou snášenlivost s kůží a spolehlivé drží.
- Proužkový nános lepidla zajišťuje vysokou prodyšnost náplasti.
- Vroubkovaný okraj umožňuje čisté odstranění z rány a zabraňuje roztržení tkaniny.
- Na ochranu před vnější vlhkostí je náplast hydrofobně impregnována.
- Náplast se dá jak příčně, tak i podélně lehce odtrhnout.

### Použití

Pro fixaci obvazů všeho druhu, k upevnění sond, kanyl apod. u pacientů s normální citlivostí kůže. Při použití dbejte, aby pokožka byla čistá a suchá.

### Technická specifikace

Klasická fixační náplast z textilní tkaniny v barvě kůže se syntetickým kaučukovým lepidlem naneseným v proužcích.



klasická náplast na cívice	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Omniplast	1,25 cm × 5 m	900 440	bal. à 1 ks	20/300 ks
	2,5 cm × 5 m	900 441	bal. à 1 ks	20/240 ks
	5 cm × 5 m	900 442	bal. à 1 ks	10/120 ks
Omniplast nemocniční balení	1,25 cm × 9,1 m	900 452	bal. à 24 ks	10 bal.
	2,5 cm × 9,1 m	900 453	bal. à 12 ks	10 bal.
	5 cm × 9,1 m	900 454	bal. à 6 ks	10 bal.

# Omnipor®

## Hypoalergenní fixační náplast z bílého netkaného textilu

### Charakteristika

- Nosný netkaný textil propouští vzduch a vodní páry, pokožka dýchá a nepotí se.
- Ideální pro pacienty se zvlášť citlivou pleť. Ani při dlouhodobé a velkoplošné fixaci obvazu nedochází k maceraci.
- Na ochranu rány před vnější vlhkostí je Omnipor hydrofobně impregnován.
- Náplast se dá jak příčně, tak i podélně lehce odtrhnout.
- Omnipor neabsorbuje rentgenové záření, a proto jej před rentgenovým vyšetřením není nutné odstraňovat.

### Použití

Pro překrytí a k fixaci obvazů u pacientů se zvlášť citlivou kůží, především u dlouhodobých obvazů a k upevnění měřících přístrojů, sond apod. na citlivých částech těla.

### Technická specifikace

Bílý netkaný textil se syntetickým kaučukovým lepidlem naneseným v proužcích.



hypoalergenní náplast z netkaného textilu na cívce	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Omnipor	1,25 cm × 5 m	900 436	bal. à 1 ks	20/300 ks
	2,5 cm × 5 m	900 437	bal. à 1 ks	20/240 ks
	5 cm × 5 m	900 438	bal. à 1 ks	10/120 ks
Omnipor nemocniční balení	1,25 cm × 9,2 m	900 424	bal. à 1 ks	20/300 ks
	2,5 cm × 9,2 m	900 425	bal. à 1 ks	20/240 ks
	5 cm × 9,2 m	900 426	bal. à 1 ks	10/120 ks



# Omnifilm®

## Hypoalergenní fixační náplast z porézní transparentní fólie

### Charakteristika

- Vhodná i pro pacienty s citlivou kůží.
- Propouští vzduch a vodní páry.
- Je transparentní, a proto se velmi dobře hodí k fixaci kanyl a hadiček, kde je umožněna stálá vizuální kontrola.
- Náplast se dá jak příčně, tak i podélně lehce odtrhnout.
- Neabsorbuje rentgenové záření.

### Použití

Díky transparentnosti je vhodná k fixaci obvazů všeho druhu, k transparentnímu upevnění kanyl, sond, katetrů apod., protože umožňuje stálou kontrolu stavu tekutiny.

### Technická specifikace

Transparentní porézní materiál s polyakrylátovým lepidlem.



hypoalergenní fixační náplast z porézní transparentní fólie, na cívce	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Omnifilm	1,25 cm × 5 m	900 433	5009907	bal. à 1 ks	20/360 ks
	2,5 cm × 5 m	900 434	5009908	bal. à 1 ks	10/240 ks
	5 cm × 5 m	900 435	5009909	bal. à 1 ks	10/120 ks
Omnifilm nemocniční balení	1,25 cm × 9,2 m	900 421		bal. à 1 ks	20/300 ks
	2,5 cm × 9,2 m	900 422		bal. à 1 ks	20/240 ks
	5 cm × 9,2 m	900 423		bal. à 1 ks	10/120 ks

# Omnisilk®

## Hypoalergenní náplast z bílého hedvábí

### Charakteristika

- Je hydrofobně impregnována na ochranu před vnější vlhkostí.
- Dobře propouští vzduch a vodní páry.
- Zoubkovaný okraj, jenž lze lehce utrhnout, přičemž se nenaruší pevnost náplasti v tahu.
- Neabsorbuje rentgenové záření.

### Použití

K šetrné fixaci obvazů všeho druhu, k upevnění sond, kanyl, katetrů apod. u pacientů s citlivou kůží.

### Technická specifikace

Bílé umělé hedvábí se syntetickým kaučukovým lepidlem naneseným v prouzcích.



hypoalergenní náplast z bílého hedvábí, na cívce	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Omnisilk	1,25 cm × 5 m	900 430	bal. à 1 ks	20/300 ks
	2,5 cm × 5 m	900 431	bal. à 1 ks	20/240 ks
	5 cm × 5 m	900 432	bal. à 1 ks	10/120 ks
Omnisilk nemocniční balení	1,25 cm × 9,2 m	900 418	bal. à 1 ks	20/300 ks
	2,5 cm × 9,2 m	900 419	bal. à 1 ks	20/240 ks
	5 cm × 9,2 m	900 420	bal. à 1 ks	10/120 ks

# Omnifix® Elastic

## Fixační náplast z netkaného textilu

### Charakteristika

- Poskytuje možnost komfortní a celoplošné fixace obvazu jak pacientovi, tak i zdravotnickému personálu.
- Je mimořádně měkká a jemná, jakož i propustná pro vzduch a vodní páry.
- Hypoalergenní lepidlo, které snášejí i pacienti s precitlivělou pokožkou a s dispozicí k alergiím.
- Neabsorbuje rentgenové záření, a proto se nemusí při rentgenologických vyšetřeních odstraňovat.
- Snadná manipulace: měřítko vytištěné na krycím papíře usnadňuje přesné odstřížení; vlisovaný vlnovitý řez pomáhá při stažení krycího papíru.

### Použití

- K celoplošnému překrytí a fixaci krytí ve všech oborech medicíny.
- Náplast je ideální k fixaci krytí v oblasti kloubů, oblých a kónických částí těla a také k upevnění měřicích přístrojů, sond, katetrů atd.

### Technická specifikace

Netkaný textil se syntetickým kaučukovým lepidlem naneseným v prouzcích.



fixační náplast z netkaného textilu	velikost	číslo výrobu	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Omnifix Elastic s měřítkem na krycím papíře	5 cm × 10 m	900 602	5009934	bal. à 1 ks	60 ks
	10 cm × 10 m	900 603	5009956	bal. à 1 ks	32 ks
	15 cm × 10 m	900 604	5009957	bal. à 1 ks	20 ks
	20 cm × 10 m	900 605		bal. à 1 ks	16 ks
	10 cm × 2 m	900 601	5009933	bal. à 1 ks	24 ks

# Omnistrip®

## Sterilní proužky na stažení rány

### Charakteristika

- Zakulacené rohy, které spolehlivě drží bez nepříjemného shrnování.
- Výborná přilnavost zaručuje bezpečnou fixaci okrajů rány, proužky se dají bezbolestně odstranit.
- Propustné pro vzduch a vodní páry.
- Specifická mikroelastická netkaná textilie zaručuje, že proužky dokonale drží i při zatížení.
- Sterilní.

### Použití

- Na stažení menších a primárně se uzavírajících ran.
- Na pooperační jizvy.
- Mohou být použity jako opora čerstvě zažitých ran.

### Technická specifikace

Netkaný textil v barvě kůže, na který je navrstveno polyakrylátové lepidlo.



sterilní proužky na stažení rány	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Omnistrip	3 × 76 mm	540 681	50 × 5 ks*	6 bal.
	6 × 38 mm	540 682	50 × 6 ks*	6 bal.
	6 × 76 mm	540 683	50 × 3 ks*	6 bal.
	6 × 101 mm	540 684	50 × 10 ks*	6 bal.
	12 × 101 mm	540 685	50 × 6 ks*	6 bal.
	25 × 127 mm	540 686	50 × 4 ks*	6 bal.

\*Obsah jednoho peel-balení.

# Omnitape®

## Tejpovací páska

### Charakteristika

- Neelastická silně lepicí náplastová páska.
- Vysoká pevnost tahu při současné možnosti snadného odtrhávání pásky v podélném i příčném směru.

### Použití

Zpevnění kloubů, šlach a svalů.

### Technická specifikace

Bavlna, jednostranně potažená kaučukovým lepidlem s obsahem oxidu zinečnatého.



tejpovací páska	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Omnitape	2 cm × 10 m	500 058	bal. à 1 ks	96 ks
	3,75 cm × 10 m	500 059	bal. à 1 ks	96 ks
	5 cm × 10 m	500 060	bal. à 1 ks	48 ks

# Cosmopor® Steril

## Sterilní samolepicí krytí na rány

### Charakteristika

- Vrstvu přiléhající k ráně tvoří mikrosítka, která zabraňuje přilepení krytí k ráně.
- Absorpční polštářek se velmi dobře přizpůsobuje křivkám těla.
- Výborná savost a ochrana rány.
- Měkký netkaný textil propouští vzduch a vodní páry.
- Díky vrstvě hypoalergenního polyakrylátového lepidla je obzvláště dobře snášen pokožkou.
- Sterilní.

### Použití

- Speciálně pro pooperační ošetření ran, ale také pro sterilní ošetření banálních poranění, např. v rámci první pomoci.
- Vhodný na mírně secernující rány.

### Technická specifikace

Polštářek z bavlněné vaty, nosný materiál z netkaného textilu s hypoalergenním polyakrylátovým lepidlem.



náplast s polštářkem s hydrofobní mikrosítkou, zatavená jednotlivě	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Cosmopor Steril	7,2 x 5 cm	900 833	5009958	bal. à 10 ks	20 bal.
	7,2 x 5 cm	900 800	5009938	bal. à 1 ks	20 bal.
	7,2 x 5 cm	900 800	5013084	bal. à 50 ks	20 bal.
	10 x 6 cm	900 802	5009939	bal. à 1 ks	27 bal.
	10 x 6 cm	900 802	5013083	bal. à 25 ks	27 bal.
	15 x 6 cm	900 804	5009940	bal. à 1 ks	18 bal.
	15 x 6 cm	900 804	5013082	bal. à 25 ks	18 bal.
	10 x 8 cm	900 806	5009941	bal. à 1 ks	22 bal.
	10 x 8 cm	900 806	5013081	bal. à 25 ks	22 bal.

náplast s polštářkem s hydrofobní mikrosítkou, zatavená jednotlivě	velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Cosmopor Steril	15 x 8 cm	900 808	5009942	bal. à 1 ks	14 bal.
	15 x 8 cm	900 808	5013080	bal. à 25 ks	14 bal.
	20 x 8 cm	900 810	5009970	bal. à 1 ks	12 bal.
	20 x 8 cm	900 810	5013078	bal. à 25 ks	12 bal.
	20 x 10 cm	900 812	5009971	bal. à 1 ks	12 bal.
	20 x 10 cm	900 812	5013077	bal. à 25 ks	12 bal.
	25 x 10 cm	900 814	5009972	bal. à 1 ks	8 bal.
	25 x 10 cm	900 814	5013073	bal. à 25 ks	8 bal.
	35 x 10 cm	900 816	5009973	bal. à 1 ks	8 bal.
	35 x 10 cm	900 816	5013071	bal. à 25 ks	8 bal.

# Cosmopor® I.V.

## Sterilní samolepicí krytí pro fixaci i.v. kanyl

### Charakteristika

- Zaoblené rohy zabraňující srolování krytí i při delší aplikaci.
- Široké lepicí okraje, spolehlivě obemkající savý polštářek.
- Propustné pro vzduch a vodní páry.
- Sterilní.

### Použití

Pro fixaci kanyl.

### Technická specifikace

Měkká, pro vzduch propustná netkaná textilie se separátním polštářkem, hypoalergenní lepidlo.



sterilní obvaz pro fixaci kanyl	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Cosmopor I.V.	6 × 8 cm	900 805	bal. à 50 ks	8 bal.

# Hydrofilm<sup>®</sup>, Hydrofilm<sup>®</sup> Plus

## Samolepicí transparentní krytí na rány

### Charakteristika

- Samolepicí transparentní obvaz.
- Nepropustný pro mikroorganismy a vodu, avšak propustný pro kyslík a vodní páry.
- Přes bezpečnou adhezi lze obvaz bez bolesti a bez poškození nově vytvořeného epitelu sejmout.
- Perfektní přizpůsobení tvarům těla.
- Průhlednost obvazu umožňuje inspekci rány a kůže, popř. fixaci katetru či kanyly bez snímání obvazu.
- Sterilní.

### Fáze hojení rány

Epitelizační fáze.

### Typ rány

Odřeny, tržné rány, fixace krytí, ochrana před sekundární infekcí a před mechanickou iritací.

### Výměna obvazu

Pokud se netvoří exsudát, lze ponechat 3 až 4 dny.

### Technická specifikace

Hydrofilm – polopropustná, transparentní polyuretanová fólie s akrylátovým lepidlem.

Hydrofilm Plus – polopropustná transparentní polyuretanová fólie s akrylátovým lepidlem a se savým polštářkem.

### Typy produktu

Hydrofilm

Hydrofilm Plus



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
<b>Hydrofilm</b> sterilní samolepicí transparentní obvaz na rány, vodovzdorný	6 × 7 cm	685 755	bal. à 10 ks	20 bal.
	10 × 12,5 cm	685 757	bal. à 10 ks	20 bal.
	10 × 15 cm	685 759	bal. à 10 ks	10 bal.
	15 × 20 cm	685 761	bal. à 10 ks	10 bal.
	10 × 25 cm	685 763	bal. à 25 ks	10 bal.
	12 × 25 cm	685 764	bal. à 25 ks	10 bal.
	20 × 30 cm	685 765	bal. à 10 ks	10 bal.
<b>Hydrofilm Plus</b> transparentní obvaz s absorpčním polštářkem	5 × 7,2 cm	685 770	bal. à 5 ks	20 bal.
	9 × 10 cm	685 772	bal. à 5 ks	20 bal.
	10 × 25 cm	685 779	bal. à 25 ks	10 bal.



# Hydrofilm® I.V., Hydrofilm® I.V. Control

## Samolepicí transparentní krytí k fixaci a ochraně i.v. kanyl

### Charakteristika

- Díky průhlednosti možná inspekce místa vpichu.
- Chrání ránu před sekundární infekcí a je odolný vůči vodě.
- Jednoduchá aplikace díky číselnému označení.
- Zakulacený tvar nástřihu spolehlivě fixuje krytí na kanyle.
- Může být ponechán i několik dnů.
- Sterilní.

### Použití

Pro fixaci kanyl.

### Technická specifikace

Hydrofilm I.V. – polyuretanový film s polyakrylátovým lepidlem.

Hydrofilm I.V. Control – netkaný textil se syntetickým lepidlem a polyuretanový film (vrchní část) s polyakrylátovým lepidlem.



transparentní krytí k fixaci kanyl	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Hydrofilm I.V.	9 × 7 cm	685 740	bal. à 50 ks	12 bal.
Hydrofilm I.V. Control	9 × 7 cm	685 741	bal. à 50 ks	12 bal.

## Hřejivé náplasti

Hřejivé náplasti pomáhají namoženému tělu relaxovat a navrátit se rychleji do formy. Teplo totiž podporuje prokrvení pokožky, stimuluje krevní oběh a uvolňuje napětí. Náplasti je možno stříhat na požadovaný rozměr.

### Cosmos® Hřejivá náplast s kapsaicinem KLASICKÁ

- Hřejivá látka kapsaicin ve vyšší koncentraci.
- Pro intenzivní prohřátí.
- Na pokožce může zůstat až 8 hodin.
- Na jedno místo se mohou lepit 3 náplasti denně, po týdnu je nutná minimálně týdenní přestávka.
- Není vhodná pro děti.

### Cosmos® Hřejivá náplast s kapsaicinem JEMNÁ

- Hřejivá látka kapsaicin v nižší koncentraci.
- Pro příjemné prohřátí.
- Na pokožce může zůstat až 8 hodin.
- Na jedno místo se mohou lepit 3 náplasti denně, po týdnu je nutná minimálně týdenní přestávka.
- Není vhodná pro děti.



hřejivé náplasti	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Cosmos Hřejivá náplast s kapsaicinem Klasická	12,5 × 15 cm	703 353	bal. à 1 ks	20 bal.
Cosmos Hřejivá náplast s kapsaicinem Jemná	12,5 × 15 cm	703 374	bal. à 1 ks	20 bal.

# Cosmos®

## Hojivé náplasti na rány

Náplasti s hydroaktivním účinkem podporují hojení a tlumí bolest. Působí dlouhodobě a hojí puchýře, kuří oka, odřeniny, popáleniny a opary šetrněji a rychleji než klasická náplast. Hydrogelové náplasti jsou vhodné pro léčbu menších povrchových popálenin, zatímco hydrokoloidní náplasti se používají na odřeniny, pro prevenci a ošetření puchýřů, oparů, drobných poranění a kuřích ok.

### Cosmos® Na odřeniny

Hydrokoloidní polštářek pomáhá lepšímu a rychlejšímu hojení a chrání ránu před bakteriemi a nečistotou. Díky zaobleným rohům a tvarování pro kolena a lokty se dokonale nalepuje. Na ráně vydrží několik dní bez ztráty účinnosti.

### Cosmos® Na drobná poranění

Chytrá hydrokoloidní náplast okamžitě mírní bolest a urychluje hojení drobných poranění. Chrání drobná poranění před bakteriemi a lze ji na ráně ponechat i několik dní. Náplast lze dle potřeby stříhat do libovolného tvaru a velikosti. Balení obsahuje nůžky.

### Cosmos® Na popáleniny

Sterilní náplasti jsou určeny pro ošetření povrchových popálenin a opaření I. a II. stupně a napomáhají k rychlému hojení. Náplasti ránu příjemně chladí, tlumí bolest a urychlují hojení. Chrání před bakteriemi a nečistotami a mohou na ráně zůstat až 7 dní.



hojivé náplasti	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Cosmos Na odřeniny	100 × 85 mm	536 023	bal. à 4 ks	12 bal.
Cosmos Na drobná poranění	65 × 90 mm	536 063	bal. à 3 ks	10/50 bal.
Cosmos Na popáleniny	45 × 65 mm	536 057	bal. à 3 ks	12/144 bal.
	7,5 × 10 cm	536 058	bal. à 3 ks	12/144 bal.

# Cosmos®

## Hojivé náplasti na rány s technologií Twin-tec


Hydrokoloidní náplasti s technologií Twin-tec zajišťují dvojitou ochranu rány. Obsahují totiž dvě vrstvy hydrokoloidů, které vytvářejí na ráně vlhké prostředí a umožňují rychlé hojení a úlevu od bolesti. Náplasti jsou prodyšné a voděodolné. Lepidlo je nahrazeno hydrokoloidovou vrstvou, což snižuje možné podráždění pokožky.

### Cosmos® Na puchýře

Hydrokoloidní polštářek zajišťuje lepší a rychlejší hojení. Tlumí také bolest, zmírňuje tlak puchýřů a chrání ránu před infekcemi a nečistotou. Náplast je průhledná a má speciální tvar, díky kterému se dobře přizpůsobí místu lepení.

### Cosmos® Na kuří oka

Náplast ulehčuje odstranění kuřího oka a tlumí tlak vyvolaný obuví. Hydrokoloidní polštářek změkčuje vrchní vrstvu kuřího oka a umožňuje lepší hojení a regeneraci. Náplast má speciální tvar, díky kterému dokonale přilne k pokožce a kuřímu oku se přizpůsobí.



hojivé náplasti	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepavní jednotka
Cosmos Na puchýře na patě	76 x 45 mm	536 013	bal. à 5 ks	20 ks
Cosmos Na puchýře na prstech	55 x 19 mm	536 033	bal. à 6 ks	20 ks
Cosmos Na puchýře XL	75 x 45 mm	536 043	bal. à 5 ks	20 ks
Cosmos Na puchýře mix	3x (40 x 17 mm) 3x (55 x 19 mm) 2x (76 x 45 mm)	536 053	bal. à 8 ks	10 ks
Cosmos Na kuří oka	40 x 17 mm	536 003	bal. à 6 ks	20 ks

# Cosmos®

## Standardní náplasti na rány

Náplasti Cosmos® jsme vyvinuli speciálně pro ošetření všech druhů drobných poranění. Dobře drží, jsou prodyšné, díky hypoalergennímu lepidlu jsou šetrné k pokožce a bezbolestně se odstraňují.

### Cosmos® Pružná

Elastická textilní náplast vhodná na zranění na kloubech a prstech. K dostání nedělená a dělená ve dvou velikostech.

### Cosmos® Pevná

Pevná náplast k ochraně malých ran, vyrobená z otěruvzdorného materiálu. K dostání nedělená nebo dělená ve dvou velikostech v podobě stripů.

### Cosmos® Na sport

Voděodolná náplast poskytuje díky polštářku ochranu ran na exponovaných místech. K dostání nedělená nebo dělená v jedné velikosti.

### Cosmos® Dětská

Náplast s veselými obrázky k ochraně malých ran, vyrobená z folie odolné vůči vodě, a odpuzující nečistotu. K dostání nedělená nebo dělená ve dvou velikostech.



tradiční náplasti	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Cosmos Pružná	6 x 10 cm	535 236	bal. à 5 ks	200 bal.
	20 x 60 mm (12x)	535 230	bal. à 20 ks	200 bal.
	20 x 80 mm (8x)			
Cosmos Pevná	6 cm x 1 m	540 325	bal. à 1 m	90 bal.
	8 cm x 1 m	540 335	bal. à 1 m	90 bal.
	6 x 2 cm	540 330	bal. à 50 x 5 ks	36 bal.
	8 x 4 cm	540 331	bal. à 50 x 3 ks	36 bal.
Cosmos Na sport	6 x 10 cm	535 430	bal. à 5 ks	200 bal.
	19 x 72 mm	535 431	bal. à 20 ks	200 bal.
Cosmos Dětská	6 cm x 1 m	535 630	bal. à 1 m	200 bal.
	19 x 72 mm (12x)	535 631	bal. à 20 ks	200 bal.
	16 x 57 mm (8x)			

# Cosmos®

## Standardní náplasti na rány

### Cosmos® Voděodolná

Náplast odolná vůči vlhkosti a vodě (mimo koupání a sprchování) a odpuzující nečistoty. K dostání nedělená a dělená ve dvou a pěti velikostech.



### Cosmos® Do vody

Transparentní vodotěsná náplast, se kterou se můžete bez problémů sprchovat i koupat. Vytváří bariéru proti bakteriím. K dostání dělená ve třech velikostech.



### Cosmos® Jemná

Měkká náplast k šetrné ochraně menších poranění, vhodná pro velmi citlivou pokožku. K dostání nedělená, dělená v jedné velikosti a jako kulatá náplast na překrytí poranění v obličeji (říznutí po holení) nebo na zakrytí mateřských znamének.



### Cosmos® Ultra jemná

Měkká náplast se silikonovým lepidlem pro extrémně citlivou a jemnou pokožku, jakou mají děti a senioři, a lidé se syndromem citlivé kůže. K dostání nedělená a dělená ve dvou velikostech.



tradiční náplasti	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Cosmos Do vody	30 × 40 mm (4x)	535 531	bal. à 10 ks	200 bal.
	40 × 60 mm (2x)			
	25 × 72 mm (4x)			
Cosmos Do vody na prsty mix	22 × 80 mm (6x)	535 543	bal. à 16 ks	200 bal.
	45 × 50 mm (6x)			
	25 × 72 mm (4x)			
Cosmos Do vody proužky	25 × 72 mm (12x)	535 553	bal. à 12 ks	200 bal.
Cosmos Voděodolná	6 × 10 cm	535 130	bal. à 5 ks	200 bal.
	19 × 72 mm (12x)	535 137	bal. à 20 ks	200 bal.
	25 × 72 mm (8x)	535 138	bal. à 20 ks	200 bal.
19 × 72 mm (6x)				
25 × 72 mm (4x)				
16 × 57 mm (4x)				
Cosmos Jemná	9 × 38 mm (4x)	535 330	bal. à 5 ks	200 bal.
	22 mm (2x)			
	6 × 10 cm			
	19 × 72 mm			
Cosmos Ultra jemná	∅ 22 mm	535 332	bal. à 20 ks	200 bal.
	25 × 72 mm (6x)	535 313	bal. à 8 ks	200 bal.
	40 × 60 mm (2x)	535 333	bal. à 0,5 m	200 bal.
60 × 100 mm (5x)				

# Cosmos®

## Standardní náplasti na rány

### Cosmos® Cívková pevná

Ke kůži šetrná, prodyšná fixační náplast z textilní tkaniny se silnou lepicí schopností pro snadnou a spolehlivou fixaci obvazů a obinadel.

### Cosmos® Cívková jemná

Ke kůži šetrná, prodyšná fixační náplast z netkaného textilu pro snadnou a spolehlivou fixaci obvazů a obinadel. Vhodná pro pacienty s citlivou pokožkou.



tradiční náplasti	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Cosmos Cívková pevná	1,25 cm × 5 m	900 400	bal. à 1 ks	240 bal.
	2,5 cm × 5 m	900 401	bal. à 1 ks	120 bal.
Cosmos Cívková jemná	1,25 cm × 5 m	900 402	bal. à 1 ks	240 bal.
	2,5 cm × 5 m	900 403	bal. à 1 ks	120 bal.

# Cosmos®

## Ekonomické náplasti na rány

Náplasti v ekonomických variantách myslí nejen na pohodlí a bezpečí, ale také na peněženku. K dostání ve 3 verzích a ve variantách 1 m × 6 cm nebo 1 m × 8 cm.

### Cosmos® Klasická textilní

Pevná náplast k ochraně malých ran, vyrobená z odolného materiálu. K dostání nedělená ve dvou velikostech.



### Cosmos® Klasická voděodolná

Voděodolná náplast k ochraně malých poranění, vyrobená z fólie, která odpuzuje nečistotu. Odolná vůči vlhkosti a vodě (mimo koupání a sprchování). K dostání nedělená ve dvou velikostech.



### Cosmos® Klasická z netkané textilie

Měkká náplast k ochraně malých ran, vyrobená z bílé netkané textilie. K dostání nedělená ve dvou velikostech.



ekonomické náplasti	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Cosmos Klasická textilní	1 m × 6 cm	540 345	bal. à 1 m	90 bal.
	1 m × 8 cm	540 346	bal. à 1 m	90 bal.
Cosmos Klasická voděodolná	1 m × 6 cm	540 349	bal. à 1 m	90 bal.
	1 m × 8 cm	540 350	bal. à 1 m	90 bal.
Cosmos Klasická z netkané textilie	1 m × 6 cm	540 347	bal. à 1 m	90 bal.
	1 m × 8 cm	540 348	bal. à 1 m	90 bal.



# DermaPlast®

## Náplasti pro lékařskou praxi

### DermaPlast® soft

#### Náplast z měkkého netkaného textilu

Hypoalergenní náplast na rány z měkkého netkaného textilu v barvě kůže. Náplast je prodyšná díky nánosu syntetického kaučukového lepidla v prouzcích, které dobře snáší i citlivá pokožka.

### DermaPlast® soft injection

#### Nastříhané poinjekční náplasti

Jednotlivě nastříhané náplasti šetří čas při ošetření místa po injekci nebo odběru krve. Vysoký komfort při nošení je zaručen díky měkkému a ke kůži šetrnému netkanému textilu. Náplasti jsou prodyšné díky nánosu syntetického kaučukového lepidla v prouzcích, které dobře snáší i citlivá pokožka. Perforovaná krycí fólie chrání polštářek na rány před znečištěním až do okamžiku aplikace.

### DermaPlast® soft spots

#### Kulaté náplasti z měkkého netkaného textilu

Jednotlivě nastříhané kulaté náplasti (průměr 22 mm) šetří čas při ošetření místa po drobném chirurgickém zákroku (např. odstranění mateřských znamének nebo bradavic). Vysoký komfort při nošení je zaručen díky měkkému a ke kůži šetrnému netkanému textilu. Náplasti jsou prodyšné díky nánosu syntetického kaučukového lepidla v prouzcích, které dobře snáší i citlivá pokožka.



náplasti pro lékařskou praxi	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
DermaPlast soft	4 cm × 5 m	535 351	bal. à 5 m	32 bal.
	6 cm × 5 m	535 361	bal. à 5 m	32 bal.
	8 cm × 5 m	535 371	bal. à 5 m	24 bal.
DermaPlast soft injection	4 cm × 1,6 cm	535 381	bal. à 250 ks	60 bal.
DermaPlast soft spots	Ø 22 mm	535 382	bal. à 200 ks	36 bal.

# DermaPlast®

## Náplasti pro lékařskou praxi

### DermaPlast® classic

#### Náplast na rány z tuhé textilní tkaniny

Ke kůži šetrná náplast na rány z tuhé textilní tkaniny pro spolehlivé a hygienické ošetření menších poranění. Náplast je prodyšná a hypoalergenní díky nánosu syntetického kaučukového lepidla v prouzcích.



náplasti pro lékařskou praxi	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
DermaPlast classic	4 cm × 5 m	535 051	bal. à 5 m	32 bal.
	6 cm × 5 m	535 061	bal. à 5 m	32 bal.
	8 cm × 5 m	535 071	bal. à 5 m	24 bal.

# Cosmos® Active

## První pomoc pro svaly a klouby

### Cosmos® Active Kineziologické tejpovací pásky

Denně používané špičkovými sportovci a terapeuty.

- Pružné pásky pro klouby, vazy a natažené a ochablé svaly.
- Prodyšné a voděodolné.
- Neomezující pohyb.
- Velmi komfortní při nošení.
- Spolehlivě lepií.
- On-line instruktážní videa, jak tejpovat s profesionálními tejpery.



	barevný kód	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Kineziologická tejpovací páska	modrá	5 cm × 5 m	522 240	1 ks	8 ks
	růžová	5 cm × 5 m	522 241	1 ks	8 ks
	běžová	5 cm × 5 m	522 242	1 ks	8 ks

# Cosmos® Active

## První pomoc pro svaly a klouby

### Opakovaně použitelné gelové polštářky

K terapii chladem i teplem.

- Studená terapie: akutní záněty kloubů a svalů, tupá poranění, hematomy, kousnutí hmyzem, bolesti zubů.
- Teplá terapie: podporuje lokální krevní oběh, uvolňuje napětí, pro bolavé svaly, bolesti zad, menstruační potíže.
- Nahřátí v horké vodě nebo mikrovlnné troubě.
- Zchlazení v mrazničce.
- S ochranným obalem pro pohodlnou aplikaci.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Opakovaně použitelný gelový polštářek	12 x 29 cm	522 223	1 ks	12 ks
	13 x 14 cm	522 222	1 ks	24 ks

# Vata Pehazell Clean

## Buničitá, vinutá a v příchzech

### Charakteristika

- Buničitá vata, vysoce bělená.
- Zvlášť měkká a savá.

### Použití

- Jako tlaková poduška při obvazech.
- Jako podložka při menších operačních zákrocích a na různé hygienické účely.



vata	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
<b>Pehazell Clean</b>				
vata buničitá vinutá	500 g	913 062	bal. à 1 ks	10 ks
	1 000 g	913 061	bal. à 1 ks	6 ks
vata buničitá v příchzech	37 × 57 cm	913 067	1 bal. × 5 kg	1 bal.
	18,5 × 28,5 cm	913 066	1 bal. × 5 kg	1 bal.
	18,5 × 19 cm	913 065	1 bal. × 5 kg	1 bal.
	18,5 × 28,5 cm	913 069	1 bal. × 500 g	20 bal.

**K omezení rizika vzniku infekce** na operačních sálech i mimo ně slouží řada **jednorázových zdravotnických prostředků** určených pro operační i ambulantní zákroky.

Patří sem především jednorázové **operační sety CombiSet** či sterilní **jednorázové zákrokové balíčky MediSet**, které díky svému složení umožňují **zkrácení času přípravy na zákrok** a zároveň **účinnou ochranu pacienta i zdravotníků**, a tím výrazně **zvyšují bezpečnost** v těchto oblastech zdravotní péče.

Náš společný cíl:

**INFEKCE NESMÍ MÍT  
SEBEMENŠÍ ŠANCI**

**missionprevention.cz**





Prevence rizik





# Foliodrape®

## Jednorázové sterilní roušky a sety

### Charakteristika

- Sterilní krytí Foliodrape je důležitou součástí účinné profylaxe infekcí na operačních sálech.
- Materiál, provedení a bezpečné použití umožňují při všech chirurgických zákrocích spolehlivé a jednoduché zakrytí pacienta a jeho okolí.
- Krytí Foliodrape nabízíme v produktových řadách Protect Plus, Protect a Comfort ve formě jednotlivých roušek a standardních i zákaznických setů.

### Typy setů

- Sety pro všeobecnou chirurgii.
- Sety pro hrudní a cévní chirurgii.
- Sety pro ortopedii a traumatologii.
- Sety pro gynekologii a porodnictví.
- Sety pro urologii.
- Sety pro neurochirurgii.
- Sety pro ORL.
- Sety pro oční chirurgii.
- Sety pro pediatrii.

Operační sety je možno vyvinout i na zakázku podle přání zákazníka.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
<b>Univerzální set I zesílený</b> obsah setu		938 712	bal. à 6 sad	1 bal.
1x návlek na instrumentační stolec, zesílený	80 x 145 cm			
1x rouška samolepicí, zesílená	200 x 200 cm			
1x rouška samolepicí, zesílená	150 x 240 cm			
1x rouška na stolec, zesílená	150 x 190 cm			
2x rouška samolepicí, zesílená	75 x 90 cm			
1x lepicí páska	10 x 50 cm			
4x ubrousek	30 x 33 cm			

	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
<b>Doplňky</b>				
Návlek na instrumentační stolec	80 x 145 cm	258 300	bal. à 25 ks	2 bal.
Návlek na instrumentační stolec, zesílený	80 x 145 cm	938 851	bal. à 20 ks	2 bal.
Lepicí páska k fixaci roušek a hadiček	10 x 50 cm	258 347	bal. à 115 ks	4 bal.
Suchý zip k fixaci kabelů kamer, hadiček, kabelů kauterů atd.	2 x 23 cm	258 280	bal. à 200 ks	4 bal.

Zde uvádíme jen základní nabídku.

# Foliodrape® Protect Plus

## Jednorázové sety

### Charakteristika

- Moderní operační materiál s unikátní zónovou absorpcí – tj. s vyšší absorpční kapacitou na místech, která jsou při operaci vystavena největšímu množství tekutiny.
- Pro standardní a dlouhé operace s rizikem většího úniku tekutin.
- Výjimečná rychlost a schopnost absorpce i při vysokém úniku tekutin.
- Vysoká odolnost materiálu proti protřetí při nasáknutí velkého objemu tekutiny.
- Měkký příjemný materiál.
- Efektivní ochrana před infekcí díky PE vrstvě.
- Vyhovuje normě EN 13795.

### Dvouvrstvý materiál se zónovou vrstvou

- Zesílená absorpční zóna – netkaná textilie z polypropylenu.
- Savá povrchová vrstva – netkaná textilie z polypropylenu.
- Nepropustná vrstva pro mikroby a tekutiny – polyetylenová fólie.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Kyčelní set IV obsah setu		938 771	bal. à 5 setů	1 bal.
2x rouška na stolek, zesílená	190 x 150 cm			
1x návlak na instrumentační stolek	80 x 145 cm			
4x celulózové ubrousky	33 x 30 cm			
3x OR páska, samolepicí	10 x 50 cm			
1x U-rouška, samolepicí, extra zesílená	245 x 280 cm (otvor 10 x 95 cm)			
1x chirurgická rouška dvouvrstvá, zesílená	300 x 170 cm			
1x chirurgická rouška dvouvrstvá	90 x 75 cm			
1x chirurgická rouška dvouvrstvá	100 x 150 cm			

	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Další vybrané sety			
Set pro artroskopii ramene I Protect Plus	938 702	bal. à 5 sad	1 bal.
Končetinový set I Protect Plus	938 704	bal. à 5 sad	1 bal.
Univerzální set I Protect Plus	938 712	bal. à 6 sad	1 bal.
Laparoskopický set II Protect Plus	938 713	bal. à 5 sad	1 bal.
Rektální set I Protect Plus	938 714	bal. à 5 sad	1 bal.
Gynekologický set II Protect Plus	938 719	bal. à 5 sad	1 bal.
Gynekologicko-abdominální set I Protect Plus	938 710	bal. à 6 sad	1 bal.

Zde uvádíme jen základní nabídku. Sety vyvíjíme i na zakázku dle potřeb zákazníka.

# Foliodrape® Protect


## Jednorázové roušky a sety

### Charakteristika

- Efektivní řešení na jednodušší a kratší operační výkony s nižším únikem tekutin.
- Příjemný materiál s výbornou savostí.
- Ekonomické řešení operačního zákroku.
- Bezpečná ochrana před infekcí díky PE vrstvě.
- Vyhovuje normě EN 13795.

### Dvouvrstvý materiál

- Savá povrchová vrstva – netkaná textilie z polypropylenu.
- Nepropustná vrstva – polyetylenová fólie.



jednorázové roušky	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Roušky dvouvrstvé	45 x 75 cm	277 500	bal. à 65 ks	4 bal.
	75 x 75 cm	277 501	bal. à 55 ks	4 bal.
	75 x 90 cm	277 502	bal. à 35 ks	4 bal.
	90 x 150 cm	277 506	bal. à 20 ks	4 bal.
	150 x 100 cm	936 151	bal. à 35 ks	2 bal.
	150 x 200 cm	250 224	bal. à 18 ks	2 bal.
<b>Roušky dvouvrstvé samolepicí</b>				
lepení na 75 cm	45 x 75 cm	277 507	bal. à 60 ks	4 bal.
lepení na 90 cm	75 x 90 cm	277 508	bal. à 40 ks	4 bal.
<b>Roušky dvouvrstvé s otvorem</b>				
s otvorem 7 cm	45 x 75 cm	277 503	bal. à 65 ks	4 bal.
s otvorem 10 cm	75 x 90 cm	277 511	bal. à 40 ks	4 bal.
Variabilní roušky s otvorem samolepicí	45 x 75 cm	277 509	bal. à 65 ks	4 bal.
	75 x 90 cm	277 510	bal. à 40 ks	4 bal.

V materiálu Protect nabízíme jednotlivé roušky, standardní operační sety i sety vyvinuté dle požadavků zákazníka.

# Foliodress® gown Comfort

## Hygienicky bezpečný operační plášť

### Charakteristika

- Materiál umožňuje výbornou ochranu před provlhčením a průchodem choroboplodných zárodků, zároveň je však propustný pro vzduch, vodní páru a teplo.
- Díky anatomickému střihu plášť výborně padne a usnadňuje pohyb rukou.
- Pevný materiál odolný proti otěru.
- Antistatická úprava odpuzující alkohol zvyšuje ochranu.
- Široký lem kolem krku zaručuje pohodlí.
- Nový typ zapínání na krku – Combitepe – je vyroben z měkkého materiálu a drží na kterékoli části pláště.
- Manžety z elastického a příjemného materiálu zaručují pohodlí.
- U pásku lze zvolit optimální šíři.

### Typy plášťů

Foliodress® Comfort Basic – plášť s otevřenými zády vhodný ke kratším výkonům.

Foliodress® Comfort Standard – standardní zavinovací plášť pro operační zákroky.

Foliodress® Comfort Reinforced – zesílený zavinovací plášť vhodný pro výkony s větším únikem tekutin.

Foliodress® Comfort Urology, Ultra Reinforced – zesílený plášť vhodný pro výkony s větším únikem tekutin.

Foliodress® Comfort Extra Reinforced – zavinovací plášť, extra zesílené rukávy, vhodný pro výkony s velkým únikem tekutin.



chirurgické pláště na jedno použití	velikost	délka	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Foliodress gown Comfort Standard (nezesílený)	M	122 cm	992 904	36 ks	1 bal.
	L	127 cm	992 905	32 ks	1 bal.
	XL	147 cm	992 906	32 ks	1 bal.
	XXL	155 cm	992 907	32 ks	1 bal.
Foliodress gown Comfort Reinforced (zesílený)	M	122 cm	992 912	32 ks	1 bal.
	L	127 cm	992 913	28 ks	1 bal.
	XL	147 cm	992 914	28 ks	1 bal.
	XXL	155 cm	992 915	28 ks	1 bal.

chirurgické pláště na jedno použití	velikost	délka	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Foliodress gown Comfort Extra Reinforced (zesílený)	L	127 cm	992 921	28 ks	1 bal.
	XL	147 cm	992 922	28 ks	1 bal.
	XXL	155 cm	992 923	28 ks	1 bal.
Foliodress gown Comfort Urology Ultra Reinforced (ultra zesílený)	L	130 cm	992 937	32 ks	1 bal.
	XL	150 cm	992 938	32 ks	1 bal.
Foliodress gown Comfort Peel & Go Basic (nezesílený)	L	123 cm	992 901	32 ks	1 bal.
	XL	149 cm	992 902	32 ks	1 bal.
Foliodress gown Comfort Peel & Go Standard (nezesílený)	L	127 cm	992 909	36 ks	1 bal.
	XL	147 cm	992 910	32 ks	1 bal.
Foliodress gown Comfort Peel & Go Extra Reinforced (zesílený)	L	127 cm	992 925	32 ks	1 bal.
	XL	147 cm	992 926	28 ks	1 bal.
	XXLL	177 cm	992 927	28 ks	1 bal.

# Foliodress® gown Protect

## Hygienicky bezpečný operační plášť

### Charakteristika

- Materiál umožňuje výbornou ochranu před provlhčením a průchodem choroboplodných zárodků, zároveň je však propustný pro vzduch, vodní páru a teplo.
- Pevný a proti otěru odolný materiál.
- Široký, dobře padnoucí lem kolem krku.
- Manžety z elastického a příjemného materiálu.
- Pásek umožňuje snadnou manipulaci při oblékání a lze zvolit optimální šíři.
- Nový typ zapínání na krku – Combitape – je vyroben z měkkého materiálu a drží na kterékoliv části pláště.

### Typy plášťů

Foliodress® Basic – plášť s otevřenými zády vhodný ke kratším výkonům.

Foliodress® Standard – zavinovací plášť, standardní plášť pro operační zákrok.

Foliodress® Reinforced – zesílený zavinovací plášť vhodný pro výkony s větším únikem tekutin.



chirurgické pláště na jedno použití	velikost	délka	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Foliodress gown Protect Basic (nezesílený)	L	125 cm	992 801	36 ks	1 bal.
	XL	140 cm	992 802	36 ks	1 bal.
Foliodress gown Protect Standard (nezesílený)	M	115 cm	992 808	36 ks	1 bal.
	L	125 cm	992 809	32 ks	1 bal.
	XL	140 cm	992 810	32 ks	1 bal.
	XXL	155 cm	992 811	32 ks	1 bal.
Foliodress gown Protect Reinforced (zesílený)	M	115 cm	992 816	36 ks	1 bal.
	L	125 cm	992 817	32 ks	1 bal.
	XL	140 cm	992 818	28 ks	1 bal.
	XXL	155 cm	992 819	28 ks	1 bal.

# Foliodress® Suit Comfort

NOVINKA

## Oblečení pro operační sály

### Charakteristika

- Jednorázové oblečení pro operační sály.
- Vyrobeno ze SMS materiálu, který zajišťuje velmi dobrý termofyziologický komfort při nošení.
- Dostupný v 7 velikostech.
- Možnost kombinovat velikosti díky samostatnému balení halen a kalhot.
- Antistatické.
- Dostupné ve dvou barevných provedeních – modrá a zelená.
- Dodáváno v praktických dispencorech s barevným kódem pro rozlišení velikostí.

### Foliodress kabátek

- Jednorázové kabátky pro operační sály.
- Vyrobeno ze SMS materiálu, který zajišťuje velmi dobrý termofyziologický komfort při nošení.
- Dostupný ve 2 velikostech M a L.
- Antistatické.
- Dostupné ve dvou barevných provedeních – modrá a zelená.
- Dodáváno v praktických dispencorech s barevným kódem pro rozlišení velikostí.

### Foliodress hřejivý límec

- Jednorázový límec.
- Vyrobeno ze SMS materiálu, který zajišťuje velmi dobrý termofyziologický komfort při nošení.
- Univerzální velikost.
- Dostupný v modré barvě.
- Antistatický.

### Foliodress jednorázové ponožky

- Material: 100% polyamid.
- Jednorázové.
- Univerzální velikost.
- Dostupné v bílé barvě.
- Latex-free.



tunika	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Foliodress Suit Comfort královská modrá	XS	992 622	47 ks	2x 47 ks
	S	992 623	47 ks	2x 47 ks
	M	992 624	47 ks	2x 47 ks
	L	992 625	42 ks	2x 42 ks
	XL	992 626	37 ks	2x 37 ks
	XXL	992 627	37 ks	2x 37 ks
	XXXL	992 628	32 ks	2x 32 ks
Foliodress Suit Comfort smaragdově zelená	XS	992 642	47 ks	2x 47 ks
	S	992 643	47 ks	2x 47 ks
	M	992 644	47 ks	2x 47 ks
	L	992 645	42 ks	2x 42 ks
	XL	992 646	37 ks	2x 37 ks
	XXL	992 647	37 ks	2x 37 ks
XXXL	992 648	32 ks	2x 32 ks	

kalhoty	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Foliodress Suit Comfort královská modrá	XS	992 632	38 ks	2x 38 ks
	S	992 633	37 ks	2x 37 ks
	M	992 634	35 ks	2x 35 ks
	L	992 635	35 ks	2x 35 ks
	XL	992 636	30 ks	2x 30 ks
	XXL	992 637	30 ks	2x 30 ks
	XXXL	992 638	28 ks	2x 28 ks
Foliodress Suit Comfort smaragdově zelená	XS	992 652	38 ks	2x 38 ks
	S	992 653	37 ks	2x 37 ks
	M	992 654	35 ks	2x 35 ks
	L	992 655	35 ks	2x 35 ks
	XL	992 656	30 ks	2x 30 ks
	XXL	992 657	30 ks	2x 30 ks
XXXL	992 658	28 ks	2x 28 ks	

kabátek	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Foliodress jacket Comfort královská modrá	M	992 824	32 ks	2x 32 ks
	L	992 825	30 ks	2x 30 ks
Foliodress jacket Comfort smaragdově zelená	M	992 834	32 ks	2x 32 ks
	L	992 835	30 ks	2x 30 ks

nákrčník	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Foliodress nákrčník královská modrá	univerzální velikost	992 850	50 ks	6x 50 ks

hygienické ponožky	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Foliodress hygienické ponožky bílé	univerzální velikost	992 860	600 ks	1x 600 ks

# Foliodress® Suit

## Kalhoty s tunikou pro operační sály

### Charakteristika

- Pohodlný oděv pro operační sály.
- Třívrstvý materiál umožňuje výbornou ochranu před provlhčením a průchodem choroboplodných zárodků, zároveň je však propustný pro vzduch, vodní páru a teplo.
- Pevný a proti otěru odolný materiál.



kalhoty s tunikou pro operační sály	velikost	barva	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Foliodress Suit	S	modrá	992 514	bal. à 50 ks	1 bal.
		zelená	992 515	bal. à 50 ks	1 bal.
	M	modrá	992 516	bal. à 50 ks	1 bal.
		zelená	992 517	bal. à 50 ks	1 bal.
	L	modrá	992 518	bal. à 50 ks	1 bal.
		zelená	992 519	bal. à 50 ks	1 bal.
	XL	modrá	992 520	bal. à 50 ks	1 bal.
		zelená	992 521	bal. à 50 ks	1 bal.
	XXL	modrá	992 522	bal. à 50 ks	1 bal.
		zelená	992 523	bal. à 50 ks	1 bal.



# Foliodress® Cap

## Čepice pro operační sály

### Charakteristika

- Špičková kvalita pro všechny zákroky.
- Bezpečná ochrana před infekcí přenesenou z vlasů či částech pokožky.
- Pohodlí zaručuje široká nabídka tvarů a variant.
- Příjemný pocit i při delších výkonech díky jemnému netkanému textilu s dobrou prodyšností.



**Universal**  
Základní typ.



**Form**  
Typ s gumičkou v rozšířené zadní části, vhodný pro delší vlasy.



**Form plus**  
Typ s potítkem a gumičkou.



**Rondo**  
Okrouhlá čepice, vhodná pro kratší vlasy.



**Rondo plus**  
Okrouhlá čepice, vhodná pro kratší vlasy.



čepice pro operační sály	barva	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Foliodress Cap Comfort Universal	bílá	992 466	bal. à 100 ks	8 bal.
	zelená	992 465	bal. à 100 ks	8 bal.
Foliodress Cap Comfort Form	zelená	992 464	bal. à 100 ks	6 bal.
Foliodress Cap Comfort Form Plus	zelená	992 468	bal. à 60 ks	6 bal.
Foliodress Cap Rondo	zelená	992 463	bal. à 100 ks	6 bal.
Foliodress Cap Rondo Plus	zelená	992 467	bal. à 100 ks	6 bal.

# Foliodress® Cap

## Čepice pro operační sály

### Charakteristika

- Špičková kvalita, pro všechny zákroky.
- Bezpečná ochrana před infekcí přenesenou z vlasů či částí pokožky.
- Pohodlí zaručuje široká nabídka tvarů a variant.
- Příjemný pocit i při delších výkonech díky jemnému netkanému textilu s dobrou prodyšností.



**Apart**  
„Sesterský“ šátek.



**Bandana**  
„Pirátský“ šátek.



**Astro**  
Kukla.



**Astro Plus**  
Kukla s potítkem.



čepice pro operační sály	barva	číslo výrobku	fakturační jednotka	převážní jednotka
Foliodress Cap Comfort Apart	zelená	992 462	bal. à 100 ks	6 bal.
Foliodress Cap Comfort Bandana	zelená	992 477	bal. à 100 ks	6 bal.
Foliodress Cap Comfort Astro	zelená	992 460	bal. à 100 ks	6 bal.
Foliodress Cap Comfort Astro Plus	zelená	992 461	bal. à 100 ks	6 bal.

# Foliodress® Mask Comfort

## Chirurgické masky pro operační sály

### Základní typy



#### Loop

Jednoduchá maska s elastickými pásky za uši, vhodná pro návštěvy nebo drobné chirurgické výkony. Ochranný typ II.



#### Perfect

Maska pro chirurgické výkony. Ochranný typ II.

### Typy s rozšířenými vlastnostmi



#### Special

Maska pro chirurgické výkony, větší velikost, vhodná pro muže s vousy. Ochranný typ II.



#### Senso

Maska pro chirurgické výkony, pro citlivou pleť. Ochranný typ II.



#### Anti Fogging

Maska pro chirurgické výkony s ochranou proti mlžení brýlí, vhodná pro operatéry s brýlemi či štítem. Ochranný typ II.

### Masky s vyšším ochranným typem



#### Anti Splash

Maska pro chirurgické výkony odolná proti postříkání. Ochranný typ IIR.

Všechny masky vyhovují normě EN14683.



chirurgické masky pro operační sály	barva	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Foliodress Mask Loop type II	modrá	600 000 22	bal. à 50 ks	40 bal.
Foliodress Mask Comfort Perfect	zelená	992 143	bal. à 50 ks	6 bal.
Foliodress Mask Comfort Special	zelená	992 142	bal. à 50 ks	6 bal.
Foliodress Mask Comfort Senso	zelená	992 138	bal. à 50 ks	6 bal.
Foliodress Mask Comfort Anti Fogging	zelená	992 530	bal. à 50 ks	6 bal.
Foliodress Mask Comfort Anti Splash	zelená	992 528	bal. à 40 ks	6 bal.

# Foliodress® Mask Protect

## Chirurgické masky pro operační sály

### Charakteristika

- Bezpečná ochrana pro lékaře i pacienta před infekcí.
- Jistotu zaručuje volba z široké nabídky variant podle stupně nezbytné ochrany.
- Příjemný pocit i při delších výkonech díky designu a jemnému materiálu.

### Základní typ



#### Perfect

Maska pro chirurgické výkony. Typ II.

### Typy s rozšířenými vlastnostmi



#### Special

Maska pro chirurgické výkony, větší velikost, vhodná pro muže s vousy.  
Typ II.



#### Senso

Maska pro chirurgické výkony, pro citlivou pleť. Typ II.

Všechny masky vyhovují normě EN14683.



chirurgické masky pro operační sály	barva	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Foliodress Mask Protect Perfect	modrá	992 531	bal. à 50 ks	6 bal.
	zelená	992 532	bal. à 50 ks	6 bal.
Foliodress Mask Protect Special	modrá	992 533	bal. à 50 ks	6 bal.
Foliodress Mask Protect Senso	modrá	992 535	bal. à 50 ks	6 bal.
	zelená	992 536	bal. à 50 ks	6 bal.

# Foliodress® Mask

## Ochranné brýle



### Medimask Eye Protect

Ochranné brýle s úpravou proti mlžení.

Typ – osobní ochrana očí.




ochranné brýle	barva	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Foliodress Medimask Eye Protect	modrá	992 524	bal. à 5 ks	12 bal.

# Základní operační rukavice

## Jednorázové operační rukavice

### Peha-taft® Classic

- Latexové rukavice bez pudru.
- Hladký povrch pro vysokou citlivost.
- Snadné oblékání díky povrchu potaženému polymery.
- Vysoká pružnost a povrch umožňují navléknutí druhých rukavic.
- Splňují normu EN455 I–III a normu EN 374.



	materiál	pudr	barva	povrch
Peha-taft Classic pf	latex	bez pudru	latexově bílá	hladký

jednorázové operační rukavice	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	převážná jednotka
Peha-taft Classic pf bez pudru	5,5	942 644	bal. à 50 párů	4 bal.
	6	942 645	bal. à 50 párů	4 bal.
	6,5	942 646	bal. à 50 párů	4 bal.
	7	942 647	bal. à 50 párů	4 bal.
	7,5	942 648	bal. à 50 párů	4 bal.
	8	942 649	bal. à 50 párů	4 bal.
	8,5	942 650	bal. à 50 párů	4 bal.
	9	942 651	bal. à 50 párů	4 bal.

# Standardní operační rukavice

## Jednorázové operační rukavice

- Latexové rukavice s nízkým obsahem proteinů.
- Snadné oblékání i při vlhkých rukou díky povrchu potaženému polymerem.
- Snadné otevření obalu.
- Vysoká pružnost a povrch umožňují navléknutí druhých rukavic.
- Vhodné pro každý typ zákroku.
- Splňují normu EN455 I-III a normu EN 374.



	materiál	puद्र	barva	povrch
Peha-taft LATEX	latex	bez pudru	latexově bílá	hladký
Peha-profile LATEX	latex	bez pudru	latexově bílá	strukturovaný (semitransparentní)

jednorázové operační rukavice	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Peha-taft bez pudru	5,5	942 589	bal. à 50 párů	4 bal.
	6	942 590	bal. à 50 párů	4 bal.
	6,5	942 591	bal. à 50 párů	4 bal.
	7	942 592	bal. à 50 párů	4 bal.
	7,5	942 593	bal. à 50 párů	4 bal.
	8	942 594	bal. à 50 párů	4 bal.
	8,5	942 595	bal. à 50 párů	4 bal.
	9	942 596	bal. à 50 párů	4 bal.

jednorázové operační rukavice	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Peha-profile bez pudru	5,5	942 690	bal. à 50 párů	4 bal.
	6	942 691	bal. à 50 párů	4 bal.
	6,5	942 692	bal. à 50 párů	4 bal.
	7	942 693	bal. à 50 párů	4 bal.
	7,5	942 694	bal. à 50 párů	4 bal.
	8	942 695	bal. à 50 párů	4 bal.
	8,5	942 696	bal. à 50 párů	4 bal.
	9	942 697	bal. à 50 párů	4 bal.

# Speciální operační rukavice

## Jednorázové operační rukavice

### Peha®-basic LATEX

- Univerzální latexové bílé rukavice s hladkým povrchem.
- Zesílená manžeta.
- Chlorovaný vnitřní povrch pro jednoduché navlékání.
- Vysoká rezistence proti roztržení.



### Peha®-underglove LATEX

- Zelená barva pro větší bezpečnost.
- Netexturovaný povrch a zesílená manžeta.
- Snadné oblékání díky povrchu potaženému polymery.
- Vysoká rezistence proti roztržení.
- Vhodné pro mikrochirurgii a jako spodní rukavice.



### Peha®-underglove LATEXFREE

- Syntetické operační rukavice z polyisoprenu – vhodné pro alergiky.
- Zelená barva pro větší bezpečnost.
- Netexturovaný povrch a zesílená manžeta.
- Snadné oblékání díky povrchu potaženému polymery.
- Vysoká rezistence proti roztržení.
- Vhodné pro mikrochirurgii a jako spodní rukavice.



Všechny typy splňují normu EN455 I–III.

	materiál	pudr	barva	povrch
Peha-basic LATEX	latex	bez pudru	latexově bílá	hladký
Peha-underglove LATEX	latex	bez pudru	zelená	netexturovaný
Peha-underglove LATEXFREE	syntetické	bez pudru	zelená	netexturovaný

jednorázové operační rukavice	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Peha-basic	5,5	942 500	bal. à 25 párů	4 bal.
	6	942 501	bal. à 25 párů	4 bal.
	6,5	942 502	bal. à 25 párů	4 bal.
	7	942 503	bal. à 25 párů	4 bal.
	7,5	942 504	bal. à 25 párů	4 bal.
	8	942 505	bal. à 25 párů	4 bal.
	8,5	942 506	bal. à 25 párů	4 bal.
	9	942 507	bal. à 25 párů	4 bal.
	Peha-underglove LATEX	5,5	942 510	bal. à 25 párů
6		942 511	bal. à 25 párů	4 bal.
6,5		942 512	bal. à 25 párů	4 bal.
7		942 513	bal. à 25 párů	4 bal.
7,5		942 514	bal. à 25 párů	4 bal.
8		942 515	bal. à 25 párů	4 bal.
8,5		942 516	bal. à 25 párů	4 bal.
9		942 517	bal. à 25 párů	4 bal.
Peha-underglove LATEXFREE		5,5	942 520	bal. à 25 párů
	6	942 521	bal. à 25 párů	4 bal.
	6,5	942 522	bal. à 25 párů	4 bal.
	7	942 523	bal. à 25 párů	4 bal.
	7,5	942 524	bal. à 25 párů	4 bal.
	8	942 525	bal. à 25 párů	4 bal.
	8,5	942 526	bal. à 25 párů	4 bal.
	9	942 527	bal. à 25 párů	4 bal.



# Speciální operační rukavice

## Jednorázové operační rukavice

### Peha®-neon

- Syntetické rukavice z polychloroprenu bez pudru.
- Hladký povrch a tenký materiál zajišťují vysokou citlivost.
- Materiál odolný vůči cementu.
- Hnědá barva minimalizuje odlesky.

### Peha®-isoprene

- Syntetické rukavice z polyisoprenu bez pudru.
- Hladký povrch a tenký materiál zajišťují vysokou citlivost.
- Materiál odolný vůči cementu.
- Vysoká pružnost a povrch umožňují navléknutí druhých rukavic.

### Peha®-micron®

- Mimořádně tenké pro vysokou citlivost.
- Hnědá barva minimalizuje odlesky.
- Snadné oblékání i při vlhkých rukou díky povrchu potaženému polymery.
- Při použití jako spodních rukavic snadné zjištění perforace vnější vrstvy.
- Vhodné pro mikrochirurgii a jako spodní rukavice.

### Peha®-shield

- Stínící účinek proti rozptýlenému rentgenovému záření (faktor 2).
- Neobsahují olovo.
- Vysoká citlivost díky měkkému materiálu.

Všechny typy splňují normu EN455 I-III.



	materiál	pudr	barva	povrch
Peha-neon LATEXFREE	syntetické	bez pudru	hnědá	strukturovaný
Peha-isoprene LATEXFREE	syntetické	bez pudru	latexově bílá	hladký
Peha-micron LATEX	latex	bez pudru	hnědá	hladký
Peha-shield LATEXFREE	syntetické	bez pudru	hnědá	hladký

jednorázové operační rukavice	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepavní jednotka
Peha-neon	6	942 545	bal. à 25 párů	4 bal.
	6,5	942 546	bal. à 25 párů	4 bal.
	7	942 547	bal. à 25 párů	4 bal.
	7,5	942 548	bal. à 25 párů	4 bal.
	8	942 549	bal. à 25 párů	4 bal.
	8,5	942 550	bal. à 25 párů	4 bal.
Peha-isoprene	5,5	942 717	bal. à 25 párů	4 bal.
	6	942 718	bal. à 25 párů	4 bal.
	6,5	942 719	bal. à 25 párů	4 bal.
	7	942 720	bal. à 25 párů	4 bal.
	7,5	942 721	bal. à 25 párů	4 bal.
	8	942 722	bal. à 25 párů	4 bal.
	8,5	942 723	bal. à 25 párů	4 bal.
Peha-micron	6	942 571	bal. à 50 párů	4 bal.
	6,5	942 572	bal. à 50 párů	4 bal.
	7	942 573	bal. à 50 párů	4 bal.
	7,5	942 574	bal. à 50 párů	4 bal.
	8	942 575	bal. à 50 párů	4 bal.
Peha-shield	8,5	942 576	bal. à 50 párů	4 bal.
	7,5	942 882	bal. à 5 párů	4 bal.
	8	942 883	bal. à 5 párů	4 bal.
	8,5	942 884	bal. à 5 párů	4 bal.
	9	942 885	bal. à 5 párů	4 bal.

# Telatrast®

## Obvazové materiály, kompresy a tampony s RTG vláknem

### Telacomp®

Kompresy z hydrofilní gázy, se založenými okraji a zatkaným Telatrast-rentgenkontrastním vláknem, v papírových sterilizovaných sáčcích.

### Telaprep®

Preparační tampon z hydrofilní gázy, z 24 vláken, jednovrstvý, pevně stočený, se zatkaným Telatrast-rentgenkontrastním vláknem.

### Telasling®

Stáčený tampon z hydrofilní gázy, z 20 vláken, jednovrstvý, se zatkaným Telatrast-rentgenkontrastním vláknem.

### Telasorb®

Předeprané břišní roušky k jednorázovému použití, s našitými Telatrast-rentgenkontrastními tělisky a tkanicemi.



obvazové materiály, kompresy a tampony	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka	
Telasorb nesterilní	4 vrstvy, bílá	20 x 30 cm	760 541	bal. à 40x 5 ks	1 bal.
		45 x 45 cm	760 543	bal. à 24x 5 ks	1 bal.
		45 x 45 cm	760 553	bal. à 100x 5 ks	1 bal.
		45 x 45 cm*	760 555	bal. à 100x 5 ks	1 bal.
		90 x 8 cm	760 548	bal. à 30x 5 ks	1 bal.
4 vrstvy, zelená	45 x 45 cm	761 543	bal. à 24x 5 ks	1 bal.	
6 vrstev, bílá	45 x 45 cm	760 563	bal. à 20x 5 ks	1 bal.	
6 vrstev, zelená	45 x 45 cm	761 563	bal. à 20x 5 ks	1 bal.	
	50 x 60 cm	761 566	bal. à 12x 5 ks	1 bal.	

obvazové materiály, kompresy a tampony	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Telasorb 4 vrstvy, bílá sterilní	20 x 30 cm	453 241	bal. à 24x 2 ks	6 bal.
	20 x 30 cm	453 541	bal. à 16x 5 ks	6 bal.
	45 x 45 cm	453 243	bal. à 12x 2 ks	6 bal.
	45 x 45 cm	453 543	bal. à 12x 5 ks	3 bal.
	90 x 8 cm	453 248	bal. à 24x 2 ks	6 bal.
4 vrstvy, zelená	20 x 30 cm	454 541	bal. à 16x 5 ks	6 bal.
	45 x 45 cm	454 243	bal. à 12x 2 ks	6 bal.
	45 x 45 cm	454 543	bal. à 12x 5 ks	3 bal.
	50 x 60 cm	470 020	bal. à 15x 2 ks	3 bal.
	90 x 8 cm	454 248	bal. à 24x 2 ks	6 bal.
6 vrstev, bílá	45 x 45 cm	453 263	bal. à 18x 2 ks	3 bal.
	45 x 45 cm	453 563	bal. à 9x 5 ks	3 bal.
6 vrstev, zelená	45 x 45 cm	454 263	bal. à 18x 2 ks	3 bal.
	45 x 45 cm	454 563	bal. à 9x 5 ks	3 bal.
	50 x 60 cm	454 266	bal. à 13x 2 ks	3 bal.

\* Bez pásky.

obvazové materiály, kompresy a tampony		velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Telacom nesterilní	8 vrstev, 17 vláken	5 × 5 cm	232 091	bal. à 100 ks	30 bal.
		7,5 × 7,5 cm	232 092	bal. à 100 ks	10 bal.
		10 × 10 cm	401 925	bal. à 100 ks	10 bal.
		10 × 20 cm	232 094	bal. à 100 ks	10 bal.
	12 vrstev, 17 vláken	5 × 5 cm	232 095	bal. à 100 ks	30 bal.
		7,5 × 7,5 cm	401 933	bal. à 100 ks	10 bal.
		10 × 10 cm	401 935	bal. à 100 ks	10 bal.
		10 × 12,5 cm	401 936	bal. à 100 ks	10 bal.
	16 vrstev, 17 vláken	5 × 5 cm	401 941	bal. à 100 ks	30 bal.
		7,5 × 7,5 cm	401 943	bal. à 100 ks	10 bal.
		10 × 10 cm	401 945	bal. à 100 ks	10 bal.
		10 × 20 cm	232 096	bal. à 100 ks	10 bal.
32 vrstev, 17 vláken	10 × 10 cm	400 513	bal. à 50 ks	10 bal.	
Telacom sterilní	12 vrstev, 17 vláken	7,5 × 7,5 cm	452 133	bal. à 12× 10 ks	4 bal.
		7,5 × 7,5 cm	452 233	bal. à 12× 20 ks	6 bal.
		10 × 10 cm	452 135	bal. à 16× 10 ks	6 bal.
		10 × 10 cm	452 235	bal. à 12× 20 ks	6 bal.
		10 × 20 cm	452 137	bal. à 12× 10 ks	6 bal.
	16 vrstev, 17 vláken	10 × 20 cm	452 237	bal. à 8× 20 ks	6 bal.
		7,5 × 7,5 cm	452 143	bal. à 10× 10 ks	4 bal.
		7,5 × 7,5 cm	452 243	bal. à 12× 20 ks	6 bal.
		10 × 10 cm	452 145	bal. à 14× 10 ks	6 bal.
		10 × 10 cm	452 245	bal. à 10× 20 ks	6 bal.
	32 vrstev, 20 vláken	10 × 10 cm	452 165	bal. à 10× 10 ks	6 bal.

obvazové materiály, kompresy a tampony		velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Telaprep nesterilní	č. 1	malý	489 290	bal. à 1 000 ks	6 bal.
	č. 2	střední	489 291	bal. à 1 000 ks	6 bal.
	č. 3	velký	489 293	bal. à 1 000 ks	6 bal.
Telaprep sterilní	č. 1	malý	450 100	bal. à 30× 10 ks	4 bal.
	č. 2	malý	450 200	bal. à 30× 20 ks	4 bal.
		střední	450 101	bal. à 30× 10 ks	4 bal.
	č. 3	střední	450 201	bal. à 16× 20 ks	4 bal.
velký		450 103	bal. à 16× 10 ks	4 bal.	
Telasling nesterilní	č. 2	vel. vlašského ořechu	482 293	bal. à 1 000 ks	6 bal.
		velikost švestky	482 294	bal. à 500 ks	2 bal.
	č. 4	velikost vejce	482 299	bal. à 250 ks	4 bal.
	č. 5	zvláště velký	400 493	bal. à 250 ks	4 bal.
	č. 6	velikost pěsti	482 295	bal. à 125 ks	4 bal.
		vel. vlašského ořechu	451 103	bal. à 30× 10 ks	4 bal.
č. 3	velikost švestky	451 104	bal. à 20× 10 ks	6 bal.	
	velikost švestky	451 204	bal. à 12× 20 ks	6 bal.	
č. 4	velikost vejce	451 109	bal. à 18× 10 ks	6 bal.	
	velikost vejce	451 209	bal. à 10× 20 ks	6 bal.	
	velikost vejce	451 309	bal. à 15× 30 ks	3 bal.	
č. 5	zvláště velký	451 106	bal. à 10× 10 ks	6 bal.	
	zvláště velký	451 206	bal. à 6× 20 ks	6 bal.	
č. 6	velikost pěsti	451 105	bal. à 7× 10 ks	6 bal.	

# Peha®-instrument

## Jednorázové chirurgické nástroje

### Charakteristika

- Jednorázové chirurgické nástroje Peha-instrument jsou vyrobeny z matné kartáčované oceli a jsou funkčně srovnatelné s ostatními kovovými nástroji.
- Čistotu nástrojů zaručuje unikátní výrobní technologie společnosti HARTMANN.
- Nástroje jsou v perfektní kondici a sterilní až 5 let.
- Kov, z něhož jsou nástroje vyrobeny, lze recyklovat.
- Každý nástroj je balen jednotlivě.
- Nástroje jsou označeny barevným kódováním, tzn. na každém nástroji je v určitém místě nanesena barva, která slouží k odlišení jednorázových a opakovaně sterilizovatelných nástrojů.
- Barevné kódování je bezpečné, barva je odolná vůči oděru a otěru i vůči dezinfekci.



jednorázové chirurgické nástroje	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
<b>Peha-instrument – Chirurgické nůžky</b>				
Chirurgické nůžky hrotnaté rovné	13 cm	991 083	bal. à 25 ks	1 bal.
Chirurgické nůžky hrotnato-tupé rovné	14,5 cm	991 081	bal. à 25 ks	1 bal.
Chirurgické nůžky tupé rovné	14,5 cm	991 082	bal. à 25 ks	1 bal.
Chirurgické nůžky Iris rovné	11,5 cm	991 086	bal. à 25 ks	1 bal.
Chirurgické nůžky Iris zahnuté	11,5 cm	991 087	bal. à 25 ks	1 bal.
Nůžky na nehty	9,5 cm	991 091	bal. à 25 ks	1 bal.
Nůžky Metzenbaum zahnuté	14,5 cm	991 084	bal. à 25 ks	1 bal.
Mikro nůžky pružinové	11 cm	991 085	bal. à 15 ks	1 bal.
Nůžky převazové	16 cm	991 090	bal. à 20 ks	1 bal.
<b>Peha-instrument – Svorky</b>				
Peán anatomický rovný	14 cm	991 040	bal. à 25 ks	1 bal.
Svorka Kocher chirurgická rovná	14 cm	991 042	bal. à 25 ks	1 bal.
Svorka Micro-Mosquito anatomická rovná	12,5 cm	991 044	bal. à 25 ks	1 bal.

jednorázové chirurgické nástroje	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Svorka Halsted-Mosquito anatomická zahnutá	12,5 cm	991 041	bal. à 25 ks	1 bal.
Tamponové kleště	16 cm	991 046	bal. à 20 ks	1 bal.
Hadicová svorka bez zářezů	16 cm	991 047	bal. à 15 ks	1 bal.
<b>Peha-instrument – Pinzety</b>				
Standardní pinzeta chirurgická rovná	14 cm	991 063	bal. à 25 ks	1 bal.
Standardní pinzeta anatomická rovná	14 cm	991 064	bal. à 25 ks	1 bal.
Pinzeta Adson chirurgická rovná	12 cm	991 062	bal. à 25 ks	1 bal.
Pinzeta Adson anatomická rovná	12 cm	991 060	bal. à 25 ks	1 bal.
Mikro-Adson anatomická pinzeta	12 cm	991 067	bal. à 25 ks	1 bal.
Pinzeta Adson mikrochirurgická	12 cm	991 066	bal. à 25 ks	1 bal.
Pinzeta DeBakey rovná	15,5 cm	991 061	bal. à 25 ks	1 bal.
Pinzeta na úlomky rovná	9 cm	991 065	bal. à 25 ks	1 bal.
<b>Peha-instrument – Jehelce</b>				
Jehelec Mayo-Hegar	12 cm	991 031	bal. à 25 ks	1 bal.
Jehelec Mayo-Hegar	14 cm	991 030	bal. à 25 ks	1 bal.
<b>Peha-instrument – Doplnky</b>				
Ostrá lžička kombinovaná	16,5 cm	991 010	bal. à 25 ks	1 bal.
Knoflíková kanyla	8,1 cm	991 011	bal. à 25 ks	1 bal.
Hák na rány kombinovaný	16 cm	991 012	bal. à 15 ks	1 bal.
Kyreta Fox	14,5 cm	991 013	bal. à 25 ks	1 bal.

# MediSet®

## Sterilní zákrokové sety – Močová katetrizace

### Charakteristika

- MediSet je hotový sterilní balíček, který významně šetří čas a usnadňuje aseptický postup při provádění zákroků. Pracná příprava a kompletace zdravotnického materiálu odpadá – sterilní MediSet je k dispozici ihned.
- Obsahuje kompletní sadu zdravotnického materiálu a nástrojů.
- Složení setu odpovídá typu zákroku s logickým sledem komponent.
- Umožňuje aseptické provedení zákroku kdykoliv a kdekoliv.

### MediSet® pro jednorázovou močovou katetrizaci

- 1x pár vyšetřovacích rukavic, nitrilové, bez pudru, vel. M
- 1x pinzeta anatomická modrá, plast
- 2x kompres netkaný 7,5 x 7,5 cm
- 4x tampon netkaný, vel. 2 ořech
- 1x rouška 50 x 55 cm

### MediSet® pro močovou katetrizaci Permanent

- 1x rouška 50 x 55 cm
- 1x pinzeta anatomická modrá, plast
- 1x sterilní voda, ampule 10 ml
- 4x tampon netkaný, vel. 2 ořech
- 1x pár vyšetřovacích rukavic, nitrilové, bez pudru, vel. M
- 2x kompres netkaný 5 x 5 cm
- 1x injekční stříkačka 10 ml



sterilní zákrokový set	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
MediSet pro jednorázovou močovou katetrizaci	475 634	1 ks	28 ks
MediSet pro močovou katetrizaci Permanent	475 388	1 ks	42 ks

Sterilní zákrokové sety vyvíjíme i na zakázku dle potřeb zákazníka.

# MediSet®

## Sterilní zákrokové sety – Cévní katetrizace

### MediSet® pro centrální žilní katetrizaci

- 1× rouška 75 × 90 cm
- 1× savý ubrousek 33 × 30 cm
- 1× peán, plast
- 5× tampon netkaný, vel. 3 švestka
- 1× rouška 75 × 90 cm – s otvorem
- 1× jehla černá 0,7 × 30 mm
- 1× jehla růžová 1,2 × 40 mm
- 1× injekční stříkačka 20 ml
- 1× injekční stříkačka 10 ml
- 1× skalpel, č. 11
- 1× pinzeta Adson se zoubky, kov
- 1× kádinka průhledná 120 ml
- 1× nůžky hrotnaté, plastové s kovovou špičkou
- 6× kompres netkaný 7,5 × 7,5 cm
- 2× kompres gázový 5 × 5 cm
- 1× Hydrofilm 10 × 12,5 cm
- 1× jehelec Mayo-Hegar 12 cm, kov



### MediSet® pro centrální žilní katetrizaci – Basic

- 2× rouška 75 × 90 cm
- 1× savý ubrousek 33 × 30 cm
- 1× peán, plast
- 5× tampon netkaný, vel. 3 švestka
- 1× rouška 75 × 90 cm – s otvorem
- 1× jehla růžová 1,2 × 40 mm
- 1× jehla černá 0,7 × 30 mm
- 2× injekční stříkačka 10 ml
- 1× kádinka průhledná 120 ml
- 1× nůžky hrotnaté, plastové s kovovou špičkou
- 2× kompres gázový 5 × 5 cm
- 2× kompres netkaný 10 × 10 cm
- 1× Hydrofilm 6 × 7 cm



sterilní zákrokový set	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
MediSet pro centrální žilní katetrizaci	455 272	1 ks	21 ks
MediSet pro centrální žilní katetrizaci – Basic	455 273	1 ks	21 ks

Sterilní zákrokové sety vyvíjíme i na zakázku dle potřeb zákazníka.

# MediSet®

## Sterilní zákrokové sety – Anestezie

### MediSet® pro anestezii I

- 1× rouška 75 × 90 cm
- 1× savý ubrousek 30 × 20 cm
- 1× rouška 50 × 50 cm
- 1× peán, plast
- 5× tampon netkaný, vel. 3 švestka
- 1× jehla černá 0,7 × 30 mm
- 1× injekční stříkačka 5 ml
- 4× kompres netkaný 7,5 × 7,5 cm



### MediSet® pro anestezii III

- 1× rouška 75 × 90 cm
- 1× rouška 75 × 90 cm – s otvorem
- 5× tampon netkaný, vel. 3 švestka
- 1× jehla růžová 1,2 × 40 mm
- 1× injekční stříkačka 5 ml
- 1× injekční stříkačka 10 ml
- 1× jehla černá 0,7 × 30 mm



### MediSet® pro ARO (epidurální)

- 1× rouška 75 × 90 cm
- 1× kádinka průhledná 120 ml
- 1× rouška 60 × 90 cm s otvorem
- 5× kompres netkaný 7,5 × 7,5 cm
- 1× jehla černá 0,7 × 30 mm
- 1× jehla růžová 1,2 × 40 mm
- 1× injekční stříkačka 5 ml
- 1× peán, plast
- 1× injekční stříkačka 20 ml
- 5× tampon netkaný, vel. 3 švestka



sterilní zákrokový set	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
MediSet pro anestezii I	470 631	1 ks	30 ks
MediSet pro anestezii III	478 877	1 ks	30 ks
MediSet pro ARO (epidurální)	470 968	1 ks	27 ks

Sterilní zákrokové sety vyvíjíme i na zakázku dle potřeb zákazníka.

# MediSet®

## Sterilní zákrokové sety – Chirurgie

### MediSet® pro šití ran

- 1× rouška 48 × 48 cm s otvorem
- 4× tampon netkaný, vel. 3 švestka
- 1× nůžky hrotnaté, kov
- 1× pinzeta Adson chirurgická rovná, kov
- 1× jehelec Mayo-Hegar 14 cm, kov



### MediSet® pro malé chirurgické výkony

- 1× rouška 75 × 90 cm
- 1× rouška 75 × 90 cm – s otvorem
- 5× kompres netkaný 7,5 × 7,5 cm
- 1× injekční stříkačka 10 ml
- 1× jehla černá 0,7 × 30 mm
- 5× tampon netkaný, vel. 3 švestka



### MediSet® pro suchý převaz rány

- 5× kompres netkaný 7,5 × 7,5 cm
- 1× pinzeta anatomická zelená, plast
- 5× tampon netkaný, vel. 3 švestka



### MediSet® pro odstranění stehů

- 1× pinzeta anatomická šedá, plast
- 1× nůž na stehy, balený
- 3× tampon netkaný, vel. 3 švestka



sterilní zákrokový set	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
MediSet pro šití ran	475 633	1 ks	66 ks
MediSet pro malé chirurgické výkony	470 967	1 ks	24 ks
MediSet pro suchý převaz rány	470 632	1 ks	75 ks
MediSet pro odstranění stehů	475 381	1 ks	84 ks

Sterilní zákrokové sety vyvíjíme i na zakázku dle potřeb zákazníka.



## Sterilní zákrokové sety – Dialýza

### Dialýza set

1x rouška 50 x 50 cm

1x pár vyšetřovacích rukavic, nitrilové, bez pudru, vel. M

5x kompres gázový 7,5 x 7,5 cm

3x fixační náplast dvojitá 15 cm

### Dialýza set II

1x rouška 45 x 50 cm

1x pár vyšetřovacích rukavic, nitrilové, bez pudru, vel. M

5x kompres gázový 7,5 x 7,5 cm

### Dialýza Set III

5x kompres netkaný 5 x 5 cm

1x kompres netkaný 5 x 5 cm, balený

1x rouška 38 x 45 cm

4x fixační náplast široká 15 x 2,5 cm

1x pár vyšetřovacích rukavic, nitrilové, bez pudru, vel. M

### Dialýza Set V

1x rouška 45 x 50 cm

1x pár vyšetřovacích rukavic, nitrilové, bez pudru, vel. M

5x kompres gázový 7,5 x 7,5 cm, balený

5x kompres gázový 7,5 x 7,5 cm

3x fixační náplast dvojitá 15 cm

### Dialýza Set VIII

1x rouška 38 x 45 cm

3x kompres gázový 5 x 5 cm

3x fixační náplast dvojitá 15 cm

2x tampon netkaný, vel. 3 švestka, balený

### Dialýza set XV

1x rouška 45 x 50 cm

1x pár vyšetřovacích rukavic, nitrilové, bez pudru, vel. M

8x kompres netkaný 7,5 x 7,5 cm

6x fixační náplast dvojitá 15 cm

### Dialýza set

3x fixační náplast dvojitá 15 cm

5x kompres gázový 7,5 x 7,5 cm

1x pár vyšetřovacích rukavic, nitrilové, bez pudru, vel. M

1x rouška 38 x 45 cm

5x tampon netkaný, vel. 3 švestka, balený



sterilní zákrokový set	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
MediSet – Dialýza set	479 241	1 ks	64 ks
MediSet – Dialýza set II	475 106	1 ks	100 ks
MediSet – Dialýza Set III	475 118	1 ks	100 ks
MediSet – Dialýza Set V	475 151	1 ks	42 ks
MediSet – Dialýza Set VIII	475 202	1 ks	168 ks
MediSet – Dialýza set XV	475 480	1 ks	80 ks
MediSet – Dialýza set	478 519	1 ks	36 ks

Sterilní zákrokové sety vyvíjíme i na zakázku dle potřeb zákazníka.

# MediSet®

## Sterilní doplňky

**Peha – plastová pinzeta**  
Sterilní jednorázová pinzeta.




**Plastový peán dlouhý**  
24 cm



**Peha – nůž na stehy**  
Sterilní nůž na vyťahování stehů.



**Tyčinka s houbou**  
15,5 cm, 4 x 4 x 2 cm



**Plastová ústní lžička**  
Sterilně balená ústní lžička.



**Vatové tyčinky**  
Sterilně balené po 2 ks/bal.



**Odstraňovač kožních svorek**



**Miska**  
60 ml, 120 ml, 150 ml, 250 ml,  
500 ml, 1 000 ml



sterilní doplňky	barva	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Peha – plastová pinzeta	zelená	478 164	1 ks	40 ks
	šedá	478 165	1 ks	50 ks
Peha – nůž na stehy		999 591	100 ks	10 ks
Vatové tyčinky		479 191	100 bal. x 2 ks	1 bal.
Plastová ústní lžička		478 580	1 ks	100 ks
Odstraňovač kožních svorek		470 175	1 ks	88 ks
Miska 60 ml		470 158	1 ks	108 ks
Miska 120 ml		470 185	1 ks	108 ks
Miska 150 ml		470 157	1 ks	72 ks
Miska 250 ml		470 226	1 ks	48 ks
Miska 500 ml		478 139	1 ks	48 ks
Miska 1 000 ml		478 892	1 ks	32 ks
Plastový peán dlouhý		470 493	1 ks	72 ks
Tyčinka s houbou		479 156	1 ks	84 ks

Sterilní zákrovové sety vyvíjíme i na zakázku dle potřeb zákazníka.



Klíčovým faktorem **omezení rozvoje infekce** je **efektivní dezinfekce** rukou, povrchů a ploch. Zásluhou **vlastního výzkumu a vývoje** patří HARTMANN mezi špičku v této oblasti.

Řada produktů **Sterillium** je preferovaná zdravotníky po celém světě díky spojení jejich **vysoké účinnosti a zároveň šetrnosti k pokožce**. K široké škále dezinfekčních přípravků navíc poskytujeme **vzdělávací a poradenské služby** a projekty pro zvyšování informovanosti zdravotnického personálu a pacientů o **významu hygienických opatření** v boji proti infekcím.

Náš společný cíl:

**INFEKCE NESMÍ MÍT  
SEBEMENŠÍ ŠANCI**

**missionprevention.cz**





Dezinfekce



# Dezinfekce rukou

## Sterillium®

Alkoholový přípravek na chirurgickou a hygienickou dezinfekci rukou. CHDR – 1,5 min.

## Sterillium® classic pure

Alkoholový přípravek na chirurgickou a hygienickou dezinfekci rukou bez barviv a parfemace. CHDR – 1,5 min.

## Sterillium® med

Alkoholový přípravek na chirurgickou a hygienickou dezinfekci rukou bez barviv a parfemace. Plně virucidní (EN 14476) za 30 s. CHDR – 1,5 min.

## Sterillium® Gel pure

Etanolový dezinfekční přípravek na hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou ve formě gelu. Plně virucidní dle EN 14476.

## Sterillium® Tissue

Na spolehlivou dezinfekci rukou v terénu.

## Manusept® basic

Alkoholový přípravek na chirurgickou a hygienickou dezinfekci rukou. CHDR – 3 min.

	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Sterillium	bal. à 100 ml	980 271	1 ks	45 ks
	bal. à 500 ml	980 096	1 ks	20 ks
	bal. à 1 000 ml	980 407	1 ks	10 ks
	bal. à 5 l	980 097	1 ks	1 ks
Sterillium classic pure	bal. à 100 ml	980 398	1 ks	45 ks
	bal. à 500 ml	981 282	1 ks	20 ks
	bal. à 1 000 ml	981 283	1 ks	10 ks
	bal. à 5 l	981 009	1 ks	1 ks



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Sterillium med	bal. à 100 ml	981 096	1 ks	45 ks
	bal. à 500 ml	981 037	1 ks	20 ks
	bal. à 1 000 ml	981 034	1 ks	10 ks
	bal. à 5 l	981 039	1 ks	1 ks
Sterillium Gel pure	bal. à 100 ml	981 314	1 ks	45 ks
	bal. à 475 ml	981 397	1 ks	20 ks
Sterillium Tissue	bal. à 15 ks	981 081	1 ks	10 ks
Manusept basic	bal. à 100 ml	980 512	1 ks	45 ks
	bal. à 500 ml	980 587	1 ks	20 ks
	bal. à 1 000 ml	980 586	1 ks	10 ks
	bal. à 5 l	980 588	1 ks	1 ks

# Mytí, ochrana a péče o pokožku

## Baktolin® pure

Hypoalergenní emulze na bázi moderních tenzidů k mytí rukou a těla.  
K pokožce neutrální pH.

## Baktolan® lotion

Regenerační emulze pro péči o pokožku. Složení olej ve vodě (o/v).

## Baktolan® lotion pure

Hypoalergenní varianta výrobku Baktolan® lotion.

## Baktolan® balm

Krém k intenzivní péči o suchou a citlivou pokožku. Složení voda v oleji (v/o).

## Baktolan® balm pure

Hypoalergenní varianta výrobku Baktolan® balm.

## Baktolan® protect

Krém pro dlouhotrvající ochranu při častém kontaktu pokožky s vodou.  
Složení voda v oleji (v/o).

## Baktolan® protect<sup>+</sup> pure

Vyživující mast k ochraně před substancemi rozpustnými ve vodě a pro suchou, velmi namáhanou pokožku. Složení voda v oleji ve vodě (v/o/v).



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Baktolin pure	bal. à 500 ml	981 328	1 ks	20 ks
	bal. à 1 000 ml	981 329	1 ks	10 ks
	bal. à 5 l	981 330	1 ks	1 ks
Baktolan lotion	bal. à 350 ml	980 171	1 ks	20 ks
Baktolan lotion pure	bal. à 350 ml	980 253	1 ks	20 ks
Baktolan balm	bal. à 350 ml	980 144	1 ks	20 ks
Baktolan balm pure	bal. à 350 ml	980 360	1 ks	20 ks
Baktolan protect	bal. à 100 ml	980 140	1 ks	25 ks
Baktolan protect <sup>+</sup> pure	bal. à 100 ml	981 137	1 ks	25 ks



# Dezinfekce kůže a těla

## Cutasept® F

Bezbarvý dezinfekční přípravek na kůži pro ambulantní použití.

## Cutasept® G

Barevný dezinfekční přípravek na kůži na před- a pooperační použití.

## Stellisept® med

Antibakteriální emulze na mytí rukou, celého těla a vlasů MRSA pozitivních pacientů. K dostání i v láhvi s integrovanou pumpičkou.

## Stellisept® med gloves

Vlhčené rukavice k antibakteriálnímu mytí celého těla a vlasů pacientů kolonizovaných MRSA. Neoplachuje se.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Cutasept F	bal. à 50 ml sprej	981 225	1 ks	50 ks
	bal. à 250 ml sprej	981 130	1 ks	20 ks
	bal. à 1 000 l	981 132	1 ks	10 ks
	bal. à 5 l	981 133	1 ks	1 ks
Cutasept G	bal. à 1 000 ml	981 134	1 ks	10 ks
	bal. à 5 l	981 135	1 ks	1 ks
Stellisept med	bal. à 100 ml	980 499	1 ks	45 ks
	bal. à 500 ml	980 501	1 ks	20 ks
	bal. à 1 000 ml	980 498	1 ks	10 ks
Stellisept med – s pumpičkou	bal. à 500 ml	980 500	1 ks	20 ks
Stellisept med gloves	bal. à 10 ks flow pack	981 203	1 ks	12 ks

# Dezinfekce nástrojů

## Bomix® plus

Dezinfekční přípravek s vynikajícím čistícím účinkem a materiálovou snášenlivostí, bez aldehydů.

## Korsolex® basic

Přípravek bez obsahu formaldehydu na dezinfekci nástrojů, druhý a vyšší stupeň dezinfekce endoskopů.

## Bodedex® forte

Čistící přípravek na nástroje a endoskopy. Účinně odstraňuje biofilm a rezidua RTG kontrastních látek.

## Korsolex® PAA

Přípravek na dezinfekci nástrojů a vyšší stupeň dezinfekce endoskopů na bázi kyseliny peroctové.

## Korsolex® PAA test

Testovací proužky na zjištění účinnosti pracovního roztoku přípravku Korsolex® PAA.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Bomix plus	bal. à 2 l	980 320	1 ks	4 ks
	bal. à 5 l	980 321	1 ks	1 ks
Korsolex basic	bal. à 2 l	980 150	1 ks	4 ks
	bal. à 5 l	980 152	1 ks	1 ks
Bodedex forte	bal. à 2 l	980 244	1 ks	4 ks
	bal. à 5 l	980 250	1 ks	1 ks
Korsolex PAA	bal. à 5 l	981 210	1 ks	2 ks
Korsolex PAA test	bal. à 100 ks/tuba	980 409	1 ks	6 ks

# Rychlá dezinfekce ploch a povrchů

## Bacillo® AF

Rychlá dezinfekce povrchů zdravotnických prostředků postříkem na bázi alkoholu. Nezaněchává na povrchu žádná rezidua.

## Bacillo® 30 Foam

Alkoholový dezinfekční přípravek k rychlé dezinfekci citlivých povrchů.

## Bacillo® Tissues

Rychlá dezinfekce povrchů zdravotnických prostředků pomocí utěrek napuštěných alkoholovým roztokem. Nezaněchává na povrchu žádná rezidua.

## Bacillo® 30 Tissues

Utěrky napuštěné alkoholovým roztokem k dezinfekci povrchů z citlivých materiálů (např. displeje, monitory, mobilní telefony apod.).

## Mikrobac® Virucidal Tissues

Bezalkoholové a bezaldehydové utěrky s virucidní a sporicidní účinností a vynikající materiálovou snášenlivostí, vhodné k dezinfekci ultrazvukových sond pro abdominální, vaginální a rektální vyšetřování.

## Mikrobac® Tissues

Utěrky napuštěné dezinfekčním roztokem bez obsahu alkoholu k rychlé dezinfekci zdravotnických prostředků.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Bacillo AF	bal. à 50 ml sprej	980 213	1 ks	50 ks
	bal. à 500 ml	980 373	1 ks	20 ks
	bal. à 5 l	981 246	1 ks	1 ks
Bacillo 30 Foam	bal. à 750 ml	981 307	1 ks	8 ks
	bal. à 5 l	981 127	1 ks	1 ks
Bacillo Tissues	dóza 100 ks	980 505	1 ks	12 ks
	náhradní náplň 100 ks	980 506	1 ks	12 ks
Bacillo 30 Tissues	flow pack 80 ks	981 312	1 ks	6 ks
Mikrobac Virucidal Tissues	flow pack 80 ks	981 531	1 ks	6 ks
Mikrobac Tissues	flow pack 80 ks	981 387	1 ks	6 ks

# Rychlá dezinfekce ploch a povrchů

## BODE X-Wipes

Systém zásobníků a flísových utěrek. Utěrky v zásobníku se zalijí dezinfekčním roztokem na plochy a povrchy. Otestovaná stabilita 28 dní se všemi tekutými dezinfekčními přípravky HARTMANN na plochy a povrchy.

## BODE X-Wipes Safety Pack

Systém jednorázového zásobníku a role flísových utěrek vhodný pro všechny tekuté dezinfekční přípravky HARTMANN na plochy a povrchy. Stabilita 28 dní. Po spotřebování se zásobník vyhodí, odpadá nutnost čištění a dezinfekce zásobníku.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
role	40 utěrek	980 557	1 role	12 ks
role	90 utěrek	980 556	1 ks	6 ks
role v igelitovém sáčku	90 utěrek	981 442	1 ks	6 ks
jednorázový zásobník	X-Wipes Safety Pack	981 479	1 ks	4 ks
zásobník modrý	1 ks	981 370	1 ks	4 ks
zásobník zelený	1 ks	981 372	1 ks	4 ks
zásobník červený	1 ks	981 371	1 ks	4 ks
držák na stěnu	1 ks	980 583	1 ks	1 ks
zámek na držák	1 ks	980 584	1 ks	1 ks

# Dezinfekce ploch a povrchů

## Mikrobac® forte

Přípravek na dezinfekci a čištění povrchů bez obsahu aldehydů.

## Kohrsolin® FF

Přípravek bez obsahu formaldehydu na dezinfekci a čištění povrchů.  
Se sporicidním účinkem.

## Dismozon® plus

Přípravek na dezinfekci a čištění povrchů na bázi aktivního kyslíku.  
Se sporicidním účinkem.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Mikrobac forte	bal. à 20 ml	895 665/3	250 ks	250 ks
	bal. à 250x 20 ml	980 434	1 ks	250 ks
	bal. à 5 l	981 179	1 ks	1 ks
Kohrsolin FF	bal. à 40 ml	895 680/1	125 ks	125 ks
	bal. à 125x 40 ml	980 428	1 ks	125 ks
	bal. à 5 l	980 431	1 ks	1 ks
Dismozon plus	bal. à 16 g	895 137/1	1 ks	1 ks
	bal. à 100x 16 g	981 187	1 ks	1 ks

# Čištění ploch a povrchů

## Dismofix® G

Čistící přípravek s lešticí přísadou na všechny voděodolné povrchy.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Dismofix G	bal. à 1 000 ml	980 198	1 ks	12 ks
	bal. à 5 l	980 200	1 ks	1 ks

# Dávkování

## Eurospender 1 plus

Kovový nástěnný dávkovač pro alkoholovou dezinfekci rukou, mycí emulze a ošetřující mléka. Snadná výměna náhradní pumpičky bez demontáže zadní stěny.

## Eurospender 1 plus Touchless

Bezdotykový nástěnný dávkovač pro alkoholovou dezinfekci, mycí emulze a krémy.

## Eurospender RX5 Touchless

Automatický bezdotykový dávkovač mycích a dezinfekčních přípravků na ruce pro láhve 500 ml

## Eurospender 3 flex

Díky svému unikátnímu 360stupňovému úchytu může být dávkovač upevněn na všechny trubky či desky v blízkosti pacienta a v místě péče.

## Eurospender Safety plus\*

Bezdotykový nástěnný dávkovač pro alkoholovou dezinfekci rukou.

## Eurospender 3

Dávkovač k zavěšení na lůžko pro alkoholovou dezinfekci rukou.



## Eurodržák pro Sterillium®\*

Plastový držák na láhve 350/500 ml dezinfekčních přípravků, mycích emulzí a krémů.

## Držák na láhve

Odolný plastový držák na láhve dezinfekčních přípravků, mycí emulze a krémů v lahvích o objemu 350/500 ml.

\* dávkovací pumpička není součástí balení



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Eurospender 1 plus	350/500 ml	980 478	1 ks	1 ks
	1 000 ml	980 479	1 ks	1 ks
Eurospender 1 plus červený	350/500 ml	981 251	1 ks	1 ks
Eurospender 1 plus Touchless	500 ml	981 227	1 ks	1 ks
	1 000 ml	981 234	1 ks	1 ks
Eurospender RX5 Touchless	500 ml	981 730	1 ks	1 ks
Odkapávací miska pro RX5 Touchless		981 732	1 ks	1 ks
Náhradní pumpička pro RX5 Touchless		981 731	1 ks	1 ks
Eurospender 3 flex	500 ml	981 450	1 ks	10 ks
	1000 ml	981 460	1 ks	10 ks
Eurospender Safety plus	500 ml	981 467	1 ks	1 ks
Eurospender 3	500 ml	980 381	1 ks	10 ks
Eurodržák pro Sterillium®		981 734	1 ks	2 ks
Odkapávací miska pro Eurodržák pro Sterillium®		981 735	1 ks	6 ks
Držák na láhve	500 ml	980 333	1 ks	1 ks

# Dávkování

## Jednorázová pumpička na láhve (krátká)

Vhodná na láhve 350/500 ml nebo 1 000 ml.



## Jednorázová pumpička na láhve (dlouhá)

Vhodná do Eurospender Safety plus nebo Eurospender 3 flex.



## Náhradní pumpička

do Eurospenderu 1 plus.



## Odkapávač

pro Eurospender 1 plus.



## Univerzální pistolový rozprašovač

vhodný pro Bacillo!® AF.



## Otvírač kanystrů

pro 5l a 2l kanystry.

## Odměrka

pro správné odměření koncentrátu.



## Desomat 800 s displejem

Směšovací přístroj na ředění koncentrátů pro čištění a dezinfekci nástrojů a ploch.



## Dezinfekční vany

o objemu 3, 5, 10 a 30 litrů



## Nálevka na kanystry

pro 5l a 2l kanystry.





	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Pumpička náhradní do Eurospenderu 1 plus	500 ml	980 480	1 ks	2 ks
	1 000 ml	980 481	1 ks	2 ks
Jednorázová pumpička na láhve (krátká)	500 ml	981 600	1 ks	1 ks
	1 000 ml	981 601	1 ks	1 ks
Jednorázová pumpička na láhve (dlouhá)	500 ml	981 602	1 ks	1 ks
Odkapávač pro Eurospender 1 plus	350/500 ml	980 335	1 ks	1 ks
	1 000 ml	980 336	1 ks	1 ks
Odkapávač pro Eurospender 1 plus Touchless	350/500/1000 ml	981 365	1 ks	1 ks
Univerzální pistolový rozprašovač na láhve	500 ml	980 035	1 ks	1 ks
Otvírač kanystrů		980 051	1 ks	1 ks
Odměrka	250 ml	980 014	1 ks	1 ks
Nálevka na kanystry	2/5 l	980 034	1 ks	1 ks
Desomat 800 s displejem		895 139	1 ks	1 ks
<b>Dezinfekční vana</b>				
objem 3 l	300 × 200 × 110 mm	980 060	1 ks	1 ks
objem 5 l	550 × 200 × 120 mm	980 057	1 ks	1 ks
objem 10 l	390 × 290 × 170 mm	980 059	1 ks	1 ks
objem 30 l	615 × 400 × 210 mm	980 061	1 ks	1 ks

**Inkontinence** se netýká jen starších osob. Může zaskočit **kohokoliv bez ohledu na věk, pohlaví či kondici**. Snad vždy je však spojená s pocitem omezení a studu. Naší motivací je **zlepšit kvalitu života s inkontinencí**, odstranit nepohodlí a obavy. Proto **nasloucháme potřebám pacientů, zdravotníků i ošetřovatelů** a pomůcky vyvíjíme tak, aby okamžitě řešily každodenní reálné problémy. Snažíme se myslet na vše – ať už jde o **diskrétní balení, spolehlivou savost, nenápadný tvar, komfortní materiál nebo aktivní ochranu pokožky**.

Produkty HARTMANN jsou řešením, ať už jde o příležitostný únik moči, nebo závažnou inkontinenci.

**Více informací i na [moliklub.cz](http://moliklub.cz)**





Inkontinence



# MoliCare Lady

## Vložky pro lehký únik moči speciálně pro ženy

Vložky MoliCare Lady (dříve MoliMed Premium) nabízejí spolehlivou ochranu při lehkém úniku moči. Sedm druhů vložek umožňuje snadný výběr té správné velikosti díky zlepšenému systému orientace podle kapek (savosti). MoliCare Lady 1, 1,5 a 2 kapky jsou pro větší diskrétnost jednotlivě balené.

### Charakteristika

MoliCare Lady mají nový zlepšený povrch s Aloe Vera, který je ještě jemnější a plně prodyšný. Pokožka se nezapaňuje a zůstává zdravá. Spolehlivé pohltí zápach díky Odour Neutralizeru. Obsahují unikátní kroucené vlákno, které ihned odvede moč do svého jádra a zabraňuje jejímu pronikání zpět na povrch. Superabsorbent (SAP) v svém jádře ihned přemění moč v gel. Povrch je suchý s pH 5,5, které je neutrální k pokožce, a je tak antibakteriální – eliminuje až 99,9 % bakterií.

### Použití

Při lehkém úniku moči. Využívají se také jako ochrana po gynekologických zákrocích nebo jako vložky při dočasné inkontinenci po porodu.



vložky	savost ISO	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
<b>MoliCare Lady</b>					
MoliCare Lady 0,5 kapky 	70 ml	168 131	5009781	bal. à 28 ks	8 bal.
MoliCare Lady 1 kapka 	181 ml	168 132	5009814	bal. à 14 ks	12 bal.
MoliCare Lady 1,5 kapky 	252 ml	168 624	5009787	bal. à 14 ks	24 bal.
MoliCare Lady 2 kapky 	300 ml	168 634	5009788	bal. à 14 ks	18 bal.
MoliCare Lady 3 kapky 	504 ml	168 644	5009789	bal. à 14 ks	12 bal.
MoliCare Lady 4 kapky 	782 ml	168 682	5009851	bal. à 14 ks	12 bal.
MoliCare Lady 4,5 kapky 	951 ml	168 654	5009790	bal. à 14 ks	12 bal.

# MoliCare Men

## Pomůcky pro lehký únik moči speciálně pro muže

Pomůcky MoliCare Men (dříve MoliMed for men) nabízejí spolehlivou ochranu při lehkém úniku moči. Mají speciální tvar vhodný pro muže. Dva druhy umožňují snadný výběr té správné velikosti a savosti díky zlepšenému systému orientace podle kapek.

### Charakteristika

MoliCare Men jsou plně prodyšné a spolehlivě pohltní zápach díky Odour Neutralizeru. Obsahují unikátní kroucené vlákno, které ihned odvede moč do svého jádra a zabraňuje jejímu pronikání zpět na povrch. Superabsorbent (SAP) v savém jádře ihned přemění moč v gel. Povrch s pH 5,5, které je neutrální k pokožce, a je tak antibakteriální – eliminuje až 99,9 % bakterií. Pokožka se nezapařuje a zůstává zdravá.

### Použití

Při lehkém úniku moči. Využívají se také jako ochrana po urologických zákrocích.



vložky	savost ISO	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka	
<b>MoliCare Men</b>						
MoliCare Men 2 kapky	2	330 ml	168 600	5009811	bal. à 14 ks	12 bal.
MoliCare Men 4 kapky	4	546 ml	168 705	5009818	bal. à 14 ks	12 bal.

# MoliCare Pad

## Vložky pro lehký únik moči unisex

Vložky MoliCare Pad (dříve MoliMed Comfort) jsou ekonomickou variantou vložek pro lehký únik moči a nabízejí spolehlivou ochranu při lehkém úniku moči. Tři druhy vložek umožňují snadný výběr té správné velikosti díky zlepšenému systému orientace podle kapek (savosti).

### Charakteristika

MoliCare Pad rychle a spolehlivě pohltí moč i zápach. Obsahují unikátní patentované kroucené vlákno, které ihned odvede moč do svého jádra a zabraňuje jejímu pronikání zpět na povrch. Superabsorbent (SAP) v savém jádře ihned přemění moč v gel. Povrch s pH 5,5, které je neutrální k pokožce, a je tak antibakteriální – eliminuje až 99,9 % bakterií. Navíc díky Odour Neutralizeru rychle a spolehlivě pohltí zápach. Nově jsou vložky plně prodyšné, a tím se pokožka nezapařuje a zůstává zdravá.

### Použití

Při lehkém úniku moči. Využívají se také jako ochrana po gynekologických zákrocích nebo jako vložky při dočasné inkontinenci po porodu.



vložky	savost ISO	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka	
MoliCare Pad						
MoliCare Pad 2 kapky	2	321 ml	168 106	5009815	bal. à 30 ks	12 bal.
MoliCare Pad 3 kapky	3	481 ml	168 107	5009816	bal. à 30 ks	6 bal.
MoliCare Pad 4 kapky	4	865 ml	168 108	5009817	bal. à 30 ks	6 bal.

# MoliCare Lady a Men Pants

## Speciální anatomicky tvarované natahovací kalhotky pro střední a těžký únik moči

Kalhotky MoliCare Lady a Men Pants nabízejí spolehlivou ochranu při středním a těžkém úniku moči. Kalhotky pro ženy mají tvar dámského spodního prádla a jsou naprosto diskrétní. Pánské kalhotky jsou speciálně anatomicky tvarované jako pánské spodní prádlo a mají šedou barvu a jsou rovněž naprosto diskrétní.





### Charakteristika

Kalhotky mají jemný a plně prodyšný povrch. Pokožka se nezapařuje a zůstává zdravá. Dámské kalhotky mají povrch, který obsahuje Aloe Vera pro zdravou pokožku. Kalhotky spolehlivě pohltní zápach díky Odour Neutralizeru. Obsahují unikátní kroucené vlákno, které ihned odvede moč do svého jádra a zabraňuje jejímu pronikání zpět na povrch. Superabsorbent (SAP) v savém jádře ihned přemění moč v gel. Povrch je suchý s pH 5,5, které je neutrální k pokožce, a je tak antibakteriální – eliminuje až 99,9 % bakterií.

### Použití

Při středním a těžkém úniku moči, pohodlné jako spodní prádlo, které plně nahradí.



plenkové kalhotky	savost ISO	obvod boků	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
<b>MoliCare Lady Pants 5 kapek</b>						
	Medium	5 843 ml	80–120 cm	915 867	5009879	bal. à 8 ks 8 bal.
	Large	5 844 ml	100–150 cm	915 868	5009880	bal. à 7 ks 8 bal.
<b>MoliCare Lady Pants 7 kapek</b>						
	Medium	7 1 442 ml	80–120 cm	915 877	5009881	bal. à 8 ks 4 bal.
	Large	7 1 373 ml	100–150 cm	915 870	5009882	bal. à 7 ks 4 bal.
<b>MoliCare Men Pants 5 kapek</b>						
	Medium	5 850 ml	80–120 cm	915 817	5009873	bal. à 8 ks 4 bal.
	Large	5 850 ml	100–150 cm	915 818	5009874	bal. à 7 ks 4 bal.
<b>MoliCare Men Pants 7 kapek</b>						
	Medium	7 1 400 ml	80–120 cm	915 827	5009877	bal. à 8 ks 4 bal.
	Large	7 1 412 ml	100–150 cm	915 828	5009878	bal. à 7 ks 4 bal.



# MoliCare Mobile

## Natahovací kalhotky pro střední a těžký únik moči

Natahovací kalhotky MoliCare Mobile se nosí a také vypadají jako běžné spodní prádlo. Prodyšný materiál a optimální tvar kalhotek zajistí pohodlí pro každého.

### Charakteristika

Oblékají se jako spodní prádlo, svlékání je usnadněno roztržením boku kalhotek. Unikátní kroucené vlákno okamžitě odvede moč do svého jádra a zabraňuje jejímu zpětnému pronikání. Superabsorbent (SAP) v savém jádře ihned přemění moč v gel. Povrch je suchý s pH 5,5, které je neutrální k pokožce, je antibakteriální, a eliminuje tak až 99,9 % bakterií. Navíc díky Odour Neutralizeru rychle a spolehlivě pohltí zápach. Díky jemnému a elastickému materiálu se přizpůsobí každé postavě a postranní pásy zajistí ochranu před protečením. Indikátor savosti na spodní straně upozorní na včasnou výměnu kalhotek tím, že se rozpjíe.

### Použití

Pohodlné řešení střední a těžké inkontinence. Mobilním pacientům poskytnou MoliCare Mobile nejvyšší možné pohodlí. U hyperaktivních nebo demenčních pacientů ošetrovatelský personál ocení snadnou manipulaci. Kalhotky dodáváme nově ve čtyřech provedeních: zelené pro pacienty se střední inkontinencí, modré pro větší bezpečí na denní nošení a fialové se zvýšenou absorpční kapacitou pro větší únik moči nebo pro použití hlavně v noci. Nově nabízená šedá varianta s nejvyšší savostí je určena pro pacienty s těžkou formou inkontinence.



plénkové kalhotky	barevný kód	savost ISO	obvod boků	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
<b>MoliCare Mobile 5 kapek</b>							
Medium	5	1 017 ml	80–120 cm	915 852	5009812	bal. à 14 ks	4 bal.
Large	5	1 198 ml	100–150 cm	915 853	5009813	bal. à 14 ks	4 bal.
Extra large	5	1 183 ml	130–170 cm	915 854	5009850	bal. à 14 ks	4 bal.
<b>MoliCare Mobile 6 kapek</b>							
Extra small	6	1 361 ml	45–70 cm	915 840	5009819	bal. à 14 ks	4 bal.
Small	6	1 475 ml	60–90 cm	915 831	5009797	bal. à 14 ks	4 bal.
Medium	6	1 662 ml	80–120 cm	915 832	5009794	bal. à 14 ks	4 bal.
Large	6	1 963 ml	100–150 cm	915 833	5009795	bal. à 14 ks	4 bal.
Extra large	6	2 140 ml	130–170 cm	915 834	5009820	bal. à 14 ks	4 bal.
<b>MoliCare Mobile 8 kapek</b>							
Small	8	1 791 ml	60–90 cm	915 871	5009822	bal. à 14 ks	4 bal.
Medium	8	2 015 ml	80–120 cm	915 872	5009823	bal. à 14 ks	4 bal.
Large	8	2 279 ml	100–150 cm	915 873	5009824	bal. à 14 ks	4 bal.
Extra large	8	2 421 ml	130–170 cm	915 874	5009848	bal. à 14 ks	4 bal.
<b>MoliCare Mobile 10 kapek</b>							
Medium	10	2 626 ml	80–120 cm	915 878	5009869	bal. à 14 ks	4 bal.
Large	10	2 613 ml	100–150 cm	915 879	5009871	bal. à 14 ks	4 bal.
Extra large	10	2 757 ml	130–170 cm	915 880	5009872	bal. à 14 ks	4 bal.

# MoliCare Elastic

## Zalepovací kalhotky s elastickými bočními pásy

Inovativní zalepovací kalhotky usnadňují každodenní práci ošetřovatelů. Nové řešení problémů s těžkým únikem moči nyní přináší produkt, který lze aplikovat snadno a rychle. Kalhotky zajišťují pacientům příjemnější každodenní péči a zlepšují kvalitu jejich života s těžkou inkontinencí.

### Charakteristika

Kalhotky MoliCare Elastic se skvěle přizpůsobí tvaru těla i pohybům díky bočním elastickým pásům. Ty poskytují větší pohodlí při nošení. Elastické pásy umožňují jednodušší a rychlejší aplikaci a díky tomu pomáhají snižovat fyzickou zátěž zdravotníků a ošetřovatelů. Oproti běžným zalepovacím kalhotkám se doba aplikace zkracuje o 20 % a námaha pečovatелů o 24 %. MoliCare Elastic navíc zajišťují aktivní ochranu pokožky díky 3vrstvému savému jádru, které díky unikátní technologii krouceného vlákna rychle odvádí moč do hlubších vrstev jádra a udržuje pokožku zdravou. Jemné materiály na povrchu pomůček neobsahují fólie, udržují pH 5,5, a minimalizují tak riziko podráždění. Molekuly Odour Neutralizer uzamknou zápach a postranní pásy zabraňují bočnímu protečení.

### Použití

MoliCare Elastic jsou určeny pro pacienty s těžkým únikem moči nebo stolice. Jsou vhodné jak pro ženy, tak i pro muže. Modrá balení jsou vhodná na použití během dne a fialová balení hlavně na noc. Tmavě modrá a nově i šedá varianta jsou určeny pro nejtěžší stupeň inkontinence nebo pro použití na noc. Velmi jednoduchá a intuitivní aplikace pro profesionální i domácí použití.



plenkové kalhotky	barevný kód	savost ISO	obvod boků	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
<b>MoliCare Elastic 6 kapek</b>							
Small	6	1 667 ml	70–90 cm	165 271	5009826	bal. à 30 ks	3 bal.
Medium	6	2 159 ml	85–120 cm	165 272	5009827	bal. à 30 ks	3 bal.
Large	6	2 349 ml	115–145 cm	165 273	5009828	bal. à 30 ks	3 bal.
Extra Large	6	2 750 ml	140–175 cm	165 274	5009861	bal. à 14 ks	4 bal.
<b>MoliCare Elastic 8 kapek</b>							
Small	8	2 356 ml	70–90 cm	165 471	5009829	bal. à 26 ks	3 bal.
Medium	8	3 050 ml	85–120 cm	165 472	5009830	bal. à 26 ks	3 bal.
Large	8	3 200 ml	115–145 cm	165 473	5009831	bal. à 24 ks	3 bal.
Extra Large	8	3 550 ml	140–175 cm	165 474	5009862	bal. à 14 ks	4 bal.
<b>MoliCare Elastic 9 kapek</b>							
Small	9	2 546 ml	70–90 cm	165 571	5009863	bal. à 26 ks	3 bal.
Medium	9	3 521 ml	85–120 cm	165 572	5009865	bal. à 26 ks	3 bal.
Large	9	3 856 ml	115–145 cm	165 573	5009866	bal. à 24 ks	3 bal.
Extra Large	9	3 950 ml	140–175 cm	165 574	5009867	bal. à 14 ks	4 bal.
<b>MoliCare Elastic 10 kapek</b>							
Medium	10	3 588 ml	85–120 cm	165 672	5011398	bal. à 14 ks	4 bal.
Large	10	4 085 ml	140–175 cm	165 673	5011399	bal. à 14 ks	4 bal.

# MoliCare Premium

## Zalepovací kalhotky pro těžký únik moči

Prodyšné zalepovací kalhotky MoliCare Premium pomáhají výrazně zlepšit kvalitu života pacientům s těžkou inkontinencí. Plenkové kalhotky MoliCare nabízejí:

- spolehlivou absorpci – třívrstvé savé jádro mění tekutinu na gel a plenkové kalhotky zůstávají na povrchu stále suché,
- ochranu pokožky – ultrajemný a plně prodyšný materiál v oblasti boků umožňuje pokožce dýchat, ta se proto nezapařuje a zůstává zdravá, navíc antibakteriální povrch s pH 5,5, které je neutrální k pokožce, eliminuje až 99,9 % bakterií,
- jednoduchou manipulaci – lepitka na suchý zip je možné opakovaně použít kdykoliv a kdekoliv na plence, což zaručuje i bezpečnou fixaci pleny,
- pohodlné nošení díky jemnému a na dotyk příjemnému materiálu, který nedráždí pokožku.

### Použití

MoliCare Premium jsou určeny pro pacienty s těžkým únikem moči nebo stolice. Jsou vhodné jak pro ženy, tak i pro muže. Modrá balení (6 kapek) jsou vhodná na použití během dne. Fialová balení (8 kapek) a tmavě modrá balení (9 kapek) jsou pak vhodná hlavně na noc.

### MoliCare Premium 9 kapek

Kalhotky pro nejtěžší stupeň inkontinence. Jedná se o pleny s nejvyšší savostí. Jsou určeny na noční použití.



plenkové kalhotky	barevný kód	savost ISO	obvod boků	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
<b>MoliCare Premium 6 kapek</b>							
Extra small	6	1 365 ml	40–60 cm	169 248	5009833	bal. à 30 ks	3 bal.
Small	6	1 642 ml	60–90 cm	169 448	5009805	bal. à 30 ks	3 bal.
Medium	6	2 159 ml	90–120 cm	169 648	5009806	bal. à 30 ks	3 bal.
Large	6	2 349 ml	120–150 cm	169 848	5009807	bal. à 30 ks	3 bal.
Extra large	6	2 669 ml	150–175 cm	169 948	5009843	bal. à 14 ks	4 bal.
<b>MoliCare Premium 8 kapek</b>							
Small	8	2 125 ml	60–90 cm	169 450	5009808	bal. à 30 ks	3 bal.
Medium	8	2 859 ml	90–120 cm	169 650	5009809	bal. à 30 ks	3 bal.
Large	8	3 070 ml	120–150 cm	169 850	5009810	bal. à 30 ks	3 bal.
Extra large	8	3 568 ml	150–175 cm	169 950	5009844	bal. à 14 ks	4 bal.
<b>MoliCare Premium 9 kapek</b>							
Small	9	2 245 ml	60–90 cm	169 185	5009845	bal. à 14 ks	4 bal.
Medium	9	3 360 ml	90–120 cm	169 285	5009846	bal. à 14 ks	4 bal.
Extra large	9	3 900 ml	150–175 cm	169 485	5009847	bal. à 14 ks	4 bal.

# MoliCare Form

## Vložné pleny pro střední únik moči

Vložné pleny MoliCare Form pro střední únik moči nabízejí řešení pro mobilní i ležící pacienty.

### Charakteristika

Unikátní patentované kroucené vlákno ihned odvede moč do svého jádra a zabraňuje jejímu zpětnému pronikání. Superabsorbent (SAP) v savém jádře ihned přemění moč v gel. Povrch s pH 5,5, které je neutrální k pokožce, a je tak antibakteriální – eliminuje až 99,9 % bakterií. Navíc díky Odour Neutralizeru rychle a spolehlivě pohltí zápach. Jsou prodyšné a díky tomu se pokožka nezapaňuje a zůstává zdravá. Indikátor savosti na spodní straně plen upozorní na včasnou výměnu plen tím, že se rozpjí.

### Použití

Používají se společně s fixačními kalhotkami MoliCare Premium Fixpants, které zajišťují jejich bezpečnou fixaci na těle. Mají široké použití díky čtyřem stupňům savosti.



vložné pleny	barevný kód	savost ISO	rozměr	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	převážní jednotka
<b>MoliCare Form</b>							
Normal Plus	4	1 483 ml	59 x 32 cm	168 019	5009801	bal. à 30 ks	4 bal.
Extra	5	1 626 ml	59 x 32 cm	168 219	5009802	bal. à 30 ks	4 bal.
Extra Plus	6	2 377 ml	70 x 32 cm	168 319	5009803	bal. à 30 ks	4 bal.
Super Plus	8	2 770 ml	70 x 32 cm	168 919	5009804	bal. à 30 ks	4 bal.

# MoliCare Fixpants

## Elastické kalhotky k fixaci inkontinenčních vložek a vložných plen

### Charakteristika

Kalhotky jsou vyrobeny z měkkého, vysoce kvalitního materiálu. MoliCare Premium Fixpants velmi dobře drží tvar, jsou vysoce elastické a díky bezešvým manžetám jsou také velmi pohodlné. Dají se prát v automatické pračce při 60 °C a jsou opakovaně použitelné. MoliCare Fixpants jsou vyrobeny ze síťovaného materiálu, díky čemuž jsou zcela prodyšné a dají se rovněž prát v automatické pračce.

### Použití

Kalhotky MoliCare Premium Fixpants umožňují bezpečnou, hygienickou a přitom jednoduchou fixaci inkontinenčních vložek a vložných plen. Jsou stejně vhodné jak pro ležící, tak i pro mobilní pacienty. Síťované fixační kalhotky MoliCare Fixpants jsou vhodné na fixaci porodnických vložek Samu pro jejich maximální propustnost vzduchu.



elastické síťované kalhotky	barevný kód	obvod pasu	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
<b>MoliCare Premium Fixpants</b>						
Small	žluté	45–80 cm	947 795	5009837	bal. à 5 ks	60 bal.
Medium	modré	60–100 cm	947 796	5009838	bal. à 5 ks	40 bal.
Large	hnědé	80–120 cm	947 797	5009839	bal. à 5 ks	40 bal.
Extra Large	zelené	100–160 cm	947 798	5009840	bal. à 5 ks	40 bal.
Extra Extra Large	šedé	140–180 cm	947 799	5009841	bal. à 5 ks	40 bal.
Extra Extra Extra Large	oranžové	160–200 cm	947 815	5009868	bal. à 5 ks	40 bal.
<b>MoliCare Fixpants</b>						
Medium	modré	60–100 cm	947 745	nehrazeno	bal. à 100 ks	4 bal.
Large	hnědé	80–120 cm	947 748	5009783	bal. à 3 ks	10 bal.
			947 746	nehrazeno	bal. à 100 ks	6 bal.
Extra Large	zelené	100–160 cm	947 750	5009784	bal. à 3 ks	10 bal.
			947 747	nehrazeno	bal. à 100 ks	6 bal.

# MoliCare Bed Mat

## Podložky pod pacienty

Podložky pod pacienty se savým jádrem z celulózy.

### Charakteristika

Podložky s absorpčním jádrem, které tvoří několik vrstev celulózy nebo papíru, jsou opatřeny vnější nepropustnou a neklouzavou fólií. Celá plocha podložky je potažena po obvodu uzavřenou netkanou textilií.

### Použití

Jednorázové podložky pod pacienty trpící inkontinencí slouží jako dodatečná ochrana lůžka a ložního prádla.

### Typy produktu

MoliCare Bed Mat – je nejpoužívanější variantou mezi podložkami pro svoji spolehlivou absorpci. Vysoké absorpční schopnosti jsou zajištěny díky absorpčnímu jádru z celulózy, jehož povrch je potažen netkanou textilií.  
MoliCare Rectangular – díky jejich obdélníkovému tvaru a vysoce absorpčnímu jádru poskytují tyto podložky bezpečnou ochranu např. při převazech ran.



podložky pod pacienty	barevný kód	savost ISO	rozměr savé plochy	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
<b>MoliCare Bed Mat 5 kapek</b>							
	5	971 ml	60 x 90 cm	161 065	**	bal. à 30 ks	4 bal.
<b>MoliCare Bed Mat 7 kapek</b>							
	7	1 241 ml	60 x 90 cm	161 071	**	bal. à 30 ks	4 bal.
se záložkami*	7	1 201 ml	60 x 90 cm	161 072	5012323	bal. à 30 ks	4 bal.
<b>MoliCare Bed Mat 8 kapek</b>							
	8	991 ml	60 x 60 cm	161 087	5012324	bal. à 30 ks	4 bal.
<b>TOP PRODUKT</b>	8	1 407 ml	60 x 90 cm	161 088	5012325	bal. à 30 ks	4 bal.
<b>MoliCare Rectangular</b>							
	3	430 ml	20 x 40 cm	160 890	**	bal. à 50 ks	6 bal.
	4	780 ml	20 x 60 cm	160 892	**	bal. à 50 ks	4 bal.

# MoliCare Skin

## Péče o zralou a citlivou pokožku – čištění pokožky (modrá řada)

Speciální kosmetika pro zralou a citlivou pokožku celého těla. Obsahuje unikátní Nutriskin Komplex, který zlepšuje elasticitu a hydrataci kůže. Složení na bázi emulze voda v oleji zajišťuje hloubkovou a dlouhodobou hydrataci. Všechny výrobky pak mají pH 5,5 neutrální k pokožce.

### Čistící pěna

Čistící pěna k rychlému a šetrnému čištění znečištěných partií pokožky při inkontinenci. Díky kreatinu spolehlivě chrání pokožku před působením škodlivých látek, a udržuje ji tak zdravější. Účinně neutralizuje zápach, příjemně a svěže voní.

### Mycí emulze

Mycí emulze k jemnému čištění zralé a citlivé pokožky. Díky panthenolu dodává pokožce vlhkost a obsahuje látky neutralizující zápach.

### Ošetřující přísada do koupele

Ošetřující přísada do koupele k jemnému čištění zralé a citlivé pokožky. Díky panthenolu dodává pokožce vlhkost a obsahuje látky neutralizující zápach.

### Šampon

Šampon k mytí vlasů suché a citlivé pokožky hlavy.

### Vlhké ošetřující utěrky

Vlhké ošetřující utěrky k rychlému a šetrnému čištění intimních partií při inkontinenci. Účinně neutralizují zápach. Příjemně a svěže voní.

### Napuštěné mycí žínky

Napuštěné mycí žínky pro rychlé a ultrajemné čištění celého těla osoby na lůžku bez použití mýdla a vody. Speciální složení vyvinuto pro zralou, citlivou nebo namáhanou pokožku.

### Hygienické ubrousky

Snadná a rychlá hygiena intimních partií a doplněk na sport či cestování. Speciální složení s pH 5,5 vyvinuto pro citlivou pokožku v intimních partiích, navíc obohaceno o zklidňující heřmánek.



účinná péče o zralou a citlivou pokožku	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	převavní jednotka
Čistící pěna	bal. à 400 ml	995 029	1 ks	12 ks
Mycí emulze, láhev	bal. à 500 ml	995 027	1 ks	12 ks
Ošetřující přísada do koupele	bal. à 500 ml	995 028	1 ks	12 ks
Šampon	bal. à 500 ml	995 030	1 ks	12 ks
Vlhké ošetřující utěrky	bal. à 50 ks	995 082	1 ks	12 bal.
Napuštěné mycí žínky	bal. à 8 ks	995 083	1 ks	24 bal.
Hygienické ubrousky	bal. à 10 ks	995 138	1 ks	20 bal.

# MoliCare Skin

## Péče o zralou a citlivou pokožku – péče o pokožku (tělová řada)

Speciální kosmetika pro zralou a citlivou pokožku celého těla. Obsahuje unikátní Nutriskin Komplex, který zlepšuje elasticitu a hydrataci kůže. Složení na bázi emulze voda v oleji zajišťuje hloubkovou a dlouhodobou hydrataci. Všechny výrobky pak mají pH 5,5 neutrální k pokožce.

### Tělové mléko

Tělové mléko pro péči o zralou a citlivou pokožku. Díky kreatinu podporuje přirozené mechanismy ochrany pokožky.

### Krém na ruce

Krém na ruce pečuje o namáhané a vysušené ruce. Svým složením vrací pokožce vlhkost a elasticitu. Rychle se vstřebává a nezanechává mastný film na pokožce.

### Ošetřující olej

Intenzivně pečuje o suché a popraskané části pokožky. Obsahuje vysoce účinné přírodní oleje a ochranný vitamin E. Lehce se roztírá.

### Masážní gel

Obsahuje mentol, který podporuje prokrvení pokožky a její látkovou výměnu. Je určen na masáže a natírání krku, zad, rukou a nohou. Má zklidňující účinek a zmírňuje svalovou tenzi. Rychle se vstřebává.



účinná péče o zralou a citlivou pokožku	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Tělové mléko	bal. à 500 ml	995 032	1 ks	12 ks
Krém na ruce	bal. à 200 ml	995 033	1 ks	12 ks
Ošetřující olej	bal. à 500 ml	995 034	1 ks	12 ks
Masážní gel	bal. à 200 ml	995 031	1 ks	12 ks



# MoliCare Skin

## Péče o namáhanou a zralou pokožku – ochrana pokožky (růžová řada)

Speciální kosmetika pro zralou a citlivou pokožku celého těla. Obsahuje unikátní Nutriskin Komplex, který zlepšuje elasticitu a hydrataci kůže. Složení na bázi emulze voda v oleji zajišťuje hloubkovou a dlouhodobou hydrataci. Všechny výrobky pak mají pH 5,5 neutrální k pokožce. Růžová řada speciálně vyvinuta pro potřeby osob s únikem moči.

### Ochranný krém se zinkem

Ochranný krém se zinkem chrání pokožku v intimní oblasti, kde je vystavena působení agresivních látek v moči a stolici a tlaku. Obsahuje zinek (21 %), který chrání pokožku proti infekcím. Nanáší se na pokožku v tenké vrstvě.

### Ochranná pěna na pokožku

Ochranná pěna na pokožku je účinná ochrana pokožky v intimní oblasti zatěžované inkontinencí před agresivními látkami obsaženými v moči a ve stolici. Vysoce účinná díky panthenolu a močovině (urea 4,5 %). Příjemně lehká pěna, která se snadno roztírá a působí jako prevence proti proleženinám na namáhaných místech.

### Ochranný olej ve spreji

Ochranný olej ve spreji chrání zralou pokožku před vnějšími vlivy. Přírodní účinné látky panthenolu a mandlového oleje podporují regeneraci pokožky a dodávají jí pružnost. Jednoduše se nastříká na pokožku a lehce se roztírá.



účinná péče o zralou a citlivou pokožku	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Ochranný olej ve spreji	bal. à 200 ml	995 036	1 ks	12 ks
Ochranný krém se zinkem	bal. à 200 ml	995 035	1 ks	12 ks
Ochranná pěna na pokožku	bal. à 100 ml	995 037	1 ks	12 ks

# ValaClean

## Jednorázové žínky a utěrky k očištění těla i ploch

### Jednorázové žínky

Vyrobeny z měkkého netkaného textilu, netrhají se za mokra. Díky zaoblenému otvoru se snadno navlékají.

### ValaClean basic

Jemný netkaný textil.

### ValaClean soft

Ultrajemný netkaný textil, velmi nasávkavé.

### ValaClean film

Netkaná textilie s fólií uvnitř pro lepší ochranu ošetřovatele.

### Jednorázové utěrky

### ValaClean roll

Jednorázové utěrky z netkaného textilu v praktických rolích, zvýšená absorpční kapacita.

### ValaClean box

Zásobník na jednorázové utěrky pro připevnění na stěnu. Chrání utěrky ValaClean roll před znečištěním.



jednorázové žínky a utěrky	provedení	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
<b>ValaClean</b>					
jednorázové žínky	basic	16,5 × 23,5 cm	992 245	bal. à 50 ks	40 bal.
	soft	15,5 × 22,5 cm	992 242	bal. à 50 ks	20 bal.
	film	16 × 26 cm	992 243	bal. à 50 ks	28 bal.
jednorázové utěrky	roll	22 × 30 cm	992 251	1 role (= 175 ks)	18 ks
ValaClean box	zásobník		996 858	1 ks	1 ks

# ValaFit

## Jednorázové bryndáky

Jednorázové ochranné bryndáky k zachycení zbytků potravy a tekutin určené na ochranu prádla a povlečení. Nepromokavé, extrémně nasákové.

### ValaFit band

Z netkané textilie s integrovanou fólií, s kulatým výstřihem, na uvázání.

### ValaFit tape

Z netkané textilie s ochrannou fóliovou vrstvou, s funkční kapsou, kulatým výstřihem a fixačními lepicími okraji.



	provedení	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
ValaFit ochranné bryndáčky	band	38 x 70 cm	992 252	bal. à 100 ks	6 bal.
	tape	38 x 75 cm	992 253	bal. à 100 ks	6 bal.
	eco ubrousky	36 x 36 cm	992 340	bal. à 50 ks	20 bal.

# ValaProtect

## Jednorázová prostěradla pod pacienta

Nepropustné ochranné podložky pod pacienta. Chrání před znečištěním povlečení a vyšetřovacího lůžka. Zabraňují přenosu infekce.

### ValaProtect basic

Vrstva netkané textilie ihned vstřebává vlhkost. Nepropustná fólie na spodní straně.

### ValaProtect special

Z nasávkavé dvouvrstvé netkané textilie s fólií na spodní straně. Vlhkost se hned vstřebává. Obzvlášť odolné díky zesíleným vláknům. S ochranou proti promočení.



	provedení	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
ValaProtect ochranné podložky	basic	38 x 40 cm	992 226	bal. à 250 ks	8 bal.
		80 x 140 cm	992 227	bal. à 100 ks	1 bal.
		80 x 175 cm	992 228	bal. à 100 ks	1 bal.
		80 x 210 cm	992 229	bal. à 100 ks	1 bal.
special	80 x 175 cm	992 238	bal. à 100 ks	1 bal.	
	80 x 210 cm	992 239	bal. à 100 ks	1 bal.	
special eco	80 x 175 cm	992 258	bal. à 100 ks	1 bal.	
	80 x 210 cm	992 259	bal. à 100 ks	1 bal.	

# ValaComfort

## Jednorázové utěrky, příkrývky a polštáře

Speciální série jednorázových hygienických produktů (utěrky, deky a polštáře).

### ValaComfort net

Víceúčelové utěrky ze síťované strukturované netkané textilie. Velmi jemné a nasákové, za mokra se netrhají.

### ValaComfort multi

Víceúčelové utěrky z pevné netkané textilie. Pevné, nasákové, neuvolňují vlákna.

### ValaComfort blanket

Příkrývka z netkaného polyesteru, příjemná na dotek, propouští vzduch i vlhkost, čímž vyrovnává teplotu. Je obzvlášť lehká – 480 g.

### ValaComfort pillow

Polštář s povlakem z netkaného textilu a jemnou náplní z polyesteru. Velmi lehké a vzdušné.

### ValaComfort zástěra

Ochranná igelitová zástěra na ochranu oblečení personálu.



jednorázové utěrky, příkrývky a polštáře	provedení	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
ValaComfort					
víceúčelové utěrky	multi	34 × 38 cm	992 335	bal. à 50 ks	24 bal.
víceúčelové utěrky	net	35 × 38 cm	992 330	bal. à 100 ks	12 bal.
příkrývky	blanket	135 × 195 cm	992 332	bal. à 1 ks	12 ks
polštáře	pillow	40 × 50 cm	992 333	bal. à 4 ks	5 bal.
zástěra	apron	75 × 125 cm	992 336	bal. à 100 ks	10 bal.

# Pagavit, Peha-fresh

## Další materiály, které usnadňují péči o inkontinentního nebo imobilního pacienta

### Pagavit

Vatové tyčinky obohacené glycerinem a ochucené přírodním citronovým extraktem spolu s 0,1% natriumbenzoátem podporují tvorbu slin, a tím i čisticí proces v dutině ústní, např. u pacientů v bezvědomí.

### Peha-fresh

Osvěžovač vzduchu, který pohlcuje nepříjemné pachy. Vhodný k používání v prostorách, kde pobývají pacienti trpící inkontinencí.

### SicSac

Praktické sáčky s pevným kruhovým okrajem pro případ nevolnosti.



vatové tyčinky, osvěžovač vzduchu	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Pagavit vatové tyčinky zatavené po 3 kusech		913 059	bal. à 25 × 3 ks	8 bal.
Peha-fresh osvěžovač vzduchu ve spreji	400 ml	995 705	bal. à 1 ks	12 ks
Vatové tyčinky nesterilní, z polypropylenu, s velkou vatovou hlavičkou	14 cm	967 939	bal. à 50 ks	20 bal.
SicSac	Ø11 cm	999 586	bal. à 50 ks	6 bal.



Každý den toužíme **cítit se pohodlně a sebejistě**, pečovat o své tělo těmi **nejkvalitnějšími produkty** a to nejlepší dopřávat i svým blízkým. Proto přinášíme produkty značky **Bel pro vaši čistou a zářivou pleť, Bel Baby pro suchou a hebkou pokožku vašeho dítěte, Kneipp pro péči o celé tělo se silou přírody a Ria pro maximální pohodlí během menstruace i mimo ni.**

Navštivte [kneipp.cz](https://www.kneipp.cz)





Krása a zdraví



# Kosmetika a péče o tělo Kneipp

Přírodní kosmetika Kneipp má vynikající účinky na tělo i mysl, obsahuje maximální možný podíl přírodních složek. Do kosmetiky nejsou přidávány konzervanty (typu paraben), parafíny, silikon či minerální oleje. Produkty nejsou testované na zvířatech.

## Soli a oleje do koupele

### Kneipp sůl a olej do koupele Levandulové snění

Sůl a olej do koupele Levandulové snění vytvoří spolu s teplou vodou jedinečný zážitek z koupele, uvolní a uklidní po hektickém dni. Sůl a olej obsahují vzácný přírodní éterický levandulový olej, který navozuje klid a podporuje intenzivní uvolnění.

### Kneipp sůl do koupele Nachlazení

Tato sůl je v kombinaci s horkou lázní skvělým pomocníkem při prvních příznacích nachlazení. Extrakt z eukalyptu příjemně prohřívá organismus, pomáhá uvolnit ztuhlé svaly a dýchací cesty.

### Kneipp sůl a olej do koupele Svaly a klouby

Koupele se solí Svaly a klouby je vhodná pro regeneraci těla po svalové námaze. Přípravky obsahují výtažek z arniky a přírodní éterické oleje z rozmarýnu, borovice a dřeviny cabreuva.

### Kneipp sůl do koupele Dokonalý odpočinek

Sůl do koupele Dokonalý odpočinek je vhodné použít při vyčerpání a nahromaděném stresu. Obsahuje směs éterických olejů z meduňky lékařské a citronové trávy, které mají uvolňující a relaxační účinek na tělo i mysl.

### Kneipp sůl a olej do koupele Třešňový květ

Koupeleové přípravky z řady Třešňový květ vás při každé koupeli okouzlí svou jemnou květinovou vůní. Obsahují výtažek z třešňových květů a přírodní éterické oleje, které pečují o vaši pokožku.

### Kneipp olej do koupele Hluboké uvolnění

Tento olej okouzlí vaši mysl opojnou vůní esenciálního oleje pačuli a výtažkem ze santalového dřeva. Pačuli uvolňuje napětí a navozuje pocit vnitřní pohody. Santalové dřevo zklidňuje mysl a pomáhá tělu relaxovat.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Kneipp sůl do koupele Levandulové snění	500 g	391 441 0	1 ks	6 ks
Kneipp olej do koupele Levandulové snění	100 ml	391 442 0	1 ks	6 ks
Kneipp sůl do koupele Nachlazení	500 g	391 449 0	1 ks	6 ks
Kneipp sůl do koupele Svaly a klouby	500 g	391 444 0	1 ks	6 ks
	60 g	391 445 0	1 ks	12 ks
Kneipp sůl do koupele Dokonalý odpočinek	500 g	391 452 0	1 ks	6 ks
Kneipp sůl do koupele Třešňový květ	500 g	391 447 0	1 ks	6 ks
Kneipp olej do koupele Třešňový květ	100 ml	391 448 0	1 ks	6 ks
Kneipp olej do koupele Hluboké uvolnění	100 ml	391 450 0	1 ks	6 ks

# Kosmetika a péče o tělo Kneipp

## Sprchové gely

### Kneipp sprchový gel Pánská záležitost

Sprchový gel Pánská záležitost 2v1 obsahuje kombinaci výtažků z červeného pomeranče a černého pepře. Gel účinně myje pokožku i vlasy.

### Kneipp sprchový gel Ranní budíček

Sprchový gel Ranní budíček 2v1 obsahuje přírodní rostlinné výtažky z citronové trávy a guarany. Gel účinně myje pokožku i vlasy.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Kneipp sprchový gel Pánská záležitost	200 ml	895 621 3	1 bal.	6 bal.
Kneipp sprchový gel Ranní budíček	200 ml	895 621 4	1 bal.	6 bal.

# Kosmetika a péče o tělo Kneipp

## Sprchové gely

### Kneipp sprchový gel Levandulové snění

Sprchový gel Levandulové snění jemně čistí a zároveň zanechává pokožku jemnou a pružnou. Přírodní levandulový olej má uklidňující účinek.

### Kneipp sprchový gel Osvěžení

Sprchový gel Osvěžení má díky obsahu éterického eukalyptového oleje a máty povzbuzující vlastnosti. Sprcha s tímto sprchovým gelem přináší úlevu při nachlazení.

### Kneipp sprchový gel Dobrá nálada

Sprchový gel Dobrá nálada kombinuje výtažky z grapefruitu a éterické oleje z maracuju. Přírodní složky působí příznivě na pokožku a výživný olej ji zanechává vláčnou a jemnou.

### Kneipp sprchový gel Radost ze života

Sprchový gel Radost ze života obsahuje vysoce kvalitní přírodní oleje, které pokožku jemně čistí a zároveň vyživují. Osvěžující citrusová vůně povzbudí a navodí pocit uvolnění.

### Kneipp Sprchový gel Mandlové květy

Sprchový gel obsahuje lehkou recepturu s výtažkem z mandlového mléka a přírodním mandlovým olejem, který chrání pokožku před vysoušením. Vaše pokožka bude jemná na dotek a dokonale hydratovaná.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Kneipp sprchový gel Levandulové snění	200 ml	391 055 1	1 ks	6 ks
Kneipp sprchový gel Osvěžení	200 ml	390 017 0	1 ks	6 ks
Kneipp sprchový gel Dobrá nálada	200 ml	390 019 0	1 ks	6 ks
Kneipp sprchový gel Radost ze života	200 ml	391 016 1	1 ks	6 ks
Kneipp Sprchový gel Mandlové květy	200 ml	390 761 1	1 ks	6 ks

# Kosmetika a péče o tělo Kneipp

## Krémy na ruce

### Krém na ruce Třešňový květ

Kneipp krém na ruce Třešňový květ s přírodním mandlovým olejem hydratuje a vyživuje citlivou pokožku rukou. Ruce budou jemné, hebké a bez lepkavého pocitu.

### Krém na ruce Hebké ve vteřině

Krém na ruce Hebké ve vteřině od Kneipp intenzivně hydratuje a regeneruje pokožku rukou díky avokádovému máslu a jojobovému oleji. Svěží vůně citronové verbeny probudí vaše smysly a zlepší náladu. Rychle se vstřebává a nezanechává mastný film.

### Krém na ruce Goodbye Stress

Krém na ruce s mandlovým olejem, panthenolem, mátou a rozmarýnem je jako jemné pohlazení pro vaše ruce. Krém se okamžitě vstřebává, příjemně voní a zvláční i suché a silně namáhané ruce.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Kneipp Krém na ruce Goodbye stress	75 ml	390 031 0	1 ks	8 ks
Krém na ruce Třešňový květ	75 ml	390 022 0	1 ks	8 ks
Krém na ruce Hebké ve vteřině	75 ml	390 018 0	1 ks	8 ks

# Kosmetika a péče o tělo Kneipp

## Balzám na rty

100% přírodní balzám na rty Kneipp. Vstřebává se postupně, aby Vaším rtům přinesl dlouhodobý účinek. Jako veškerá kosmetika Kneipp ani tento produkt neobsahuje konzervanty (např. parabeny), parafíny, silikony či minerální oleje. A co víc, balzám je v balení z korku a krabička je vyrobená z 25 % z trávy – pro co nejmenší ekologickou stopu. Hýčkejte své rty se 100% přírodní recepturou v nádherném balení.

- Balzám na rty Vanilka – s máslem cupuacu a extraktem z pravé vanilky
- Balzám na rty Mandle – s kandelilovým voskem a mandlovým olejem
- Balzám na rty Černý bez – s bambuckým máslem a olejem ze semen černého bezu
- Balzám na rty Aloe Vera – s výtažkem z máty vodní a aloe vera



	číslo výrobku	fakturační jednotka	převážná jednotka
Kneipp Balzám na rty Vanilka	391 029 0	1 bal.	7 bal.
Kneipp Balzám na rty Mandle	391 030 0	1 bal.	7 bal.
Kneipp Balzám na rty Černý bez	391 031 0	1 bal.	7 bal.
Kneipp Balzám na rty Aloe vera	391 510 0	1 bal.	7 bal.

# Kosmetika a péče o tělo Kneipp

Co kdybyste po každé sprše nebo koupeli měla mnohem lepší náladu? Kosmetická řada Goodbye Stress díky tyrkysově modré barvě a podmanivé vůni vodní máty s rozmarýnem prokazatelně přemění váš stres v pozitivní energii. Ověřeno laboratorními testy. Stačí pár minut v koupelně a rázem zapomenete na starosti s dětmi, deadliny v práci nebo semináry ve škole.

## Kneipp Sprchový gel Goodbye stress

Sprchový gel s uklidňujícím účinkem a podmanivou vůní máty a rozmarýnu. Při každé sprše zklidní vaši mysl, zjemní pokožku a zbaví vás nahromaděného stresu a napětí.

## Kneipp Tělové mléko Goodbye stress

Přírodní tělové mléko s mandlovým a kokosovým olejem, bambuckým máslem, panthenolem, vitamínem E nebo výtažky z vodní máty a rozmarýnu udělají i se suchou kůží zázraky.

## Kneipp Krém na ruce Goodbye stress

Krém na ruce s mandlovým olejem, panthenolem, mátou a rozmarýnem je jako jemné pohlázení pro vaše ruce. Krém se okamžitě vstřebává, příjemně voní a zvláční i suché a silně namáhané ruce.

## Kneipp Olej do koupele Goodbye Stress

Přírodní olej do koupele, který příjemně zvláční vaši pokožku a okamžitě vám zlepši náladu. Jeho tyrkysová barva má zklidňující účinek a podmanivá vůně vodní máty s rozmarýnem vás zbaví stresu i starostí. Prokazatelně.

## Kneipp Sůl do koupele Goodbye Stress

Sůl nádherně voní po rozmarýnu a vodní mátě. Navíc jsme ji zabalili do speciálního nelakovaného sáčku, který je šetrnější k životnímu prostředí.

## Kneipp Sprchová pěna Goodbye Stress

Zachumlejte se při sprše do krémové jemné pěny s okouzující vůní máty a rozmarýnu. Pěna zklidní vaši mysl, zjemní pokožku, uvolní napětí a navíc dlouho a příjemně voní.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Kneipp Sprchový gel Goodbye stress	250 ml	390 029 0	1 ks	6 ks
Kneipp Tělové mléko Goodbye stress	200 ml	390 030 0	1 ks	6 ks
Kneipp Krém na ruce Goodbye stress	75 ml	390 031 0	1 ks	8 ks
Kneipp Olej do koupele Goodbye Stress	100 ml	390 037 0	1 ks	6 ks
Kneipp Sůl do koupele Goodbye Stress	60 g	390 038 0	1 ks	12 ks
Kneipp Sprchová pěna Goodbye Stress	200 ml	390 040 0	1 ks	6 ks



# Péče o suchou a atopickou pokožku

Produkty řady Kneipp® Pupalka byly dermatology vyvinuty pro extrémně suchou, popraskanou, šupinatou a podrážděnou pokožku. Obsahují zklidňující pupalkový olej, jemný mandlový olej, bambucké máslo a urea. Tato kombinace přírodních látek a olejů umí dlouhodobě ochránit Vaši pokožku před vysoušením, zlepšuje vzhled kůže, podporuje její hydrataci a přirozenou regeneraci.

## Kneipp Sprchový balzám Pupalka

Jemný hydratační sprchový balzám je ideální pro každodenní péči o citlivou a atopickou pokožku.

## Kneipp Tělové mléko Pupalka + 10% urea

Intenzivní hydratační a zklidňující tělové mléko zmírňuje pocit napětí, podráždění a svědění pokožky.

## Kneipp Krém na ruce Pupalka + 5% urea

Intenzivně hydratační a pečující krém na ruce bez parfemace se rychle vstřebává, nemastí a zvláčňuje unavenou pokožku.

## Kneipp Tělový olej Pupalka

Hydratační tělový olej zklidňuje napjatou a podrážděnou pokožku. Rychle se vstřebává a nezanechává mastný film.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Kneipp Sprchový balzám Pupalka	200 ml	895 622 0	1 bal.	6 ks
Kneipp Tělové mléko Pupalka + 10% urea	200 ml	895 622 1	1 bal.	6 ks
Kneipp Krém na ruce Pupalka + 5% urea	50 ml	895 622 3	1 bal.	8 ks
Kneipp Tělový olej Pupalka	100 ml	895 622 2	1 bal.	6 ks

# Kosmetika a péče o tělo Kneipp

## Balzámy a gely na svaly a klouby

### Kneipp Hřejivý balzám s arnikou

Hřejivý balzám s arnikou je nepostradatelným pomocníkem při masáží krku, zad a šíje. Vhodné je jeho použití po zvýšené svalové námaze, kdy prohřívá pokožku v místě aplikace a přináší velmi rychlou úlevu a uvolnění. Zažene také pocit chladu u promrzlých nohou.

### Kneipp Chladivý gel s arnikou

Chladivý gel s arnikou přináší okamžité osvěžení a úlevu. Kombinace extraktu z arniky, přírodního oleje z kosodřeviny a panthenolu je vhodná pro použití po delší fyzické námaze. Gel se velmi rychle vstřebává a nezanechává mastný film.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Kneipp Hřejivý balzám s arnikou	100 ml	895 600 4	1 ks	6 ks
Kneipp Chladivý gel s arnikou	200 ml	895 600 5	1 ks	6 ks

# Péče o chodidla Kneipp

## Kneipp Mast na zrohovatělou kůži chodidel

Mast na zrohovatělou kůži chodidel s příměsí pomerančového oleje a výtažků z měsíčku lékařského zjemňuje a vyživuje kůži na patách. Mast má navíc deodorační účinky a její použití je vhodné i pro diabetiky.

## Kneipp Sůl do koupele na chodidla

Sůl do koupele na chodidla je nejlepším řešením pro unavená a pálicí chodidla po namáhavém dni. Přírodní extrakt z měsíčku lékařského pečuje o namáhanou pokožku a regeneruje ji. Pomerančový olej dodává energii svou osvěžující vůní. Použití je vhodné i pro diabetiky.

## Kneipp Máslo pro péči o chodidla

Máslo pro péči o chodidla se velmi dobře vyživuje, rychle se vstřebá a pokožku nohou důkladně vyživuje. Vedle deodoračních vlastností také chrání před plísňemi. Použití je vhodné i pro diabetiky.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Kneipp Mast na zrohovatělou kůži chodidel	50 ml	390 026 0	1 ks	8 ks
Kneipp Sůl do koupele na chodidla	500 g	390 027 0	1 ks	6 ks
Kneipp Máslo pro péči o chodidla	100 ml	390 025 0	1 ks	6 ks
Kneipp Sůl do koupele na chodidla	40 g	390 028 0	1 ks	6 ks

# Kosmetika a péče o tělo Kneipp

## Dárková balení

### Kneipp Sada 6 olejů do koupele

Sada olejů do koupele obsahuje vzácné éterické oleje, které příznivě působí na tělo i mysl. Bohatá nabídka uspokojí i ty nejnáročnější. Sada obsahuje:

- Dokonalý odpočinek – olej s extraktem z meduňky
- Hluboké uvolnění – olej s extraktem z pačuli a santalového dřeva
- Mandlový olej
- Tajemství krásy – s arganovým a marula olejem
- Antistres – olej s vůní mandarinky a pomeranče
- Staré dobré časy – olej s extraktem z červeného máku a konopí

### Kneipp Sada 3 olejů do koupele

Sada olejů do koupele obsahuje vzácné éterické oleje, které příznivě působí na tělo i mysl. Oleje pečují o pokožku a nezanechávají mastný film. Sada obsahuje:

- Mandlový olej
- Antistres – olej s vůní mandarinky a pomeranče
- Hluboké uvolnění – olej s extraktem z pačuli a santalového dřeva

### Kneipp Sada masážních olejů

Sada masážních olejů nádherně voní a zároveň blahodárně pečuje o pokožku. Oleje pokožku zvláčňují, nezanechávají mastný film a mají dlouhodobý účinek.

Sada obsahuje:

- masážní olej s mandlovými květy
- masážní olej s červeným mákem a konopím
- masážní olej ylang-ylang

### Kneipp Sada bylinných olejů do koupele

Všechny tři oleje nádherně voní, hýčkají a zvláčňují vaši pokožku a pomůžou vám zbavit se bolesti svalů a kloubů.

Sada obsahuje tři bylinné oleje:

- olej s výtažky z čertova drápu příjemně uvolňuje zádové svaly
- olej s výtažkem z rozmarýnu a jalovce prokrvuje veškeré svalstvo
- olej s výtažkem z arniky regeneruje celé tělo



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Kneipp Sada olejů do koupele	6 × 20 ml	895 606 1	1 bal.	6 bal.
	3 × 20 ml	895 606 0	1 bal.	8 bal.
Kneipp Sada masážních olejů	3 × 20 ml	895 606 2	1 bal.	8 bal.
Kneipp Sada bylinných olejů do koupele	3 × 20 ml	390 034 0	1 bal.	8 bal.

# Kosmetika a péče o tělo Kneipp

## Dárková balení

### Kneipp sada Radost ze života

Sada Radost ze života je určena pro povzbuzení, navození příjemné nálady a uvolnění. Sada obsahuje:

- sprchový balzám – jemně čistí a vyživuje s kombinací vysoce kvalitních olejů
- tělové mléko – má zklidňující účinek, obsahuje čistý olej z vavřínu kubébového

### Kneipp Sada pro muže

Sada pro muže je doplněna o přírodní vyživující oleje pečující o pokožku a vlasy. Sada obsahuje:

- sprchový gel Pánská záležitost 2.0 – obsahuje výtažky z červeného pomeranče a černého pepře
- sprchový gel Ranní budíček – obsahuje výtažky z citronové trávy a guarany

### Kneipp sada Mandlové květy

Sada Mandlové květy je díky vysokému obsahu mandlového oleje určena pro suchou a citlivou pokožku. Sada obsahuje:

- sprchový gel – jemně čistí, příjemně voní a zároveň vyživuje pokožku
- tělové mléko – díky obsahu mandlového oleje a bambuckého másla účinně hydratuje a vyživuje i suchou, citlivou a na páči náročnou pokožku

### Kneipp sada Goodbye Stress

Dárková sada sprchového gelu a tělového mléka Goodbye Stress prokazatelně přeměňuje stres v pozitivní energii. Sada obsahuje:

- sprchový gel – svou vůní po mátě a rozmarýnu zklidňuje mysl, zbavuje nahromaděného napětí a zjemňuje pokožku
- tělové mléko – díky složení z mandlového a kokosového oleje, bambuckého másla, panthenolu, vitamínu E udělá i se suchou kůží zázraky.

### Kneipp Sada sprchových gelů

Sada sprchových gelů nyní v cestovním balení. Vyberte si vůni dle Vaší momentální nálady. Sada obsahuje:

- sprchový gel Dobrá nálada – s oleji z maracují a grapefruitu
- sprchový gel Radost ze života – se svěží citrusovou vůní
- sprchový gel Mandlové květy – s mandlovým olejem a bambuckým máslem



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Kneipp sada Radost ze života	2 x 200 ml	390 101 1	1 bal.	6 bal.
Kneipp Sada pro muže	2 x 200 ml	895 604 8	1 bal.	6 bal.
Kneipp sada Mandlové květy	2 x 200 ml	390 102 1	1 bal.	6 bal.
Kneipp sada Goodbye Stress	2 x 200 ml	390 033 0	1 bal.	6 bal.
Kneipp Sada sprchových gelů	3 x 75 ml	895 604 1	1 bal.	6 bal.

# Léčiva a doplňky stravy Kneipp

Doplňky stravy jsou koncentrované zdroje živin, bylin nebo jiných látek, jejichž účelem je doplňovat běžnou stravu. Léčiva a doplňky stravy značky Kneipp jsou vyrobené z bylinek. Pomáhají řešit zdravotní problémy spojené s hektickým životním stylem. Jsou velmi šetrné a účinné. Zárukou kvality je především 130 let zkušeností a výroba v Německu.

## Kneipp Kozlík

### Léčivo

Kneipp Kozlík zklidňuje nervovou soustavu a přispívá k uvolnění těla i mysli. Současně podporuje usínání a dosažení kvalitního a zdravého spánku. Přípravek je bez nežádoucích účinků. Nemusíte se tedy po probuzení obávat pocitu malátnosti. Kneipp Kozlík je registrovaný lék s garantovaným množstvím účinné látky a jeho účinnost je potvrzena klinickými studiemi.

## Kneipp Kozlík plus

### Doplňěk stravy

Kneipp Kozlík zklidňuje nervovou soustavu a přispívá k uvolnění těla i mysli. Účinek kozlíku lékařského je doplněn vitaminy skupiny B, které přispívají k dobrému fungování nervového systému. Přípravek je bez nežádoucích účinků. Nemusíte se tedy po probuzení obávat pocitu malátnosti.

## Kneipp Třezalka

### Doplňěk stravy

Třezalka tečkovaná je tradičně používanou bylinkou, která podporuje psychickou pohodu a utiňuje nervový systém. Po třezalce je dobré sáhnout v těžkých životních situacích, při velkém pracovním vypětí, při odvykání kouření nebo při redukčních dietách. Po konzultaci s lékařem ji lze využít rovněž jako alternativu antidepresiv.

## Kneipp Paměť a koncentrace

### Doplňěk stravy

Dobrá paměť, schopnost učení a duševní kondice jsou předpokladem pro zvládání stresových situací a vysokých nároků, které jsou na člověka denně kladeny. Kneipp Paměť a koncentrace obsahuje extrakt z kořene ženšenu, který má blahodárný vliv na fyzický stav organismu. Obsahuje také kombinaci vitaminů skupiny B a vitamin C.

## LÉČIVO



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Kneipp Kozlík	90 tablet	895 603 1	1 bal.	6 bal.
Kneipp Kozlík plus	40 dražé	895 600 3	1 bal.	6 bal.
Kneipp Třezalka	90 dražé	895 600 1	1 bal.	6 bal.
Kneipp Paměť a koncentrace	30 tobolek	895 600 2	1 bal.	6 bal.

# Léčiva a doplňky stravy Kneipp

## Kneipp 3 bylinky na odvodnění

### Doplňěk stravy

Doplňěk stravy Kneipp 3 bylinky na odvodnění je vhodný, pokud trpíte zadržováním vody v těle a v důsledku toho celulitidou, nadměrným pocením či otoky nohou a pocitem těžkých a unavených chodidel. Doplněk pomáhá z těla vyloučit škodlivé látky a odbourává nežádoucí následky zavodnění organismu.

## Kneipp Odvodnění šumivé tablety

### Doplňěk stravy

Kneipp Odvodnění šumivé tablety má vyvážené složení (hořčík, vápník, kofein a extrakt z listu kopřivy dvoudomé), které zabraňuje zadržování vody v těle a podporuje zrychlení metabolismu. Zefektivňuje tak účinek odvodňovací kúry. Šumivé tablety pomáhají doplnit důležité minerály, které tělo běžně ztrácí společně s vodou například při saunování, sportu, psychickém vypětí nebo odvodňovací kúře.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Kneipp 3 bylinky na odvodnění	60 tobolek	895 600 6	1 bal.	3 bal.
Kneipp Šumivé tablety na podporu odvodnění	20 tablet	895 606 5	1 bal.	8 bal.

# Dětská hygiena Bel baby

## Bel baby prsní vložky

Prsní vložky Bel baby jsou elegantním a pohodlným řešením, které zachycují vytékající mateřské mléko. S jemnými a vysoce savými vložkami s lepicím proužkem budete mít vždy pocit maximální čistoty a jistoty.

## Bel baby přebalovací podložky

Jsou ideálním pomocníkem nejen pro přebalování na cestách, ale také doma. Mají jemný povrch z netkaného textilu, který rychle odvádí vlhkost z dětského zadečku. Vnější fólie potištěná veselými motivy hrošíků spolehlivě chrání proti prosáknutí. Podložky jsou ve skladném balení s praktickým úchopem.

## Bel baby vlhké utěrky

Jsou napaštěny emulzí, která je vhodná pro citlivou dětskou pokožku. Emulze je navíc obohacena o obsah přírodních olejů (např. lněný a slunečnicový). Bel baby vlhké utěrky jsou bez parfemace a alkoholu.

## Bel baby dětské vatové tyčinky

Zaručují bezpečný způsob čištění dětského ouška. Kulička na konci tyčinky zabrání vniknutí tyčinky do zvukovodu. Díky obsahu aloe vera a provitaminu B5 poskytují Bel baby dětské vatové tyčinky šetrnou a ohleduplnou péči. Navíc je tyčinka vyrobená z papíru a je tak šetrnější k přírodě.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Bel baby prsní vložky		491 191	bal. à 30 ks	12 bal.
Bel baby přebalovací podložky	60 × 60 cm	161 960	bal. à 10 ks	4 bal.
Bel baby vlhké utěrky		916 292	bal. à 60 ks	16 bal.
Bel baby vatové tyčinky		187 278	bal. à 56 ks	12 bal.



# Samu

## Porodnické vložky

Porodnické vložky bez fólie a se savým jádrem vhodné i ke sterilizaci.

### Charakteristika

Porodnické vložky Samu zajišťují díky vysoce prodyšnému materiálu optimální přísun vzduchu k pokožce, a tím snižují riziko vzniku infekce. Použití těchto speciálních vložek po porodu je mnohem vhodnější, jelikož nemají neprodyšnou fólii ani lepicí pásku. Ideální použití s fixačními kalhotkami MoliCare Fixpants.



	varianta	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
	Samu Mini – vložky porodnické	716 221	bal. à 20 ks	30 bal.
	Samu Midi – vložky porodnické	716 212	bal. à 56 ks	4 bal.
	Vložky porodnické	455 221	bal. à 700 ks	1 karton

# Dámská hygiena Ria

## Dámské vložky

### Ria Classic

Dámské vložky Ria Classic s jemným povrchem z netkaného textilu poskytují maximální jistotu při nošení. Boční drážky spolehlivě odvádějí tekutinu do jádra vložky. Extra savé jádro zaručuje maximální pocit bezpečí.

### Ria Ultra

Ultratenké dámské vložky Ria Ultra zajistí každé ženě pohodlí, maximální jistotu a šetrnou péči. Díky unikátnímu savému jádru, které promění tekutinu v gel, zajistí dokonalou absorpci a tekutinu nikdy nepropustí.

Varianta Odour Neutraliser navíc disponuje schopností pohlcovat zápach, a zaručí tak maximální diskrétnost.



	varianta	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Ria Classic klasické vložky	Normal	710 510	bal. à 10 ks	36 bal.
	Normal Plus	710 521	bal. à 10 ks	36 bal.
	Normal Plus Deo	710 524	bal. à 10 ks	36 bal.
	Night	710 522	bal. à 9 ks	24 bal.
	Singles Normal	703 481	bal. à 10 ks	16 bal.
	Singles Normal Plus	703 478	bal. à 10 ks	16 bal.
Ria Ultra ultratenké vložky	Normal	713 112	bal. à 11 ks	24 bal.
	Normal Plus	713 110	bal. à 10 ks	24 bal.
	Normal Plus Waterlily	713 119	bal. à 10 ks	24 bal.
	Normal Plus Odour Neutraliser	713 101	bal. à 10 ks	24 bal.
	Super Plus	713 109	bal. à 9 ks	24 bal.
	Night	713 120	bal. à 8 ks	24 bal.
	Normal Duopack	713 421	bal. à 22 ks	12 bal.
	Normal Plus Duopack	713 422	bal. à 20 ks	12 bal.
	Normal Plus Waterlily Duopack	713 423	bal. à 20 ks	12 bal.
	Normal Plus Odour Neutraliser Duopack	713 430	bal. à 20 ks	12 bal.
	Super Plus Duopack	713 424	bal. à 18 ks	12 bal.
	Night Duopack	713 427	bal. à 16 ks	12 bal.

# Dámská hygiena Ria

## Slipové vložky, tampony

### Ria Slip

Klasické slipové vložky Ria Slip s jemným povrchem s obláčkovou ražbou pro každodenní spolehlivou a diskrétní ochranu prádla.

### Ria tampony

Tampony Ria jsou jistou a spolehlivou ochranou pro všechny dny menstruace. Úzká, zaoblená špička a hladký povrch umožňují snadné zavedení a odstranění tamponu. Prostřednictvím 7 drážek se tampon rovnoměrně rozšiřuje a optimálně přizpůsobuje tělu. Díky otevírání twist & open se navíc velmi rychle a snadno rozbaluje.

### Ria tampony Sport

Navrženy pro sport. Díky speciálním ochranným drážkám se dokonale přizpůsobí tělu a ochrání před protečením i při zvýšené zátěži.

### Ria tampony Organic

Tampony jsou vyrobeny ze 100% biobavlny pocházející z certifikovaného ekologického zemědělství. Díky tomu jsou šetrnější k tělu i k přírodě.



	varianta	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Ria Slip slipové vložky	Normal	722 634	bal. à 25 ks	21 bal.
	Normal	722 631	bal. à 50 ks	14 bal.
	Deo	722 635	bal. à 25 ks	21 bal.
	Deo	722 632	bal. à 50 ks	14 bal.
	Air	722 636	bal. à 25 ks	21 bal.
	Air	722 630	bal. à 50 ks	14 bal.
Ria tampony menstruační tampony	Mini Comfort	709 108	bal. à 8 ks	10/120 bal.
	Mini Comfort	709 116	bal. à 16 ks	30 bal.
	Normal Comfort	709 400	bal. à 16 ks	30 bal.
	Normal	709 208	bal. à 8 ks	10/140 bal.
	Normal	709 216	bal. à 16 ks	30 bal.
	Normal	709 014	bal. à 32 ks	12 bal.
	Super	709 308	bal. à 8 ks	10/120 bal.
	Super	709 316	bal. à 16 ks	30 bal.
	Super	709 015	bal. à 32 ks	12 bal.
Super Plus	709 016	bal. à 16 ks	14 bal.	
Ria tampony Sport menstruační tampony	Normal	709 135	bal. à 16 ks	30 bal.
	Super	709 233	bal. à 16 ks	30 bal.
Ria tampony Organic	Normal	709 500	bal. à 16 ks	20 bal.
	Super	709 600	bal. à 16 ks	20 bal.

# Vata a vatové výrobky Bel

## Bel premium vlhké odličovací ubrousky

Jemné ubrousky napuštěné odličovacím tonikem. Díky obsahu mikrovlákna čistí pleť důkladně do hloubky. Navíc obsahují pečující přísady aloe vera a provitamin B5. Ideální na cesty.

## Bel premium vlhké odličovací tampony

Vlhké odličovací tampony Bel Lotion Pads jsou vatové tampony napuštěné micelární vodou vhodnou k rychlému a snadnému čištění a odličení očí, pleti, obličjeje a dekoltu. Micelární voda odličí dokonce i voděodolný make-up. Výrobek je testován dermatologicky a na citlivost očí.

## Bel premium vlhké peelingové tampony

Řadu vlhkých odličovacích tamponů doplňují Bel Peeling Lotion Pads, vlhké odličovací tampony s jemnými peelingovými perličkami pro šetrný peeling.

## Bel premium vlhké odlakovací tampony

Bel vlhké odlakovací tampony jsou jemné vatové tampony napuštěné odlakovačem s vůní citrusů, bez acetonu. Odlakování nehtů je tak bez nepříjemného zápachu a díky obsahu vitamínu E též šetrné k pokožce.



	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Bel premium vlhké odličovací ubrousky	916 294	bal. à 25 ks	20 bal.
Bel premium vlhké odličovací tampony			
s aloe vera	918 987	bal. à 30 ks	6 bal.
s mořskými minerály	918 988	bal. à 30 ks	6 bal.
Bel premium vlhké peelingové tampony	918 990	bal. à 24 ks	6 bal.
Bel premium vlhké odlakovací tampony	918 984	bal. à 30 ks	36 bal.

# Vata a vatové výrobky Bel

## Bel cosmetic odličovací tampony

Odličovací tampony Bel cosmetic čistí pleť důkladně do hloubky díky obsahu mikrovlákna. Mají jemný a hladký povrch. Dobře absorbují odličovací přípravky a neuvolňují vlákna. Ideální pro každodenní odličení a čištění všech typů pleti.

## Bel premium odličovací tampony

Odličovací tampony Bel premium čistí pleť důkladně do hloubky díky obsahu mikrovlákna. Navíc obsahují pečující přísady aloe vera a pantenol, které zklidňují pokožku. Ideální pro každodenní odličení a čištění všech typů pleti.

## Bel nature odličovací tampony

Bel nature odličovací tampony jsou vyrobeny ze 100% bio bavlny, při jejich výrobě se nepoužívají žádné chemikálie. Díky tomu jsou vhodné i pro velmi citlivou pokožku.

## HARTMANN odličovací tampony

Odličovací tampony vyrobené ze 100% bavlny. Tampon s jednostrannou ražbou a obšitím. K dostání ve 3 barevných variantách.



## Bel cosmetic a Bel premium vatové tyčinky

Vatové tyčinky pro každodenní hygienu a ošetřování. Jemná struktura vaty s mikrovláknem umožňuje šetrnou péči, dlouhá vlákna bavlny pak zajistí pevné namotání dostatečného množství vaty na tyčinku. Plastovou tyčinku nahradila papírová, která je podstatně šetrnější k životnímu prostředí. Vatové tyčinky Bel premium navíc obsahují aloe vera a provitamin B5.

## Obvazová vata skládaná

K dostání ve třech variantách balení: 50 g, 100 g, 200 g.

## Bel nature vatové tyčinky

Mají vatové hlavičky ze 100% bio bavlny. Jednotlivé tyčinky jsou z papíru, který nezatěžuje životní prostředí. Jsou ideální pro denní použití.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Bel cosmetic odličovací tampony	kulaté	918 514	bal. à 70 ks	60 bal.
	kulaté	918 515	bal. à 35 ks	21 bal.
Bel premium odličovací tampony	kulaté	918 593	bal. à 75 ks	14 bal.
	oválné	918 594	bal. à 45 ks	12 bal.
Bel nature odličovací tampony	kulaté	918 481	bal. à 70 ks	20 bal.
HARTMANN odličovací tampony	kulaté	703 349	bal. à 80 ks	36 bal.
Bel cosmetic vatové tyčinky	v krabičce	187 622	bal. à 200 ks	30 bal.
	v sáčku	187 610	bal. à 160 ks	42 bal.
Bel premium vatové tyčinky	v sáčku	187 611	bal. à 200 ks	24 bal.
	v krabičce	187 325	bal. à 300 ks	24 bal.
Vata obvazová skládaná (55 % bavlny, 45 % viskózy)	50 g	110 232	1 bal.	96 bal.
	100 g	110 233	1 bal.	28 bal.
	200 g	110 235	1 bal.	30 bal.
Bel nature vatové tyčinky	v krabičce	187 521	bal. à 200 ks	24 bal.

Pravidelné sledování zdravotního stavu je důležitou součástí **odpovědné péče o zdraví**.

Řada produktů **domácí diagnostiky Veroval** umožňuje **monitoring zdravotního stavu** pohodlně **v domácím prostředí**, a zajišťuje tak účinnou alternativu prevence a **včasně indikace případného zdravotního problému** či závažného onemocnění. Více na [veroval.cz](https://veroval.cz).

Portfolio HARTMANN doplňují také kvalitní **stomické pomůcky Dansac**.



Ostatní





# Safix® plus

## Sádrový rychloobvaz

### Charakteristika

- Sádrový rychloobvaz s krémovitou konzistencí a pórovitou strukturou.
- Doba namáčení 4–5 sekund, teplota vody 20 °C.
- Modelace 2–3 minuty.
- Doba tuhnutí přibližně 5 minut, opatrná zátěž již po 30 minutách.
- Díky pórovité struktuře se obvaz rychle a rovnoměrně promočí.
- Teplejší voda zkracuje dobu modelování, při teplotě vyšší než 22 °C může dojít k popálení pokožky.
- Nános sádry zajišťuje pevnost a odolnost vůči zlomení – nízká spotřeba.
- Kvalitní nosný materiál – nedochází ke ztrátě sádry.

### Použití

- Pro střední až extrémně silnou stabilizaci.
- Jako cirkulární sádra, vhodná pro primární i dodatečnou stabilizaci.

### Složení

Kvalitní gáza a přírodní sádrovec.

### Typy produktu

Safix plus

Safix plus Longety – Slouží jako dlahy zajišťující větší pevnost připevněním shora na sádrový rychloobvaz.



	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Safix plus sádrové obvazy (zatavené v balení po dvou)	6 cm × 2 m	332 730	bal. à 2 ks	28 bal.
	8 cm × 3 m	332 740	bal. à 2 ks	15 bal.
	10 cm × 3 m	332 741	bal. à 2 ks	12 bal.
	12 cm × 3 m	332 742	bal. à 2 ks	10 bal.
	14 cm × 3 m	332 743	bal. à 2 ks	10 bal.
	15 cm × 3 m	332 744	bal. à 2 ks	8 bal.
	20 cm × 3 m	332 745	bal. à 2 ks	6 bal.
Safix plus Longety čtyři vrstvy, délka 20 m	10 cm × 20 m	332 790	bal. à 1 ks	1 ks
	12 cm × 20 m	332 791	bal. à 1 ks	1 ks
	15 cm × 20 m	332 792	bal. à 1 ks	1 ks
	20 cm × 20 m	332 793	bal. à 1 ks	1 ks

# Vyšetřovací rukavice

## Nitrilové rukavice

Syntetické nitrilové rukavice. Texturované prsty. Certifikované jako zdravotnický prostředek podle ČSN EN 455 a ČSN EN 374. Certifikované pro kontakt s potravinami. Osobní ochranné prostředky PPE cat III.

### Peha-soft® nitrile guard

- Spolehlivá ochrana proti patogenům, chemikáliím i cytostatikům.
- Prodloužená manžeta pro nejvyšší ochranu.



### Peha-soft® nitrile

- Spolehlivá ochrana proti patogenům, chemikáliím i cytostatikům.
- Vysoká pružnost.
- Nesterilní a sterilní verze.



### Peha-soft® nitrile fino

- Univerzální použití s vysokou mírou ochrany.
- Speciální zpracování pro vysokou citlivost.



### Peha-soft® nitrile white

- Univerzální použití.
- Speciální zpracování pro vysokou citlivost.
- Bílá barva.



nitrilové vyšetřovací rukavice	velikost	číslo výroby	fakturační jednotka	přepravní jednotka
<b>Peha-soft nitrile guard</b> prodloužené nesterilní bezlatexové rukavice bez pudru, světle modré	XS	942 200	bal. à 100 ks	10 bal.
	S	942 201	bal. à 100 ks	10 bal.
	M	942 202	bal. à 100 ks	10 bal.
	L	942 203	bal. à 100 ks	10 bal.
	XL	942 204	bal. à 100 ks	10 bal.
<b>Peha-soft nitrile</b> nesterilní bezlatexové rukavice bez pudru, modré	XS	942 189	bal. à 100 ks	10 bal.
	S	942 190	bal. à 100 ks	10 bal.
	M	942 191	bal. à 100 ks	10 bal.
	L	942 192	bal. à 100 ks	10 bal.
<b>Peha-soft nitrile sterile</b> sterilní bezlatexové rukavice bez pudru, modré	XL	942 193	bal. à 90 ks	10 bal.
	S	942 211	bal. à 50 párů	4 bal.
	M	942 212	bal. à 50 párů	4 bal.
<b>Peha-soft nitrile fino</b> nesterilní bezlatexové rukavice bez pudru, tmavě modré	L	942 213	bal. à 50 párů	4 bal.
	XS	942 195	bal. à 150 ks	10 bal.
	S	942 196	bal. à 150 ks	10 bal.
	M	942 197	bal. à 150 ks	10 bal.
<b>Peha-soft nitrile white</b> nesterilní bezlatexové rukavice bez pudru, bílé	L	942 198	bal. à 150 ks	10 bal.
	XL	942 199	bal. à 150 ks	10 bal.
	XS	942 205	bal. à 200 ks	10 bal.
	S	942 206	bal. à 200 ks	10 bal.
	M	942 207	bal. à 200 ks	10 bal.
	L	942 208	bal. à 200 ks	10 bal.
	XL	942 209	bal. à 180 ks	10 bal.
	S	942 216	bal. à 100 ks	10 bal.
	M	942 217	bal. à 100 ks	10 bal.
	L	942 218	bal. à 100 ks	10 bal.

# Vyšetřovací rukavice

## Peha-soft® powderfree

- Latexové rukavice bez pudru.
- Kvalitní rukavice pro univerzální použití, příjemné na nošení.
- Nedráždí pokožku.
- Mechanická pevnost materiálu.
- Zdrsněné s texturou na prstech.
- Světle žlutá barva.



## Peha-soft® syntex, powderfree

- Základní syntetické bezlatexové rukavice z pružného vinylu bez pudru.
- Komfort při nošení.
- Vysoká pevnost a pružnost.
- Hladký povrch.
- Latexová barva.



## Peha-soft® vinyl, powderfree

- Bezlatexové vinylové rukavice bez pudru.
- Průhledné.
- Doporučené pro základní krátké výkony.



vyšetřovací rukavice	velikost	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Peha-soft powderfree nesterilní latexové bez pudru	XS	942 159	bal. à 100 ks	10 bal.
	S	942 160	bal. à 100 ks	10 bal.
	M	942 161	bal. à 100 ks	10 bal.
	L	942 162	bal. à 100 ks	10 bal.
	XL	942 163	bal. à 100 ks	10 bal.
Peha-soft syntex, powderfree nesterilní bezlatexové bez pudru	XS	942 164	bal. à 100 ks	10 bal.
	S	942 165	bal. à 100 ks	10 bal.
	M	942 166	bal. à 100 ks	10 bal.
	L	942 167	bal. à 100 ks	10 bal.
	XL	942 168	bal. à 100 ks	10 bal.
Peha-soft vinyl nesterilní bezlatexové bez pudru	XS	942 169	bal. à 100 ks	10 bal.
	S	942 170	bal. à 100 ks	10 bal.
	M	942 171	bal. à 100 ks	10 bal.
	L	942 172	bal. à 100 ks	10 bal.
	XL	942 173	bal. à 100 ks	10 bal.

# Jednorázové návleky, jednorázový plášť

## Valachauss S

Jednorázové návleky na boty z bílé netkané textilie (např. pro návštěvy v nemocnici).

## Foliodress S

Jednorázový nesterilní plášť z modré netkané textilie (např. pro návštěvy v nemocnici).



jednorázové návleky, jednorázový plášť	barva	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Valachauss S	bílá	604 743	bal. à 250 párů	1 bal.
Foliodress S	modrá	604 705	bal. 5x 10 ks	1 bal.

# Domáci diagnostika

# Tlakoměry Veroval®

## Domácí diagnostika

### Veroval® tlakoměr s EKG

Kombinovaný přístroj 2-v-1: pro kontrolu srdečního rytmu a měření krevního tlaku

- Mobilní kontrola srdečního rytmu (EKG), krevního tlaku a tepové frekvence.
- Automatické vyhodnocení srdečního rytmu pomocí přehledných ikon.
- Software Veroval® medi.connect graficky zobrazuje výsledky měření vč. záznamu EKG.
- Snadné použití kdykoliv a kdekoliv – záznam srdečního rytmu během 30 sekund.
- Univerzální manžeta Secure fit s ergonomickým tvarem a vizuální kontrolou správného nasazení (pro obvod paže 22–42 cm).
- Technologie Comfort Air zajišťuje pohodlné a šetrné měření na paži.
- Kapacita paměti 2× 64 měření (režim pro 2 uživatele).
- Propojení s PC prostřednictvím USB Bluetooth®.
- Klinicky ověřená přesnost.
- Prodloužená záruka 5 let.



domácí diagnostika Veroval

číslo  
výrobku

fakturační  
jednotka

přepravní  
jednotka

Veroval tlakoměr s EKG

925 347

bal. à 1 ks

4 ks

# Tlakoměry Veroval®

## Domácí diagnostika

### Veroval® duo control

Digitální pažní tlakoměr pro přesné měření krevního tlaku i při poruchách srdečního rytmu

- Lékařská přesnost díky patentované technologii DUO SENSOR **(kombinuje oscilometrickou a Korotkovovu – poslechovou metodu měření)**.
- Klinicky validovaný tlakoměr **vhodný i pro profesionální využití**.
- Vhodný pro osoby s nepravidelným srdečním rytmem.
- Velký podsvícený displej, zvuková signalizace, jednoduché ovládání.
- Zjistí a upozorní na případné poruchy srdečního rytmu.
- Technologie Comfort Air zajišťuje pohodlné a šetrné měření na paži.
- Speciální manžeta Secure fit s ergonomickým tvarem a vizuální kontrolou správného nasazení.
- Indikátor klidové polohy a správné teploty okolí pro ještě přesnější výsledky.
- Kapacita paměti 2x 100 měření (režim pro 2 uživatele + režim návštěvy).
- Součástí balení je USB kabel pro přenos dat do softwaru medi.connect.
- Klinicky ověřená přesnost.
- Prodloužená záruka 5 let.



domácí diagnostika Veroval	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Veroval duo control s manžetou M (22–32 cm)	925 504	bal. à 1 ks	4 ks
Veroval duo control s manžetou L (32–42 cm)	925 524	bal. à 1 ks	4 ks
Dárkové balení Veroval duo control Veroval duo control + 2 manžety vel. M, L + síťový adaptér	703 494	bal. à 1 ks	6 ks

příslušenství k tlakoměrům Veroval	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Veroval duo control adaptabilní manžeta M (22–32 cm)	925 531	bal. à 1 ks	4 ks
Veroval duo control adaptabilní manžeta L (32–42 cm)	925 532	bal. à 1 ks	4 ks
Síťový adaptér pro tlakoměry Veroval	925 391	bal. à 1 ks	60 ks

# Tlakoměry Veroval®

## Domácí diagnostika

### Veroval® pažní tlakoměr

**Pažní tlakoměr k přesnému a pohodlnému měření na paži**

- Plně automatické měření krevního tlaku a tepové frekvence.
- Zjistí a upozorní na případné poruchy srdečního rytmu.
- Velký přehledný displej a jednoduché ovládání.
- Univerzální manžeta Secure fit s ergonomickým tvarem a vizuální kontrolou správného nasazení (pro obvod paže 22–42 cm).
- Technologie Comfort Air zajišťuje pohodlné a šetrné měření na paži.
- Režim zobrazení průměrných hodnot, ranních či večerních, za posledních 7 dnů.
- Kapacita paměti 2x 100 měření (režim pro 2 uživatele).
- Součástí balení je USB kabel pro přenos dat do softwaru medi.connect.
- Klinicky ověřená přesnost.
- Prodloužená záruka 5 let.

### Veroval® zápěstní tlakoměr

**Zápěstní tlakoměr pro snadné a rychlé měření**

- Měření krevního tlaku a tepové frekvence s vysokou přesností.
- Zjistí a upozorní na případné poruchy srdečního rytmu.
- Jednoduché a rychlé použití, extra velký displej.
- Pohodlná manžeta pro obvod zápěstí 12,5–21 cm.
- Optická kontrola správné polohy paže pro přesně naměřené hodnoty.
- Režim zobrazení průměrných hodnot, ranních či večerních, za posledních 7 dnů.
- Kapacita paměti 2x 100 měření (režim pro 2 uživatele).
- Součástí balení je USB kabel pro přenos dat do softwaru medi.connect.
- Kapacita baterie až 1 000 měření.
- Klinicky ověřená přesnost.
- Prodloužená záruka 5 let.



domácí diagnostika Veroval	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Veroval pažní tlakoměr	925 304	bal. à 1 ks	4 ks
Veroval pažní tlakoměr s adaptérem	703 490	bal. à 1 ks	6 ks
Veroval zápěstní tlakoměr	925 324	bal. à 1 ks	4 ks
Síťový adaptér pro tlakoměry Veroval	925 391	bal. à 1 ks	60 ks
Univerzální manžeta pro pažní tlakoměr (22–42 cm)	925 535	bal. à 1 ks	10 ks



# Tlakoměry Veroval®

## Domácí diagnostika

### Veroval® compact

#### Digitální pažní tlakoměr k přesnému měření na paži

- Plnoautomatický pažní tlakoměr s vysokou přesností měření.
- Zjistí a upozorní na případné poruchy srdečního rytmu.
- Velká tlačítka a jednoduché ovládání.
- Univerzální manžeta pro obvod paže 22–42 cm.
- Režim zobrazení průměrných hodnot, ranních či večerních, za posledních 7 dnů.
- Kapacita paměti 2x 100 měření (režim pro 2 uživatele).
- Klinicky ověřená přesnost.
- Záruka 3 roky.



domácí diagnostika Veroval	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Veroval compact	925 423	bal. à 1 ks	6 ks

# Veroval®

## Domácí diagnostika

### Veroval® inteligentní osobní váha

Inteligentní osobní váha pro analýzu optimální hmotnosti a celkového tělesného stavu

- Měří tělesnou hmotnost, BMI\*, hmotnost kostí a podíl tělesného tuku, svalové tkáně a vody v těle.
- Komplexní analýza složení těla na principu biometrické impedance.
- Automatický výpočet potřeby kalorií – hodnoty bazálního metabolismu.
- Lze uložit až 30 údajů u každého uživatele (paměť pro 4 uživatele).
- Snímatelný displej lze připojit k počítači a naměřené hodnoty vyhodnocovat v PC díky softwaru Veroval® medi.connect.
- USB kabel pro propojení s PC součástí balení.
- Prodloužená záruka 5 let.

\* BMI = Body mass index, nebo také index tělesné hmotnosti



domácí diagnostika Veroval

číslo  
výrobku

fakurační  
jednotka

přepravní  
jednotka

Veroval inteligentní osobní váha

925 374

bal. à 1 ks

3 ks

# Teploměry Veroval®

## Infračervené teploměry

### Veroval® infračervený dotykový teploměr

- Možnost volby způsobu měření teploty – na čele a v uchu.
- Velmi rychlý výsledek – za 1 sekundu v uchu a za 3 sekundy na čele.
- Snadné ovládání jedním tlačítkem.
- Ukládá do paměti posledních 10 naměřených hodnot.
- Akustický a optický signál při zahájení i ukončení měření.
- Hygienický díky ochranným krytům (10 kusů v balení).
- Vysoká životnost baterií s kapacitou min. 1 000 měření.
- Záruka 3 roky.



infračervené teploměry	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Veroval infračervený dotykový teploměr	925 463	bal. à 1 ks	12 ks
Veroval sada ochranných krytů (2x 10 ks)	925 482	bal. à 20 ks	10 ks

# Teploměry Thermoval®

## Infračervené teploměry

### Thermoval® baby

Infračervený **bezdotykový** teploměr

- Bezdotykové měření teploty na čele ve 3 sekundách.
- Měří teplotu lidského těla, předmětů (např. kojenecké lahve) i okolí (např. dětského pokoje).
- Snadné ovládání jedním tlačítkem.
- Ukládá do paměti posledních 10 naměřených hodnot.
- Optický alarm při horečce, tichý provoz – bez zvukového znamení.
- Praktické pouzdro na uložení.
- Kapacita baterií až 1 000 měření.
- Záruka 3 roky.



infračervené teploměry	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Thermoval baby	925 093	bal. à 1 ks	16 bal.

# Teploměry Thermoval®

## Digitální teploměry

### Thermoval® kids flex

Digitální teploměr s pružnou špičkou a ergonomickým tvarem je vhodný pro měření teploty u nejmenších dětí. Má extra velký displej a poskytne výsledky měření během několika sekund. Kapacita baterií zajistí dlouhou životnost.

- Přesnější a šetrnější měření díky pružné špičce.
- Lepší přizpůsobivost při měření v ústech a podpaží.
- Rychlé měření teploty v desítkách sekund díky 10 s. high speed technology.
- Extra velký displej.
- Paměť pro uchování poslední naměřené hodnoty.
- Po 7 minutách se automaticky vypne.
- Baterie s životností 4 000 měření.
- Odolný proti pádu.
- Voděodolný.
- Záruka 3 roky.

### Thermoval® kids

Digitální teploměr s moderním designem a extra velkým displejem poskytne výsledky měření v několika sekundách. Kapacita baterií zajistí dlouhou životnost. Veselé obrázky udělají radost malým pacientům.

- Rychlé měření teploty v desítkách sekund díky 10 s. high speed technology.
- Extra velký displej.
- Paměť pro uchování poslední naměřené hodnoty.
- Po 7 minutách se sám automaticky vypne.
- Baterie s životností 4 000 měření.
- Odolný proti pádu.
- Voděodolný.
- Záruka 3 roky.



digitální teploměry	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Thermoval kids flex	925 053	bal. à 1 ks	12 bal.
Thermoval kids	925 043	bal. à 1 ks	12 bal.

# Teploměry Thermoval®

## Digitální teploměry

### Thermoval® rapid

Digitální teploměr s moderním designem a extra velkým displejem poskytnete výsledky měření v několika sekundách. Kapacita baterií zajistí dlouhou životnost. Teploměr je vítězem testu časopisu dTEST.

- Rychlé měření teploty v desítkách sekund díky 10 s. high speed technology.
- Extra velký displej.
- Paměť pro uchování poslední naměřené hodnoty.
- Po 7 minutách se sám automaticky vypne.
- Baterie s životností 4 000 měření.
- Odolný proti pádu.
- Voděodolný.
- Záruka 3 roky.

### Thermoval® standard

Cenově výhodný digitální teploměr s dlouhou výdrží baterie a akustickým signálem na začátku a na konci měření.

- Rychlost měření 60–90 sekund.
- Extra velký displej.
- Paměť pro uchování poslední naměřené hodnoty.
- Po 9 minutách se sám automaticky vypne.
- Baterie s životností 3 000 měření.
- Odolný proti pádu.
- Voděodolný.
- Záruka 2 roky.



digitální teploměry	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Thermoval rapid	925 033	bal. à 1 ks	12 bal.
Thermoval standard	925 023	bal. à 1 ks	12 bal.

# Veroval® DOMÁCÍ TEST

## Diagnostické testy pro domácí použití

Testy Veroval® jsou založeny na moderních diagnostických metodách a jsou určeny pro domácí použití. Fungují velmi jednoduše a rychle – výsledky jsou známy během několika minut. Spolehlivost testů byla ověřena v řadě hodnotících studií a garantuje spolehlivost mezi 95 a 98 % (podle typu testu).

### Veroval® – Pomohou Vám k léčení antibiotika?

#### Rychlý test ke zjištění bakteriální infekce v organismu

Princip testu: Zjištění zvýšené hladiny C-reaktivního proteinu v krvi, signalizujícího probíhající bakteriální zánět v organismu.

- Zjištění bakteriálního či virového původu onemocnění.
- Zjištění potenciální potřeby antibiotik k léčení sezónních onemocnění.
- Vhodné i pro děti.



domácí testy	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
CRP test	924 147	bal. à 1 ks	112 ks

# Veroval® DOMÁCÍ TEST

## Diagnostické testy pro domácí použití

### Veroval® – Zánět močových cest

#### Rychlý test ke zjištění bílých krvinek, nitritů a bílkovin

Princip testu: Zjištění leukocytů, nitritů a bílkovin v moči.

- Zjištění přítomnosti látek v moči signalizujících onemocnění močových cest, močového měchýře nebo ledvin.
- Vhodné i pro děti.

### Veroval® – Nedostatek železa

#### Rychlý test ke zjištění nízké hladiny železa

Princip testu: Imunologické zjištění proteinu ferritinu v krvi, ve kterém se železo ukládá v buňkách.

- Zjištění koncentrace železa v krvi během 10 minut. Železo jako součást červeného krevního barviva, hemoglobinu, hraje důležitou roli v zásobování organismu kyslíkem a v energetickém metabolismu.
- Vhodné i pro děti.



1 min.



Přesnost  
> 97 %



TEST  
Z MOČI



10 min.



Přesnost  
> 95 %



TEST Z KRVĚ  
Z PRSTU



domácí testy	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Zánět močových cest	924 127	bal. à 2 ks	112 ks
Nedostatek železa	924 107	bal. à 1 ks	112 ks



# Veroval® DOMÁCÍ TEST

## Diagnostické testy pro domácí použití

### Veroval® – Nesnášenlivost lepku

#### Rychlý test ke zjištění celiakie

Princip testu: Zjištění protilátek proti transglutamináze (IgA protilátek), které jsou známkou nesnášenlivosti lepku.

- Zjištění celiakie během 10 minut.
- Vhodné i pro děti.



10 min.



Přesnost  
98 %



TEST Z KRVE  
Z PRSTU

### Veroval® – Prevence žaludečních onemocnění

#### Rychlý test ke zjištění bakterie Helicobacter pylori

Princip testu: Imunologické zjištění protilátek IgG proti bakterii Helicobacter pylori v krvi.

- Zjištění výskytu specifické bakterie v krvi během 10 minut, která může být spojována s nemocemi, jako je gastritida, žaludeční vřed nebo např. rakovina žaludku.



10 min.



Přesnost  
> 96 %



TEST Z KRVE  
Z PRSTU



domácí testy	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Nesnášenlivost lepku	924 207	bal. à 1 ks	112 ks
Prevence žaludečních onemocnění	924 007	bal. à 1 ks	112 ks

# Veroval® DOMÁCÍ TEST

## Diagnostické testy pro domácí použití

### Veroval® – Mužská plodnost

#### Rychlý test ke zjištění koncentrace spermií ve spermatu

Princip testu: Zjištění, zda je počet spermií v normálním množstevním rozsahu.

- Zjištění koncentrace spermií během 7 minut.
- Test je určen pro muže



7 min.



Přesnost  
> 95 %



TEST  
ZE SPERMATU

### Veroval® – Chlamydie

#### Rychlý test k prokázání infekce chlamydiemi

Princip testu: Zjištění bakterie Chlamydia trachomatis (mezní hodnota: přibližně 2,5 µg EB/ml) po stěru z vaginální sliznice.

- Zjištění přítomnosti bakterie Chlamydia trachomatis během 15 minut. Neléčená infekce má často za následek neplodnost a zvyšuje riziko mimoděložního těhotenství a předčasných porodů.
- Test je určen pro ženy.



15 min.



Přesnost  
> 97 %



STĚR  
Z VAGINY



domácí testy	číslo výrobku	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Mužská plodnost	924 367	bal. à 1 ks	56 ks
Chlamydie	924 407	bal. à 1 ks	112 ks

dansac   
*Dedicated to Stoma Care*

# Kolostomické pomůcky

## Jednodílný a dvoudílný systém

### Jednodílný systém

#### NovaLife 1 Closed

Vlastnosti a výhody:

- Profilovaná lepicí plocha z přírodního GX-hydrokoloidu.
- Nízce strážená oválná lepicí plocha s otvorem v její horní části.
- Snížená horní část sáčku.
- Povrch sáčku z vodoodpudivého materiálu.
- Vysoce efektivní filtr NovaLife, který není nutné přelepovat během koupání.
- Oranžové nelepivé ouško ke snadnému odstranění pomůcky z těla.

#### NovaLife 1 Closed

Sáčky s plochou lepicí plochou.

#### NovaLife 1 Closed EasiView™

Sáčky s plochou lepicí plochou a **EasiView™ nahlížecím okénkem**, díky kterému se pomůcka lépe nasazuje a je možné stomii kontrolovat.

#### NovaLife 1 Closed Soft Convex

Sáčky s měkkou konvexní lepicí plochou, která zajišťuje jemný tlak na peristomální pokožku a zvýšené utěsnění v okolí stomie. Sáčky mají **EasiView™ nahlížecí okénko**, díky kterému se pomůcka lépe nasazuje a je možné stomii kontrolovat.

#### NovaLife 1 Closed Convex

Sáčky s pevnou konvexní vložkou lze použít na zanořené, retrahované a nesprávně vyšité stomie, na stomie v kožní řase či záhybu, na stomie pod úrovní kůže, u píštělí apod. Před použitím konvexních produktů se vždy poraďte s odborníkem.

#### Nova 1 Closed

Vlastnosti a výhody:

- Profilovaná lepicí plocha z přírodního GX-hydrokoloidu.
- Kosočtvercová lepicí plocha.
- Povrch sáčku z vodoodpudivého materiálu.
- Filtr Nova se 100% aktivním uhlíkem.

#### Nova 1 Closed

Sáčky s plochou lepicí plochou.

#### Nova 1 Closed Mini Cap

Nejmenší uzavřený sáček v sortimentu. Ideální pro irigující stomiky.

### Dvoudílný systém

#### NovaLife 2 Closed

Vlastnosti a výhody:

- Snížená horní část sáčku.
- Povrch sáčku z vodoodpudivého materiálu.
- Vysoce efektivní filtr NovaLife, který není nutné během koupání přelepovat.
- Sáčky jsou kompatibilní s podložkami NovaLife i Nova.
- Při potřebě většího tlaku na podložku může být sáček připevněn páskem.

#### Nova 2 Closed

Vlastnosti a výhody:

- Povrch sáčku z vodoodpudivého materiálu.
- Filtr Nova se 100% aktivním uhlíkem.
- Sáčky jsou kompatibilní s podložkami NovaLife i Nova.
- Při potřebě většího tlaku na podložku může být sáček připevněn páskem.



	barva sáčku	velikost otvoru/kroužku	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
NovaLife 1 Closed Mini	běžový	10–38/50 mm	895 770 8	5000901	30	10 bal.
NovaLife 1 Closed Midi	běžový	10–55/70 mm	895 770 0	5000900	30	10 bal.
	běžový	25–55/70 mm	895 770 2	5000898	30	10 bal.
	běžový	30–55/70 mm	895 770 3	5000897	30	10 bal.
	běžový	35–55/70 mm	895 770 4	5000896	30	10 bal.
	běžový	40–55/70 mm	895 770 5	5000895	30	10 bal.
	běžový	45–55/70 mm	895 770 6	5000894	30	10 bal.
	běžový	50–55/70 mm	895 770 7	5000893	30	10 bal.
NovaLife 1 Closed Maxi	běžový	10–70/90 mm	895 770 9	5009654	30	10 bal.
	průhledný	10–70/90 mm	895 771 0	5009655	30	10 bal.
NovaLife 1 Closed EasiView™ Midi	s nahlížecím okénkem	10–55/70 mm	895 213 5	5000935	30	10 bal.
NovaLife 1 Closed EasiView™ Maxi	s nahlížecím okénkem	10–70/90 mm	895 213 6	5009738	30	10 bal.
NovaLife 1 Closed Soft Convex Midi	s nahlížecím okénkem	15–34 mm	895 144 3	5000939	10	10 bal.
NovaLife 1 Closed Soft Convex Maxi	s nahlížecím okénkem	15–54 mm	895 144 4	5000938	10	10 bal.
NovaLife 1 Closed Convex Midi	běžový	30–37 mm	895 897 1	5000910	10	10 bal.
	běžový	10–46 mm	895 897 2	5000909	10	10 bal.
	průhledný	10–46 mm	895 897 4	5000908	10	10 bal.

	barva sáčku	velikost otvoru/kroužku	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
<b>Nova 1 Closed</b>	běžový	20–60 mm	895 713 3	5009687	30	10 bal.
	běžový	25 mm	895 713 4	5009689	30	10 bal.
	běžový	30 mm	895 713 5	5009690	30	10 bal.
	běžový	35 mm	895 713 6	5009691	30	10 bal.
	běžový	40 mm	895 713 7	5009693	30	10 bal.
	běžový	45 mm	895 713 8	5009694	30	10 bal.
	běžový	50 mm	895 713 9	5009695	30	10 bal.
	průhledný	20–60 mm	895 714 0	5009697	30	10 bal.
<b>Nova 1 Closed Mini Cap</b>	běžový	20–50 mm	895 036 0	5009737	30	10 bal.
<b>NovaLife 2 Closed Midi</b>	běžový	43 mm	895 771 1	5009656	30	10 bal.
	běžový	55 mm	895 771 3	5009657	30	10 bal.
	běžový	70 mm	895 771 5	5009658	30	10 bal.
<b>NovaLife 2 Closed Maxi</b>	běžový	43 mm	895 034 0	5000945	30	10 bal.
	běžový	55 mm	895 034 1	5000944	30	10 bal.
	běžový	70 mm	895 034 2	5000943	30	10 bal.
<b>Nova 2 Closed</b>	běžový	43 mm	895 701 0	5009702	30	10 bal.
	běžový	55 mm	895 701 1	5009704	30	10 bal.
	běžový	70 mm	895 701 2	5009705	30	10 bal.

# Ileostomické pomůcky

## Jednodílný a dvoudílný systém

### Jednodílný systém

#### NovaLife 1 Open

Vlastnosti a výhody:

- Profilovaná lepicí plocha z přírodního GX-hydrokoloidu.
- Nízce střížená oválná lepicí plocha s otvorem v její horní části.
- Snížená horní část sáčku.
- Povrch sáčku z vodoodpudivého materiálu.
- Vysoce efektivní filtr NovaLife, který není nutné během koupání přepelovat.
- Oranžové nelepivé ouško ke snadnému odstranění pomůcky z těla.
- Výpustná část na suchý zip – jednoduché ovládání, čištění a uzavírání.
- Skrytá výpustná část – sáček je diskretnější pod oblečením.

#### NovaLife 1 Open

Sáčky s plochou lepicí plochou.

#### NovaLife 1 Open EasiView™

Sáčky s plochou lepicí plochou a **EasiView™ nahlížecím okénkem**, díky kterému se pomůcka lépe nasazuje a je možné stomii kontrolovat.

#### NovaLife 1 Open Soft Convex

Sáčky s měkkou konvexní lepicí plochou, která zajišťuje jemný tlak na peristomální pokožku a zvýšené utěsnění v okolí stomie. Sáčky mají **EasiView™ nahlížecí okénko**, díky kterému se pomůcka lépe nasazuje a je možné stomii kontrolovat.

#### NovaLife 1 Open Convex

Sáčky s pevnou konvexní vložkou lze použít na zanořené, retrahované a nesprávně vyšité stomie, na stomie v kožní řase či záhybu, na stomie pod úrovní kůže, u pištělí apod. Před použitím konvexních produktů se vždy poraďte s odborníkem.

#### Nova 1

Vlastnosti a výhody:

- Profilovaná lepicí plocha z přírodního GX-hydrokoloidu.
- Kosočtvercová lepicí plocha.
- Povrch sáčku z vodoodpudivého materiálu.
- Filtr Nova se 100% aktivním uhlíkem (kromě dětského sáčku Infant), který není nutné přepelovat během koupání.
- Výpustná část na suchý zip – jednoduché ovládání, čištění a uzavírání.

#### Nova 1 Fold Up

Sáček speciálně konstruovaný pro ileostomiky. Má dvě komory pro extra ochranu filtru, které efektivně fungují i v noci.

#### Nova 1 Fold Up X3

Sáček obsahuje navíc od Nova 1 Fold Up měkkou konvexní lepicí plochu, která zajišťuje tlak v okolí stomie a omezuje podtékání.

#### Nova 1 High Output

Sáček s měkkým výpustným ventilem pro snadné vypouštění nebo k propojení s odvodným sáčkem.

#### Nova 1 Infant

Dětský sáček, který bezpečně, avšak jemně, přilne k jemné pokožce těla. Nemá filtr a uzavírá se pomocí svorek, které jsou součástí balení.

## Dvoudílný systém

### NovaLife 2 Open

Vlastnosti a výhody:

- Snížená horní část sáčku.
- Povrch sáčku z vodoodpudivého materiálu.
- Vysoce efektivní filtr NovaLife, který není nutné během koupání přelepovat.
- Sáčky jsou kompatibilní s podložkami NovaLife i Nova.
- Při potřebě většího tlaku na podložku může být sáček připevněn páskem.
- Výpustná část na suchý zip – jednoduché ovládání, čištění a uzavírání.
- Skrytá výpustná část – sáček je diskrétnější pod oblečením.

### Nova 2

Vlastnosti a výhody:

- Povrch sáčku z vodoodpudivého materiálu.
- Filtr Nova se 100% aktivním uhlíkem, který není nutné během koupání přelepovat.
- Sáčky jsou kompatibilní s podložkami NovaLife i Nova.
- Při potřebě většího tlaku na podložku může být sáček připevněn páskem.
- Výpustná část na suchý zip – jednoduché ovládání, čištění a uzavírání.

### Nova 2 Fold Up

Sáček speciálně konstruovaný pro ileostomiky. Má dvě komory pro extra ochranu filtru, které efektivně fungují i v noci.

### Nova 2 High Output

Sáček s měkkým výpustným ventilem pro snadné vypouštění nebo k propojení s odvodným sáčkem.





	barva sáčku	velikost otvoru/ kroužku	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
NovaLife 1 Open Mini	běžový	10–38/50 mm	895 842 9	5000925	30	10 bal.
	průhledný	10–38/50 mm	895 843 0	5000925	30	10 bal.
NovaLife 1 Open Midi	běžový	10–55/70 mm	895 842 2	5000924	30	10 bal.
	běžový	25–55/70 mm	895 842 3	5000923	30	10 bal.
	běžový	30–55/70 mm	895 859 5	5000922	30	10 bal.
	běžový	35–55/70 mm	895 859 4	5000921	30	10 bal.
	běžový	40–55/70 mm	895 842 6	5000920	30	10 bal.
	běžový	45–55/70 mm	895 842 7	5000919	30	10 bal.
	průhledný	10–55/70 mm	895 842 8	5000918	30	10 bal.
NovaLife 1 Open Maxi	běžový	10–70/90 mm	895 842 0	5009646	10	10 bal.
	průhledný	10–70/90 mm	895 857 5	5009646	10	10 bal.
NovaLife 1 Open EasiView™ Midi	s nahlížecím okénkem	10–55/70 mm	895 213 7	5000933	30	10 bal.
NovaLife 1 Open EasiView™ Maxi	s nahlížecím okénkem	10–70/90 mm	895 213 8	5000932	10	10 bal.
NovaLife 1 Open Soft Convex Midi	s nahlížecím okénkem	15–34 mm	895 144 5	5000937	10	10 bal.
NovaLife 1 Open Soft Convex Maxi	s nahlížecím okénkem	15–54 mm	895 144 6	5000936	10	10 bal.
NovaLife 1 Open Convex Midi	běžový	10–46 mm	895 897 7	5000907	10	10 bal.
NovaLife 1 Open Convex Maxi	běžový	50–59 mm	895 898 0	5000906	10	10 bal.
Nova 1 Fold Up	běžový	15–60 mm	895 715 3	5000982	30	10 bal.
	běžový	20–60 mm	895 715 4	5000981	30	10 bal.
	běžový	25–60 mm	895 715 5	5000980	30	10 bal.
	běžový	30–60 mm	895 715 6	5000979	30	10 bal.
	běžový	35–60 mm	895 715 7	5000978	30	10 bal.
	běžový	40–60 mm	895 715 8	5000977	30	10 bal.
	běžový	45–60 mm	895 715 9	5000976	30	10 bal.
	průhledný	15–60 mm	895 716 0	5000975	30	10 bal.

	barva sáčku	velikost otvoru/ kroužku	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Nova 1 Fold Up Maxi	běžový	15–90 mm	895 714 6	5009729	10	10 bal.
	průhledný	15–90 mm	895 714 7	5009730	10	10 bal.
Nova 1 Fold Up X3	běžový	15–46 mm	895 716 1	5000968	10	10 bal.
	průhledný	15–46 mm	895 716 2	5000967	10	10 bal.
Nova 1 High Output	běžový	20–60 mm	895 034 3	5000942	10	10 bal.
	průhledný	20–60 mm	895 034 4	5000941	10	10 bal.
Nova 1 Infant	průhledný	0–40 mm	895 714 8	5009662	30	10 bal.
	průhledný	10–40 mm	895 714 9	5009663	30	10 bal.
NovaLife 2 Open Midi	běžový	43 mm	895 873 1	5009649	10	10 bal.
	běžový	55 mm	895 873 2	5009653	10	10 bal.
NovaLife 2 Open Maxi	běžový	55 mm	895 873 6	5000913	10	10 bal.
	běžový	70 mm	895 873 7	5000912	10	10 bal.
	průhledný	70 mm	895 873 9	5000911	10	10 bal.
Nova 2 Fold Up	běžový	43 mm	895 702 4	5009698	10	10 bal.
	běžový	55 mm	895 702 5	5009699	10	10 bal.
	běžový	70 mm	895 702 6	5009701	10	10 bal.
Nova 2 Fold Up Maxi	běžový	55 mm	895 703 5	5000952	10	10 bal.
	běžový	70 mm	895 703 6	5000951	10	10 bal.
	průhledný	55 mm	895 703 7	5000950	10	10 bal.
	průhledný	70 mm	895 703 8	5000949	10	10 bal.
Nova 2 High Output	průhledný	55 mm	895 701 9	5009732	10	10 bal.
	průhledný	70 mm	895 702 0	5009734	10	10 bal.

# Urostomické pomůcky

## Jednodílný a dvoudílný systém

### Jednodílný systém

#### Nova 1 Urostomy X3

Vlastnosti a výhody:

- Lepicí plocha z přírodního GX-hydrokoloidu.
- Mírně konvexní sáček (vrstva hydrokoloidu kolem stomie je ztrojnásobená).
- Kosočtvercová lepicí plocha.
- Povrch sáčku z vodoodpudivého materiálu.
- Nevratný systém chlopní, který znemožňuje zpětný tok moči, čímž redukuje riziko infekce.
- Film uvnitř sáčku minimalizuje slepování stěn sáčku a šustění.
- Jednoduchý vyprazdňovací ventil s viditelným označením pro vizuální bezpečnost.
- Lze připojit k nočnímu odvodnému sáčku Dansac.



### Dvoudílný systém

#### Nova 2 Urostomy

Vlastnosti a výhody:

- Povrch sáčku z vodoodpudivého materiálu.
- Nevratný systém chlopní, který znemožňuje zpětný tok moči, čímž redukuje riziko infekce.
- Film uvnitř sáčku minimalizuje slepování stěn sáčku a šustění.
- Jednoduchý vyprazdňovací ventil s viditelným označením pro vizuální bezpečnost.
- Lze připojit k nočnímu odvodnému sáčku Dansac.
- Sáčky jsou kompatibilní s podložkami NovaLife i Nova.
- Při potřebě většího tlaku na podložku může být sáček připevněn páskem.

#### Noční odvodný sáček

- Lze jednoduše napojit na urostomický sáček jednodílného nebo dvoudílného systému.
- Spojení sáčků je bezpečné a je doprovázeno slyšitelným zacvaknutím.
- Hadička (120 cm) je zajištěna proti přehýbání, které by způsobilo přerušení toku kapaliny.
- Obsah sáčku je 2 000 ml.

	barva sáčku	velikost otvoru/kroužku	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Nova 1 Urostomy X3	běžový	12–46 mm	895 716 3	5009706	10	10 bal.
	průhledný	12–46 mm	895 716 4	5009715	10	10 bal.
Nova 2 Urostomy	běžový	43 mm	895 703 1	5009721	10	10 bal.
	běžový	55 mm	895 703 2	5009724	10	10 bal.
	průhledný	43 mm	895 703 3	5009726	10	10 bal.
	průhledný	55 mm	895 703 4	5009727	10	10 bal.
Sáček noční odvodný	průhledný	–	895 708 7	5009735	10	6 bal.

# Podložky

## Dvoudílný systém

### NovaLife 2

Vlastnosti a výhody:

- Kompatibilní se všemi dvoudílnými sáčky z řad NovaLife a Nova.
- Správné připevnění sáčku na podložku je doprovázeno slyšitelným cvaknutím.
- Profilovaná lepicí plocha z přírodního GX-hydrokoloidu.
- Oválná lepicí plocha.
- Oranžové nelepivé ouško ke snadnému odstranění pomůcky z těla.

### NovaLife 2

Podložka s plochou lepicí plochou.

### NovaLife 2 Convex

Podložka s pevnou konvexní vložkou, která zajišťuje tlak v okolí stomie a pomáhá povytáhnout stomii do sáčku. Konvexní produkty lze použít na zanořené, retrahované a nesprávně vyšité stomie, dále na stomie v kožní řase či záhybu, na stomie pod úrovní kůže, u píštělí apod. Před použitím konvexních produktů se vždy poraďte s odborníkem.

### Nova 2

Vlastnosti a výhody:

- Kompatibilní se všemi dvoudílnými sáčky z řad NovaLife a Nova.
- Správné připevnění sáčku na podložku je doprovázeno slyšitelným cvaknutím.
- Profilovaná lepicí plocha z přírodního GX-hydrokoloidu.
- Kosočtvercová lepicí plocha.

### Nova 2

Podložka s plochou lepicí plochou.

### Nova 2 X3

Podložka s mírně konvexní lepicí plochou (vrstva hydrokoloidu kolem stomie je ztrojnásobená), čímž zvyšuje ochranu pokožky a snižuje možné podtékání. Vhodné především pro ileostomiky a urostomiky.

### Nova 2 Convex

Podložka s pevnou konvexní vložkou, která zajišťuje tlak v okolí stomie a pomáhá povytáhnout stomii do sáčku. Konvexní produkty lze použít na zanořené, retrahované a nesprávně vyšité stomie, dále na stomie v kožní řase či záhybu, na stomie pod úrovní kůže, u píštělí apod. Před použitím konvexních produktů se vždy poraďte s odborníkem.



	velikost kroužku	velikost otvoru	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
NovaLife 2	43 mm	10–35 mm	895 771 7	5000876	5	20 bal.
	55 mm	10–47 mm	895 772 0	5000875	5	20 bal.
	55 mm	35–47 mm	895 772 1	5000890	5	20 bal.
	55 mm	40–47 mm	895 772 2	5000889	5	20 bal.
	70 mm	10–62 mm	895 772 3	5000888	5	20 bal.
	70 mm	45–62 mm	895 772 4	5000887	5	20 bal.
	70 mm	50–62 mm	895 772 5	5000886	5	20 bal.
NovaLife 2 Convex	43 mm	10–30 mm	895 900 0	5000905	5	20 bal.
	55 mm	10–42 mm	895 900 1	5000904	5	20 bal.
	70 mm	10–59 mm	895 251 3	5000931	5	20 bal.
	70 mm	40–59 mm	895 900 2	5000903	5	20 bal.
	70 mm	45–59 mm	895 900 3	5000902	5	20 bal.
Nova 2	43 mm	15–35 mm	895 700 6	5009665	5	20 bal.
	55 mm	15–47 mm	895 700 7	5009667	5	20 bal.
	70 mm	15–62 mm	895 700 8	5009668	5	20 bal.
Nova 2 X3	55 mm	15–42 mm	895 704 4	5000964	5	20 bal.
Nova 2 Convex	43 mm	15–30 mm	895 704 5	5000959	5	20 bal.
	43 mm	25 mm	895 704 6	5000958	5	20 bal.
	43 mm	30 mm	895 704 7	5000957	5	20 bal.
	55 mm	15–42 mm	895 704 8	5000956	5	20 bal.
	55 mm	35 mm	895 704 9	5000955	5	20 bal.

# Doplňkový sortiment

Doplňkový sortiment slouží k usnadnění péče o stomii a pomáhá chránit a ošetřovat okolí stomie.

## Dansac Tělová voda

Čistící voda na omytí a očištění peristomální pokožky. Stabilizuje a udržuje vlhkost pokožky. Reguluje její přirozenou odolnost proti vysušování a infekci. Složení: lněný olej, mýdlo, etanol a destilovaná voda.

## Dansac Tělové ubrousky

Ubrousky k omytí a očištění pokožky v okolí stomie. Jsou napuštěné Dansac Tělovou vodou.

## Dansac Krém

Pomáhá předéjit vysušování a podráždění pokožky v okolí stomie. Krém není mastný, a neovlivňuje tak přilnavost lepicí plochy pomůcky. Je bezbarvý a neperfumovaný, rychle se vstřebává a pokožku zvláčňuje a vyhlazuje. Krém lze aplikovat při každé výměně pomůcky. Složení: aloe, vitaminy A, D, E a parabeny (konzervant).

## Dansac Pohlcovač zápachu Nodor S

Je určen k potlačení zápachu při vyprazdňování nebo výměně sáčku. Prodlužuje životnost filtru, je čirý a neperfumovaný. Složení: hliníková a zinková sůl v destilované vodě.

## Dansac Pasta

Ideální výplň kožních nerovností a jizev v okolí stomií a píštělí. Pomáhá chránit pokožku, zvyšuje bezpečnost a prodlužuje životnost pomůcek. Složení: isopropylester PVM MA kopolymer, pektin, želatina, polyakrylamid, polysorbát, vonná sílice, alantoin a parabeny (konzervant), etanol.

## Dansac EasiSpray odstraňovač adheziv

Zajišťuje rychlé, bezbolestné a jednoduché odstranění stomické pomůcky. Sprej lze aplikovat ze všech úhlů, a umožňuje tak jednoduché a pohodlné používání.

## Dansac X-tra půlkroužky

Pro ty, co hledají extra ochranu kolem okraje své stomické pomůcky. Navrženy tak, aby jednoduše přilnuly k nerovným povrchům těla a jeho konturám a tím zajistily komfort a bezpečí.



## Dansac TRE kroužky

Kroužek Dansac TRE je navržen tak, aby zajistil vysokou absorpci a bezpečnou přilnavost. Obsahuje superabsorbenty pro zachování přirozené vlhkosti pokožky a jedinečný pH pufr pro ochranu zdravé peristomální pokožky. Díky excentrickému otvoru kroužek poskytuje maximální ochranu tam, kde je to nejvíce potřeba.

## Dansac GX-tra kroužky

Jsou určeny k minimalizaci rizika podtékání, pokud je pokožka v okolí stomie nerovná nebo zřasená. Kroužky se dají formovat tak, abyste pomůcky mohli přizpůsobit individuálním potřebám. Složení: CMC, polyisobutylen, pektin, želatina a bavlněná vlákna. Ochranný film je vyroben z polyetylenu a silikonu. Tloušťka kroužku je 2,5 mm.

## Dansac Pásek zajišťovací

Může se použít s dvoudílným systémem (přípevněním k ouškým sáčku) nebo s vybraným jednodílným systémem (přípevněním na speciální plastový kroužek). Pásek zajišťovací je dostupný v bílé barvě a v délce 100 cm. Složení: polyetylen.

## Dansac Irigační souprava

Je určena pro kolostomiky, kteří vyprazdňují střevo irigací. Obsahuje vše potřebné pro irigaci a je dodávána v praktické toaletní taštičce.

## Dansac Irigační odvodný sáček

Náhradní odvodné sáčky k Dansac Irigační soupravě s hydrokoloidní lepicí plochou a velikostí otvoru 35 mm. Sáčky jsou určeny na jedno použití.

	balení/velikost	číslo výrobku	SÚKL kód	fakturační jednotka	přepravní jednotka
Dansac Tělová voda	200 ml	895 712 5	5009680	1	50 ks
	50 ml	895 712 6	5009659	1	300 ks
Dansac Tělové ubrousky	min. 10 ks	895 712 7	5009660	1	800 ks
Dansac Krém	100 ml	895 700 2	5009673	1	160 ks
	50 ml	895 700 3	5009661	1	120 ks
Dansac Pohlcovač zápachu Nodor S	250 ml	895 700 1	5009674	1	45 ks
Dansac Pasta	50 g	895 713 2	5009678	1	54 ks
Dansac X-tra půlkroužky	30 ks	895 265 4	5009744	30	24 box
Dansac TRE kroužky	kroužek 18 mm	895 916 0	5011660	10	24 box
	kroužek 20 mm	895 914 0	5011662	30	10 box
	kroužek 30 mm	895 915 0	5011661	30	10 box
Dansac GX-tra kroužky	kroužek 20 mm	895 712 8	5009682	30	10 bal.
	kroužek 30 mm	895 712 9	5009684	30	8 bal.
	kroužek 40 mm	895 713 0	5009685	30	8 bal.
	kroužek 50 mm	895 713 1	5009686	30	8 bal.
Dansac Pásek zajišťovací	1 ks	895 700 4	5009664	1	50 ks
Dansac Irigační souprava	1 ks	895 716 5	5009671	1	10 ks
Dansac Irigační odvodný sáček	20 ks	895 214 0	5009739	20	10 ks
Dansac EasiSpray odstraňovač adheziv	50 ml	895 584 1	5009741	1	300 ks

**A**

Atrauman.....	23
Atrauman Ag .....	15
Atrauman Silicone.....	26

**B**

Bacillol 30 Foam.....	115
Bacillol 30 Tissues .....	115
Bacillol AF.....	115
Bacillol Tissues .....	115
Baktolan balm .....	112
Baktolan balm pure.....	112
Baktolan lotion .....	112
Baktolan lotion pure.....	112
Baktolan protect.....	112
Baktolan protect+ pure .....	112
Baktolin pure .....	112
Bel baby prsní vložky .....	160
Bel baby přebalovací podložky.....	160
Bel baby vatové tyčinky.....	160
Bel baby vlhké utěrky .....	160
Bel cosmetic odličovací tampony .....	165
Bel cosmetic vatové tyčinky .....	165
Bel nature odličovací tampony.....	165
Bel nature vatové tyčinky.....	165
Bel premium odličovací tampony .....	165
Bel premium vatové tyčinky.....	165
Bel premium vlhké odlakovací tampony.....	164
Bel premium vlhké odličovací tampony.....	164
Bel premium vlhké odličovací ubrousky .....	164
Bel premium vlhké peelingové tampony.....	164
Bodedex forte.....	114
BODE X-Wipes .....	116
BODE X-Wipes Safety Pack .....	116
Bomix plus.....	114

**C**

Cosmopor I.V.....	63
Cosmopor Steril .....	62
Cosmos Active Kineziologická tejpovací páska .....	75
Cosmos Active Opakovaně použitelný gelový polštářek .....	76
Cosmos Cívková jemná .....	71
Cosmos Cívková pevná .....	71
Cosmos Dětská.....	69
Cosmos Do vody .....	70
Cosmos Do vody na prsty mix.....	70
Cosmos Do vody pružky.....	70
Cosmos Hřejivá náplast s kapsaicinem Jemná.....	66
Cosmos Hřejivá náplast s kapsaicinem Klasická .....	66
Cosmos Jemná .....	70
Cosmos Klasická textilní .....	72
Cosmos Klasická voděodolná.....	72
Cosmos Klasická z netkané textilie .....	72
Cosmos Na drobná poranění .....	67
Cosmos Na kuří oka.....	68
Cosmos Na odřeniny .....	67
Cosmos Na popáleniny.....	67
Cosmos Na puchýře mix .....	68
Cosmos Na puchýře na patě .....	68
Cosmos Na puchýře na prstech.....	68
Cosmos Na puchýře XL .....	68
Cosmos Na sport.....	69
Cosmos Pevná .....	69
Cosmos Pružná.....	69
Cosmos Ultra jemná .....	70
Cosmos Voděodolná .....	70
Coverflex fast .....	44
Coverflex grip .....	45
Cutasept F .....	113
Cutasept G.....	113



<b>D</b>			
Dansac EasiSpray odstraňovač adheziv .....	198	Foliodrape Protect Plus .....	82
Dansac GX-tra kroužky .....	198	Foliodress Cap Comfort Apart .....	90
Dansac Irigační odvodný sáček .....	198	Foliodress Cap Comfort Astro .....	90
Dansac Irigační souprava .....	198	Foliodress Cap Comfort Astro Plus .....	90
Dansac Krém .....	198	Foliodress Cap Comfort Bandana .....	90
Dansac Pásek zajišťovací .....	198	Foliodress Cap Comfort Form .....	89
Dansac Pasta .....	198	Foliodress Cap Comfort Form Plus .....	89
Dansac Pohlcovač zápachu Nodor S .....	198	Foliodress Cap Comfort Universal .....	89
Dansac Tělová voda .....	198	Foliodress Cap Rondo .....	89
Dansac Tělové ubrousky .....	198	Foliodress Cap Rondo Plus .....	89
Dansac TRE kroužky .....	198	Foliodress gown Comfort Extra Reinforced .....	84
Dansac X-tra půlkroužky .....	198	Foliodress gown Comfort Peel & Go Basic .....	84
DermaPlast classic .....	74	Foliodress gown Comfort Peel & Go Extra Reinforced .....	84
DermaPlast soft .....	73	Foliodress gown Comfort Peel & Go Standard .....	84
DermaPlast soft injection .....	73	Foliodress gown Comfort Reinforced .....	84
DermaPlast soft spots .....	73	Foliodress gown Comfort Standard .....	84
Desomat 800 s displejem .....	121	Foliodress gown Comfort Urology Ultra Reinforced .....	84
Dezinfekční vana .....	121	Foliodress gown Protect Basic .....	85
Dismofix G .....	118	Foliodress gown Protect Reinforced .....	85
Dismozon plus .....	117	Foliodress gown Protect Standard .....	85
Držák na láhve .....	119	Foliodress hygienické ponožky .....	87
<b>E</b>		Foliodress jacket Comfort .....	87
Eurodržák pro Sterillium .....	119	Foliodress Mask Comfort Anti Fogging .....	91
Eurospender 1 plus .....	119	Foliodress Mask Comfort Anti Splash .....	91
Eurospender 1 plus červený .....	119	Foliodress Mask Comfort Perfect .....	91
Eurospender 1 plus Touchless .....	119	Foliodress Mask Comfort Senso .....	91
Eurospender 3 .....	119	Foliodress Mask Comfort Special .....	91
Eurospender 3 flex .....	119	Foliodress Mask Loop type II .....	91
Eurospender RX5 Touchless .....	119	Foliodress Mask Protect Perfect .....	92
Eurospender Safety plus .....	119	Foliodress Mask Protect Senso .....	92
Eycopad .....	32	Foliodress Mask Protect Special .....	92
<b>F</b>		Foliodress Medimask Eye Protect .....	93
Foliodrape .....	81	Foliodress nákrčník .....	87
Foliodrape Protect .....	83	Foliodress S .....	172
		Foliodress Suit .....	88

Foliadress Suit Comfort.....	87	<b>K</b>	
<b>G</b>		Kneipp 3 bylinky na odvodnění.....	159
Gáza hydrofilní skládaná .....	34	Kneipp Balzám na rty Aloe vera .....	151
Gáza obvazová.....	34	Kneipp Balzám na rty Černý bez .....	151
Grassolind neutral.....	24	Kneipp Balzám na rty Mandle .....	151
<b>H</b>		Kneipp Balzám na rty Vanilka.....	151
HARTMANN odličovací tampony.....	165	Kneipp Hřejivý balzám s arnikou.....	154
HydroClean.....	16	Kneipp Chladivý gel s arnikou .....	154
HydroClean Cavity.....	16	Kneipp Kozlík.....	158
Hydrocoll.....	20	Kneipp Kozlík plus.....	158
Hydrocoll concave .....	20	Kneipp Krém na ruce Goodbye stress .....	150, 152
Hydrocoll sacral .....	20	Kneipp Krém na ruce Pupalka + 5% urea.....	153
Hydrocoll thin .....	20	Kneipp Máslo pro péči o chodidla.....	155
Hydrofilm.....	64	Kneipp Mast na zrohovatělou kůži chodidel .....	155
Hydrofilm I.V.....	65	Kneipp Olej do koupele Goodbye Stress.....	152
Hydrofilm I.V. Control.....	65	Kneipp olej do koupele Hluboké uvolnění.....	147
Hydrofilm Plus.....	64	Kneipp olej do koupele Levandulové snění .....	147
Hydrosorb Gel.....	19	Kneipp olej do koupele Třešňový květ .....	147
HydroTac .....	21	Kneipp Paměť a koncentrace .....	158
HydroTac comfort.....	21	Kneipp Sada bylinných olejů do koupele .....	156
HydroTac Concave.....	21	Kneipp sada Goodbye Stress .....	157
HydroTac Sacral.....	21	Kneipp sada Mandlové květy.....	157
HydroTac Transparent .....	18	Kneipp Sada masážních olejů .....	156
HydroTac Transparent Comfort .....	18	Kneipp Sada olejů do koupele .....	156
<b>I</b>		Kneipp Sada pro muže.....	157
Idealast-haft Color latex free.....	50	Kneipp sada Radost ze života .....	157
Idealast-haft latex free.....	49	Kneipp Sada sprchových gelů .....	157
Idealflex .....	48	Kneipp Sprchová pěna Goodbye Stress .....	152
Idealflex Universal.....	48	Kneipp Sprchový balzám Pupalka.....	153
Ideal Neo.....	47	Kneipp sprchový gel Dobrá nálada .....	149
Idealtex .....	52	Kneipp Sprchový gel Goodbye stress .....	152
<b>J</b>		Kneipp sprchový gel Levandulové snění.....	149
Jednorázová pumpička na láhve (dlouhá) .....	121	Kneipp Sprchový gel Mandlové květy .....	149
Jednorázová pumpička na láhve (krátká) .....	121	Kneipp sprchový gel Osvěžení.....	149
		Kneipp sprchový gel Pánská záležitost .....	148

Kneipp sprchový gel Radost ze života .....	149	MediSet pro jednorázovou močovou katetrizaci .....	101
Kneipp sprchový gel Ranní budíček .....	148	MediSet pro malé chirurgické výkony .....	104
Kneipp sůl do koupele Dokonalý odpočinek .....	147	MediSet pro močovou katetrizaci Permanent.....	101
Kneipp Sůl do koupele Goodbye Stress.....	152	MediSet pro odstranění stehů .....	104
Kneipp sůl do koupele Levandulové snění .....	147	MediSet pro suchý převaz rány .....	104
Kneipp sůl do koupele Nachlazení.....	147	MediSet pro šití ran.....	104
Kneipp Sůl do koupele na chodidla.....	155	Mikrobac forte.....	117
Kneipp sůl do koupele Svaly a klouby.....	147	Mikrobac Tissues.....	115
Kneipp sůl do koupele Třešňový květ .....	147	Mikrobac Virucidal Tissues .....	115
Kneipp Šumivé tablety na podporu odvodnění.....	159	Miska 1 000 ml.....	106
Kneipp Tělové mléko Goodbye stress.....	152	Miska 60 ml.....	106
Kneipp Tělové mléko Pupalka + 10% urea.....	153	Miska 120 ml.....	106
Kneipp Tělový olej Pupalka.....	153	Miska 150 ml.....	106
Kneipp Třezalka.....	158	Miska 250 ml.....	106
Kohrsolin FF .....	117	Miska 500 ml.....	106
Korsolex basic.....	114	MoliCare Bed Mat 5 kapek .....	134
Korsolex PAA.....	114	MoliCare Bed Mat 7 kapek .....	134
Korsolex PAA test .....	114	MoliCare Bed Mat 8 kapek .....	134
Krém na ruce Hebké ve vteřině .....	150	MoliCare Elastic 6 kapek .....	130
Krém na ruce Třešňový květ.....	150	MoliCare Elastic 8 kapek .....	130
<b>M</b>		MoliCare Elastic 9 kapek .....	130
Manusept basic.....	111	MoliCare Elastic 10 kapek.....	130
Medicomp.....	30	MoliCare Fixpants .....	133
Medicomp Drain.....	30	MoliCare Form.....	132
MediSet – Dialýza set .....	105	MoliCare Lady .....	125
MediSet – Dialýza set II.....	105	MoliCare Lady Pants 5 kapek.....	128
MediSet – Dialýza Set III.....	105	MoliCare Lady Pants 7 kapek.....	128
MediSet – Dialýza Set V .....	105	MoliCare Men.....	126
MediSet – Dialýza Set VIII .....	105	MoliCare Men Pants 5 kapek .....	128
MediSet – Dialýza set XV .....	105	MoliCare Men Pants 7 kapek .....	128
MediSet pro anestezii I .....	103	MoliCare Mobile 5 kapek.....	129
MediSet pro anestezii III .....	103	MoliCare Mobile 6 kapek.....	129
MediSet pro ARO (epidurální).....	103	MoliCare Mobile 8 kapek .....	129
MediSet pro centrální žilní katetrizaci .....	102	MoliCare Mobile 10 kapek.....	129
MediSet pro centrální žilní katetrizaci – Basic.....	102	MoliCare Pad.....	127

MoliCare Premium 6 kapek.....	131
MoliCare Premium 8 kapek.....	131
MoliCare Premium 9 kapek.....	131
MoliCare Premium Fixpants.....	133
MoliCare Rectangular.....	134
MoliCare Skin Čisticí pěna.....	135
MoliCare Skin Hygienické ubrousky.....	135
MoliCare Skin Krém na ruce.....	136
MoliCare Skin Masážní gel.....	136
MoliCare Skin Mycí emulze.....	135
MoliCare Skin Napuštěné mycí žínky.....	135
MoliCare Skin Ochranná pěna na pokožku.....	137
MoliCare Skin Ochranný krém se zinkem.....	137
MoliCare Skin Ochranný olej ve spreji.....	137
MoliCare Skin Ošetřující olej.....	136
MoliCare Skin Ošetřující přísada do koupele.....	135
MoliCare Skin Šampon.....	135
MoliCare Skin Tělové mléko.....	136
MoliCare Skin Vlhké ošetřující utěrky.....	135
<b>N</b>	
Náhradní pumpička pro RX5 Touchless.....	119
Nálevka na kanystry.....	121
Nova 1.....	191
Nova 1 Closed.....	188
Nova 1 Urostomy X3.....	195
Nova 2.....	192
Nova 2 Closed.....	188
Nova 2 podložky.....	196
Nova 2 Urostomy.....	195
NovaLife 1 Closed.....	188
NovaLife 1 Open.....	191
NovaLife 2 Closed.....	188
NovaLife 2 Open.....	192
NovaLife 2 podložky.....	196

**O**

Obinadlo hydrofilní.....	39
Obinadlo hydrofilní elastické.....	40
Obinadlo hydrofilní škrobené.....	39
Obvaz hotový.....	35
Obvazové svorky.....	39
Obvaz pohotovostní na popáleniny.....	35
Odkapávací miska pro Eurodržák pro Sterillium.....	119
Odkapávací miska pro RX5 Touchless.....	119
Odkapávač pro Eurospender 1 plus.....	121
Odkapávač pro Eurospender 1 plus Touchless.....	121
Odměrka.....	121
Odstraňovač kožních svorek.....	106
Omnifilm.....	57
Omnifix Elastic.....	59
Omniplast.....	55
Omnipor.....	56
Omnisilk.....	58
Omnistrip.....	60
Omnitape.....	61
Otvírač kanystrů.....	121

**P**

Pagasling.....	33
Pagavit.....	142
Peha-basic.....	96
Peha-fix.....	38
Peha-fresh.....	142
Peha-haft.....	41
Peha-haft Color.....	41
Peha-instrument – Doplnky.....	100
Peha-instrument – Chirurgické nůžky.....	100
Peha-instrument – Jehelce.....	100
Peha-instrument – Pinzety.....	100
Peha-instrument – Svorky.....	100
Peha-isoprene.....	97

Peha-micron .....	97	Ria Ultra .....	162
Peha-neon.....	97	Rolta-soft .....	54
Peha – nůž na stehy .....	106	<b>S</b>	
Peha – plastová pinzeta .....	106	Safix plus .....	169
Peha-profile .....	95	Safix plus Longety.....	169
Peha-shield.....	97	Samu Midi – vložky porodnické.....	161
Peha-soft nitrile.....	170	Samu Mini – vložky porodnické.....	161
Peha-soft nitrile fino.....	170	SicSac .....	142
Peha-soft nitrile guard .....	170	Soft-Zellin .....	36
Peha-soft nitrile sterile.....	170	Sorbalgon .....	17
Peha-soft nitrile white.....	170	Sorbalgon T .....	17
Peha-soft powderfree.....	171	Stellisept med.....	113
Peha-soft syntex, powderfree .....	171	Stellisept med gloves.....	113
Peha-soft vinyl.....	171	Stellisept med – s pumpičkou .....	113
Peha-taft.....	95	Sterillium.....	111
Peha-taft Classic pf .....	94	Sterillium classic pure .....	111
Peha-underglove LATEX .....	96	Sterillium Gel pure.....	111
Peha-underglove LATEXFREE.....	96	Sterillium med .....	111
Pehazell Clean.....	77	Sterillium Tissue.....	111
PermaFoam Classic.....	22	Sterilux ES.....	29
PermaFoam Classic Border .....	22	Stůlpa.....	42
Plastová ústní lžička .....	106	<b>T</b>	
Plastový peán dlouhý.....	106	Tampon z gázy .....	33
Pruban .....	43	Telacomp .....	99
Pumpička náhradní do Eurospenderu 1 plus .....	121	Telaprep .....	99
Pur-Zellin.....	37	Telasling .....	99
Pütterbinde.....	51	Telasorb.....	98
Pütter-Verband .....	51	Thermoval baby.....	180
<b>R</b>		Thermoval kids.....	181
RespoSorb Super .....	25	Thermoval kids flex.....	181
Ria Classic.....	162	Thermoval rapid .....	182
Ria Slip .....	163	Thermoval standard.....	182
Ria tampony .....	163	Tyčinka s houbou .....	106
Ria tampony Organic .....	163	<b>U</b>	
Ria tampony Sport .....	163	Univerzální pistolový rozprašovač na láhve.....	121

## V

ValaClean.....	138
ValaClean box.....	138
ValaComfort.....	141
ValaFit.....	139
Valachauss S.....	172
ValaProtect.....	140
Varolast.....	53
Vata obvazová skládaná.....	165
Vatové tyčinky.....	106, 142
Verba.....	46
Veroval compact.....	177
Veroval duo control.....	175
Veroval – Chlamydie.....	186
Veroval infračervený dotykový teploměr.....	179
Veroval inteligentní osobní váha.....	178
Veroval – Mužská plodnost.....	186
Veroval – Nedostatek železa.....	184
Veroval – Nesnášenlivost lepku.....	185
Veroval pažní tlakoměr.....	176
Veroval – Pomohou Vám k léčení antibiotika?.....	183
Veroval – Prevence žaludečních onemocnění.....	185
Veroval sada ochranných krytů.....	179
Veroval tlakoměr s EKG.....	174
Veroval – Zánět močových cest.....	184
Veroval zápěstní tlakoměr.....	176
VivanoMed.....	27
VivanoMed bílá pěna.....	28
VivanoMed Gel Strip.....	28
VivanoMed set břišní krytí.....	28
VivanoMed set kruhové krytí.....	28
VivanoMed set krytí.....	28
VivanoMed set tenké krytí.....	28
VivanoTec port.....	27
VivanoTec Pro.....	27

VivanoTec sběrná nádoba.....	27
------------------------------	----

VivanoTec Y-Connector.....	27
----------------------------	----

Vložky porodnické.....	161
------------------------	-----

## Z

Zetuvit.....	31
--------------	----



# Poznámky

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



# Poznámky

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

# Poznámky

A series of horizontal dotted lines for writing notes.





**HARTMANN – RICO a.s.**  
Masarykovo nám. 77  
664 71 Veverská Bítýška

[hartmann.cz](http://hartmann.cz)  
[missionprevention.cz](http://missionprevention.cz)  
[lecbarany.cz](http://lecbarany.cz)  
[moliklub.cz](http://moliklub.cz)  
[kneipp.cz](http://kneipp.cz)

20. vydání, únor 2021  
© HARTMANN – RICO a.s.